

TM
drive

grab bar,
white powder coated
barra de apoyo,
cubierta de polvo blanco
barre d'appui, peinture
poudre blanche

item #s:

RTL12012

12016-3

RTL12018

12024-3

12032-3



EU Authorized Representative
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo 18 CP 29006
Málaga, Spain

www.drivemedical.com

TM
drive

mounting instructions

NOTE: Mounting flanges of grab bar must be aligned to mount to wall studs. Wood screws must go through the wall board or tile and attach to wood wall studs for solid support. For plastic tub and shower enclosures, drill through wall and mount grab bar to wall studs.

1. Place grab bar on wall in line with wall studs and mark location of screw holes. (Horizontal Attachment See Figure 1, Vertical Attachment See Figure 2.) After deciding on type of attachment, drill small hole to confirm the location of the stud.

CAUTION: Wood screws should only be used in wooded wall studs.

2. Determine for each flange whether to use wood screws or toggle bolts (not included).

WARNING: At least two wood screws in each flange must be attached to wall studs or grab bar may pull out and serious injury could result

3. Use masonry bit to drill through tile or grout. For wood screws, drill small pilot hole into wood studs.
4. After holes are drilled, place grab bar on wall and attach with wood screw. If using toggle bolts (not included), make sure bolt is attached to grab bar flange before being forced into hole.

NOTE: Use caulking around grab bar flanges to prevent moisture from seeping in.

NOTE: Clean with mild soap and rinse with warm water.

5. Tighten all screws and bolts with screwdriver. Check periodically for tightness. Never use grab bar if any looseness is detected as it could result in personal injury.




figure 1




figure 2

This grab bar meets ADA & CSA Standards for Accessible Design.

The ADA & CSA provide guidelines for public accommodations and commercial facilities. Under these guidelines grab bars must meet following requirements.

- Installed horizontally
- Provide a sizeable gripping surface
- Diameters of 1.25" - 2"
- Space between the grab bar and the wall of at least 1.5", so that someone can easily grab onto the bar
- Cannot rotate in their fittings, as that makes it more difficult to use as support
- Support up to 250 lbs.

Your Drive grab bar meets each of these standards.

Below are some additional tips to consider when installing a grab bar in your own personal residence:

- Make sure surroundings have rounded edges and are free of sharp edges
- Objects below and at the ends of the bar should be at least 1.5" away
- Objects above should be at least 12" away

For more information visit www.ada.gov or www.csagroup.org

montar las instrucciones

NOTA: Los bordes de montaje de la barra de sostén deben estar alineados para montarse a las clavijas de la pared. Los tornillos de madera deben ir a través de la plancha o azulejos de la pared y unirse a las clavijas de madera de la pared para un soporte sólido. Para las tinas y duchas plásticas cerradas, taladre a través de la pared y monte la barra de sostén a las clavijas de la pared.

1. Ubique la barra de sostén sobre la pared en línea con las clavijas de la pared y marque la ubicación de los orificios de los tornillos. (La Fijación horizontal Ve la Figura 1, la Fijación Vertical Ve la Figura 2.) Después de decidir el tipo de acoplamiento, taladre un pequeño agujero para confirmar la ubicación de la clavija.

PRECAUCION: Los tornillos de madera deberán ser usados solamente en clavijas de paredes de madera.

2. Determine si usará tornillos de madera o pernos acodados para cada borde del montaje (no incluido).

ADVERTENCIA: Deberán colocarse por lo menos dos tornillos de madera en cada borde en las clavijas de la pared o la barra de sostén podría soltarse y resultar en una lesión seria.

3. Use un trozo de mampostería para taladrar a través del azulejo o lechada. Para los tornillos de madera, taladre un pequeño agujero piloto en las clavijas de madera.
4. Después que se taladraron los agujeros, ubique la barra de sostén sobre la pared y fije con tornillo de madera. Si usa pernos acodados (no incluido), asegúrese que el perno esté fijado a la cabeza de la barra de sostén antes de forzarla en el agujero.

NOTA: Use masilla alrededor de los bordes de la barra de sostén para evitar que la humedad penetre.

NOTA: Limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia.

5. Ajuste todos los tornillos y pernos con destornillador. Controle periódicamente que estén ajustados. Nunca use la barra de sostén si detecta alguna flojedad ya que podría resultar en una lesión personal.




figura 1




figura 2

Esta barra de agarre cumple con los estándares ADA y CSA para diseño accesible.

La ADA y la CSA proporcionan pautas para alojamientos públicos e instalaciones comerciales. Bajo estas pautas, las barras de apoyo deben cumplir con los siguientes requisitos.

- Instalado horizontalmente
- Proporcionar una superficie de agarre considerable
- Diámetros de 1.25" - 2"
- Espacio entre la barra de apoyo y la pared de al menos 1.5", para que alguien pueda agarrarse fácilmente a la barra.
- No pueden girar en sus accesorios, ya que eso dificulta su uso como soporte.
- Soporta hasta 250 libras.

Su barra de apoyo Drive cumple con cada uno de estos estándares. A continuación, se incluyen algunos consejos adicionales que debe considerar al instalar una barra de apoyo en su propia residencia personal:

- Asegúrese de que los alrededores tengan bordes redondeados y no tengan bordes afilados
- Los objetos debajo y en los extremos de la barra deben estar al menos a 1.5" de distancia
- Los objetos de arriba deben estar al menos a 30 cm de distancia

Para obtener más información, visite www.ada.gov o www.csagroup.org

monter instructions

REMARQUE: Les pattes de fixation de la barre d'appui doivent être en alignement avec les poteaux muraux. Les vis à bois doivent traverser le panneau de revêtement ou le carrelage et être fixées dans les poteaux muraux pour plus de solidité. Pour les baignoires ou les cabines de douche en plastique, percez la paroi et montez la barre d'appui dans les poteaux muraux.

1. Placez la barre d'appui en alignement avec les poteaux muraux et marquez l'emplacement des trous pour les vis. (L'Attachement horizontal Voit la Figure 1, l'Attachement Vertical Voit le 2 de Figure.) Quand vous avez choisi votre mode de fixation, percez un petit trou pour marquer l'emplacement où se trouve le poteau.

MISE EN GARDE: Les vis à bois doivent être utilisées seulement dans un poteau mural.

2. Vous devez choisir le type de fixation pour chaque patte, vis à bois ou boulons à ailettes (non inclus).

AVERTISSEMENT: Les vis à bois de chaque patte de fixation doivent être fixées dans un poteau mural ou la barre d'appui pourrait se détacher et causer des blessures sérieuses.

3. Utilisez une mèche à béton pour percer le carrelage ou le mortier. Pour les vis à bois, percez un petit trou dans le poteau mural pour marquer l'emplacement de la fixation.
4. Après avoir percé les trous, placez la barre d'appui sur le mur et fixez avec les vis à bois. Si vous utilisez des boulons à ailettes (non inclus), assurez-vous que le boulon est fixé sur la patte de fixation avant de l'enfoncer dans le trou.

REMARQUE: Utilisez un produit de type mastic autour de la patte de fixation pour éviter que l'humidité ne s'infilte à l'intérieur.

REMARQUE: Nettoyez avec du savon doux et rincez à l'eau tiède.

5. Serrez tous les boulons et les vis avec un tournevis. Vérifiez périodiquement le serrage. Ne jamais vous servir de la barre si vous vous apercevez qu'elle est un peu desserrée car vous pourriez vous blesser.




figure 1




figure 2

Cette barre d'appui répond aux normes ADA et CSA pour une conception accessible

L'ADA et la CSA fournissent des lignes directrices pour les locaux publics et les installations commerciales. Selon ces directives, les barres d'appui doivent répondre aux exigences suivantes.

- Installé horizontalement
- Fournir une surface adhérente considérable
- Diamètres 1.25" - 2"
- Dégagement d'au moins 1,5 po entre la barre d'appui et le mur, afin que quelqu'un puisse facilement tenir la barre.
- Ils ne peuvent pas tourner sur leurs accessoires, car cela rend leur utilisation difficile comme support.
- Supporte jusqu'à 250 livres.

Votre barre d'appui Drive répond à chacune de ces normes, voici quelques conseils supplémentaires à prendre en compte lors de l'installation d'une barre d'appui dans votre résidence personnelle:

- Assurez-vous que l'environnement a des bords arrondis et pas de bords tranchants
- Les objets situés sous et aux extrémités de la barre doivent être distants d'au moins 1,5 po
- Les objets ci-dessus doivent être distants d'au moins 30 cm

Pour plus d'informations, visitez www.ada.gov ou www.csagroup.org

mantenimiento

Drive recomienda una inspección visual periódica de este producto por parte del usuario, para garantizar que todas las piezas y herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para la normalidad, operación segura. Si alguna parte o mecanismo parece ser inseguro o comprometido, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visitar www.drivemedical.com/help para obtener más información.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2020 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

entretien

Drive recommande une inspection visuelle périodique de ce produit par l'utilisateur afin de s'assurer que toutes les pièces et le matériel sont sécurisés, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés ou desserrés et qu'il n'y a aucune obstruction, fonctionnement sûr. Si une pièce ou un mécanisme semble dangereux ou compromis, n'utilisez pas le produit. Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visiter www.drivemedical.com/help pour plus d'informations.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, après du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2020 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more info.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2020 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

