

super lite
transport chair, 18"

silla de transporte
súper liviana, 18"

votre fauteuil de transfert
super-lite, 18"

drive

MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

maintenance tips

Proper care and maintenance is important in order to keep your Super Lite Transport Chair in good working condition. Be sure that your chair is in proper working condition at all times. A qualified dealer or repair center (wheelchair rental dealer) should be consulted for periodic inspections and repairs.

1. At least once a week, wipe off the frame using a clean and soft cloth. If the chair is exposed to moisture, dry the chair immediately. The metal parts of the chair should be replaced promptly as it may not support your body weight.
2. Clean the upholstery with a mild soap solution, rinse and wipe dry. Worn or torn upholstery should be replaced promptly as it may not support your body weight.
3. Inspect the wheels at least once a month. Correct any side play by loosening the lock nut on the axle, then tighten the axle just enough to remove side play.
4. Solid rubber tires require limited upkeep, but need to be cleaned periodically with a damp cloth. Solid rubber tires need to be replaced if they become cracked or severely worn.

It is important for the attendant to be familiar with proper assisting procedures in any situation that requires the use of the Super Lite Transport Chair. Safety is the key consideration. Consult your physician, nurse or physical therapist to determine methods most suitable for your individual needs and abilities.

operating tips

Your Transport Chair Dealer (Wheelchair rental Dealer) can assist you in making adjustments and provide with operational information.

1. To open the chair, pull up on back support in opposite direction of footrest.
2. To fold down and store, stand behind chair, pull release chair towards while pushing the top of the back support away from you.
3. To deploy footrest simply pull down the footrest support. Pull the footrest support up when not in use.

safety tips

1. Before entering or leaving the chair, engage the dual wheel locks against the tire on both rear wheels. Make sure the front casters are in the forward position before transferring into or out of the chair.
2. Do not move forward while leaning forward in the chair.
3. Leaning out of the transport chair without proper assistance could cause tipping.

NOTE: You and your attendant should consult a qualified professional for the correct techniques on ramp negotiations.

super light transport chair

(Item # SL18)

weight capacity: 250 lbs.



drive

MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

consejos de mantenimiento

El cuidado y el mantenimiento adecuados son importantes para mantener su Silla de transporte súper liviana en buenas condiciones de funcionamiento. Asegúrese que su silla está en condiciones adecuadas de funcionamiento en todo momento. Un representante calificado o un centro de reparación (representante de alquiler de sillas de ruedas) debe consultarse periódicamente para inspección y reparación.

1. Por lo menos una vez a la semana limpie el marco usando un trapo limpio y suave. Si la silla es expuesta a humedad, seque la silla de inmediato. Las partes de metal de la silla deben reemplazarse rápidamente ya que pueden no soportar el peso de su cuerpo.
2. Limpie el tapizado con una solución de jabón suave, enjuague y seque con trapo. El tapizado gastado o roto debe reemplazarse rápidamente ya que puede no soportar el peso de su cuerpo.
3. Inspeccione las ruedas por lo menos una vez al mes. Corrija cualquier juego lateral aflojando la tuerca de traba en el eje, luego ajuste el eje lo suficiente para quitarle el juego lateral.
4. Las ruedas de goma sólida requieren limitado mantenimiento, pero necesitan limpiarse periódicamente con un trapo húmedo. Las ruedas de goma sólida necesitan reemplazarse si se resquebrajan o están severamente gastadas.

Es importante que el asistente esté familiarizado con los procedimientos de asistencia adecuados para cualquier situación que requiera el uso de la Silla de transporte súper liviana. La seguridad es la clave a tener en cuenta. Consulte a su médico, enfermera o terapeuta físico para determinar los métodos más adecuados a sus necesidades y capacidades individuales.

consejos para el funcionamiento

Su representante de silla de transporte (Representante de alquiler de silla de ruedas) puede ayudarlo a hacer ajustes y proveerle la información sobre el funcionamiento.

1. Para abrir la silla, jale del respaldar en dirección opuesta al apoyapié.
2. Para plegar y guardar, párese detrás de la silla, jale la cadena de liberación hacia usted mientras empuja la parte superior del respaldar lejos de usted.
3. Para desplegar el apoyapié simplemente baje el apoyo del apoyapié. Levante el apoyapié cuando no lo use.

consejos de seguridad

1. Antes de sentarse o levantarse de la silla, engrane las trabas de las ruedas duales contra la cubierta en ambas ruedas traseras. Asegúrese que las ruedecillas frontales estén en la posición hacia adelante antes de moverse hacia o fuera de la silla.
2. No se mueva hacia adelante mientras se inclina hacia adelante en la silla.
3. Inclinarsse hacia fuera de la silla de transporte sin la asistencia adecuada puede causar vuelco.

NOTA: Usted y su asistente deben consultar a un profesional calificado para las técnicas correctas de manejo en rampas.

silla de transporte súper liviana

(Item # SL18)

capacidad de peso: 250 lbs



drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

conseils d'entretien

Il est important de prendre soin et d'assurer l'entretien de votre fauteuil de transfert Super-Lite afin de garantir son bon fonctionnement. Vérifiez que votre fauteuil soit toujours en bon état. Périodiquement, faites inspecter ou réparer votre équipement par un vendeur qualifié ou un centre de réparation (wheelchair rental dealer).

1. Au moins une fois par semaine, passez un linge doux et propre sur les parties chromées. En cas d'exposition à l'eau, séchez immédiatement. Les pièces défectueuses en métal doivent être remplacées dans les plus brefs délais car elles pourraient se rompre sous votre poids.
2. Nettoyez les garnitures de tissu avec une solution d'eau et de savon doux, rincez et séchez avec un chiffon sec. En cas d'usure ou de déchirure, changez la garniture sans attendre car elle pourrait céder sous votre poids.
3. Inspectez les roues au moins une fois par mois. Corrigez le jeu latéral en desserrant l'écrou de verrouillage de l'axe, puis serrez l'axe juste assez pour corriger le jeu.
4. Les pneus pleins ne nécessitent que très peu d'entretien et doivent être nettoyés occasionnellement avec un linge humide. Les pneus pleins des roues doivent être remplacés s'ils deviennent trop usés ou fendus.

Il est important que l'accompagnateur de l'utilisateur ait une bonne connaissance des procédures nécessaires à l'utilisation du fauteuil de transfert Super Lite. La sécurité est le facteur essentiel. Demandez conseil à votre médecin, infirmière ou kinésithérapeute en ce qui concerne les méthodes appropriées à vos capacités et vos besoins personnels.

conseils d'utilisation

Votre vendeur de fauteuil de transfert (wheelchair rental dealer) peut vous aider à faire les réglages nécessaires et vous donner les informations essentielles à la bonne utilisation de votre matériel.

1. Pour ouvrir le fauteuil, poussez sur le dossier dans la direction opposée aux repose-pieds.
2. Pour le refermer et l'entreposer, tenez-vous derrière le fauteuil puis tirez le déverrouillage vers vous tout en poussant la partie supérieure du dossier dans le sens opposé.
3. Pour ouvrir un repose-pied il faut simplement le descendre. Le remonter quand on ne s'en sert pas.

conseils de sécurité

1. Avant de vous asseoir ou de vous relever du fauteuil de transfert, serrez toujours les doubles taquets de verrouillage contre les pneus des deux roues arrière. Avant la manœuvre, assurez-vous que les roues directrices devant sont pointées vers l'avant.
2. Ne jamais avancer le fauteuil en vous penchant en avant.
3. Se pencher hors du fauteuil sans assistance pourrait le faire basculer.

REMARQUE: Votre accompagnateur et vous-même devez prendre conseil auprès d'un professionnel qualifié pour apprendre les techniques correctes pour gérer les plans inclinés.

votre fauteuil de transfert super-lite

(Item # SL18)

poids maximum: 250 lbs



drive

MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usage normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China