

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive™

Rev.2.07.23.14

transfer bench with  
sliding seat and fold up legs

banco de transferencia con  
asiento deslizante y patas  
plegables

banc de transfert avec siège  
coulissant et pattes pliantes


item # RTL12075



EU Authorized Representative  
Drive International, LLC  
Globe Lane - Stockport  
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive™



## assembly instructions

1. Remove contents from carton.
2. Place transfer bench frame on its side. Unfold one leg section by extending outward. Locking pins (2) will snap into place when legs are secure. Make sure both locking pins fully protrude through the holes.
3. Repeat for second leg section.
4. Stand transfer bench upright. Insert backrest into backrest receptacle on back of the seat. Push down firmly to secure in place.
5. Attach red handle by inserting handle into the two receptacle holes on the side of the seat. Be sure that curve of handle is facing out. Note: handle should be inserted on the same side as the large suction cup feet. Secure in place by inserting the two (2) red locking knobs from the bottom and turning clockwise until tight.
6. Insert soap dish on same side as red handle by sliding into middle receptacle from the top down.

Rev.2.07.23.14

## operation

1. Place transfer bench in tub so the suction cup feet are **INSIDE** the tub. (If the preference is for the seat to face the opposite way, legs can be switched to the other side of the bench by depressing brass push pins, removing legs and inserting them into the opposite leg receptacles.)
2. Adjust height of legs to desired height by depressing brass push pins and setting to proper height. Note: Legs should be set to ensure seat is level, taking into account that the legs inside the tub will have to be set to a lower height setting because of the difference in height from most tubs to floors.
3. To move seat, pull the red seat positioning lever located under the seat away from the frame and slide seat until it clicks into place. Note: there are two (2) positions where seat will be secured to frame, one on the left side and one on the right side.

## folding

To fold for storage or transport, stand bench vertically on one set of legs. On one side of leg assembly, pull both red locking levers away from frame simultaneously until both locking pins disengage. Fold legs down. Turn transfer bench over and repeat for second set of legs. Remove backrest, handle and soap dish if necessary.

### CAUTION:

When entering or exiting shower or bath via the transfer bench, make sure the seat is in one of the locked positions.

**WEIGHT CAPACITY: 300 LBS (136 KG)**

## funcionamiento

1. Coloque la banca de transferencia dentro de la bañera de manera que las patas con la copa de succión estén DENTRO de la bañera. (Si se prefiere colocar la banca viendo hacia la parte opuesta, puede cambiar las patas al otro lado de la banca presionando las clavijas de presión, quitando las patas e introduciéndolas en los receptáculos opuestos de las patas).
2. Ajuste la altura de las patas a la altura deseada al presionar las clavijas a presión y colocarlas en la altura adecuada. Nota: Las patas deben estar colocadas de manera que la banca esté nivelada, tomando en cuenta que las patas dentro de la bañera tendrán que colocarse a una altura menor debido a la diferencia en altura de la mayoría de las bañeras con los pisos.
3. Para mover el asiento, jale la palanca roja de posición ubicada debajo del asiento en dirección opuesta al armazón y deslice el asiento hasta que haga clic en su lugar. Nota: existen dos (2) posiciones en donde puede asegurar el asiento al armazón, una en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho.

## instrucciones de montaje

1. Saque las partes de la caja.
2. Coloque el armazón de la banca de transferencia en su costado. Desdoble una sección de la pata al extenderla hacia afuera. Las clavijas bloqueadoras (2) se colocarán en su lugar cuando las patas estén aseguradas. Asegúrese que ambas clavijas bloqueadoras sobresalgan a través de los hoyos.
3. Repita los mismos pasos para la segunda sección de la pata.
4. Levante y coloque la banca de transferencia verticalmente. Introduzca el respaldo dentro del receptáculo del respaldo ubicado en la parte de atrás del asiento. Presione hacia abajo firmemente para asegurarlo en su lugar.
5. Coloque la agarradera roja introduciéndola dentro de los dos hoyos del receptáculo ubicado en el costado del asiento. Asegúrese de que la curva de la agarradera esté hacia afuera. Nota: debe introducir la agarradera en el mismo lado de las patas con la copa de succión grande. Asegúrela en su lugar introduciendo las dos (2) perillas de bloqueo rojas por la parte de abajo y dando vuelta hacia la derecha hasta que estén apretadas.
6. Introduzca la base para el jabón en el mismo lado de la agarradera roja deslizándola en la parte del medio del receptáculo desde arriba hacia abajo.


## para doblarla


Para doblarla para guardarla o transportarla, coloque la banca verticalmente sobre un juego de patas. En un lado del armazón de las patas, jale ambas palancas rojas de bloqueo, lejos del armazón simultáneamente hasta que ambas clavijas de bloqueo se desenganchen. Doble las patas hacia abajo. Coloque la banca en el otro lado y repita lo mismo para el otro juego de patas. Quite el respaldo, la agarradera y la base para el jabón si es necesario.

### PRECAUCIÓN:

Cuando entre o salga de la regadera o bañera usando la banca de transferencia, asegúrese que el asiento esté bloqueado en su posición.

**CAPACIDAD DE PESO: 300 LBS (136 KG)**





## instructions pour l'assemblage

1. Retirez le contenu de la boîte.
2. Placez le siège de transfert sur le côté. Dépliez une section de pied vers l'extérieur. Les goupilles (2) se verrouillent lorsque les pieds sont en position. Assurez-vous que les deux goupilles ressortent bien au travers des trous.
3. Reprenez cette opération pour la deuxième section du pied.
4. Mettez le siège de transfert à l'endroit. Insérez le dossier dans son réceptacle à l'arrière du siège. Appuyez fermement pour le fixer solidement.
5. Insérez la poignée rouge dans les deux réceptacles sur le côté du siège. Assurez-vous que la courbure de la poignée pointe vers l'extérieur. Note : la poignée doit être insérée du même côté que les pieds à ventouse. Insérez les deux (2) boutons rouges vers le bas et tournez-les dans le sens horaire jusqu'à ce que la poignée soit solidement fixée.
6. Insérez le support à savon du même côté que la poignée rouge en le faisant glisser dans le réceptacle du milieu de haut en bas.

Rev.2.07.23.14

## utilisation

1. Placez le siège de transfert dans la baignoire de manière à ce que les ventouses soient à l'INTÉRIEUR de la baignoire (si vous préférez orienter le siège dans le sens opposé, les pieds peuvent être intervertis : appuyez sur les goupilles de laiton pour dégager les pieds, retirez-les et insérez-les dans les réceptacles opposés).
2. Appuyez sur les goupilles et faites glisser les tubes pour ajuster la hauteur des pieds. Note : les pieds doivent être ajustés de manière à ce que le siège soit parfaitement horizontal, en tenant compte du fait que les pieds à l'intérieur de la baignoire devront probablement être plus courts à cause de la différence de hauteur entre le fond de la baignoire et le plancher.
3. Pour faire glisser le siège, tirez le levier de positionnement rouge situé sous le siège vers l'extérieur et glissez le siège jusqu'à ce qu'il clique à sa nouvelle position. Il y a deux (2) positions de verrouillage du siège sur le cadre, une à droite et une à gauche.

## pliage

Pour replier le siège pour l'entreposer ou pour le transport, tenez le siège debout, sur deux de ses pieds. D'un côté, tirez sur les deux leviers de verrouillage rouges simultanément vers l'extérieur jusqu'à ce que les deux goupilles de verrouillage soient dégagées. Repliez les pieds. Posez le siège à l'envers et répétez ces instructions avec l'autre paire de pieds. Retirez le dossier, la poignée et le support à savon si nécessaire.

### MISE EN GARDE:

Lorsque vous accédez à une baignoire ou une douche à l'aide du siège de transfert, assurez-vous que le siège est verrouillé dans une des deux positions stables.

**CAPACITÉ DE POIDS DE 300 LBS (136 KG)**

## lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



©2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

# garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

