

Guía de funciones



Configuración de peso
comodidad, consulte el peso
del paciente.



Modo de terapia.



Modo AutoFirm (firmeza au-
tomática), con tiempo de espera
de 20 minutos.



Alternando modo de presión.



Modo estático, presión
constante.



Modo de inflación en posición de
asiento, para acelerar la presión
cuando la cabeza está elevada
hasta 30°.



Modo de pulsación, todo el
colchón se infla y desinfla se-
cuencialmente cada 15 segundos.



Selección de tiempo de ciclo.



Desactivar Alarma.



Bloqueo del Panel. El panel se
bloqueará automáticamente
después de 5 minutos.
Presione por 3 segundos
para desbloquear.

Function Guide

Guide des fonctions

Guía de funciones

driveTM

driveTM

Function Guide



Comfort weight setting, refer to patient weight



Therapy mode.



AutoFirm mode, with 20min. timeout.



Alternating pressure mode.



Static mode, constant pressure.



Seat Inflation mode, to boost pressure when head is elevated up to 30°.



Pulsation mode, entire mattress sequentially inflates and partially deflates every 15 seconds.



Cycle Time selection.



Alarm Mute.



Panel Lock. Panel will lock automatically after 5 min. Press 3 sec to unlock.

Guide des fonctions



Paramètre de poids de confort, référez au poids du patient.



Mode de thérapie.



Mode fermé automatique, avec arrêt automatique à 20 minutes.



Alternant mode pression.



Mode statique, pression constante.



Mode gonflage du siège, pour augmenter la pression lorsque la tête est relevée à 30°.



Mode pulsation, le matelas se gonfle et se dégonfle séquentiellement et partiellement chaque 15 secondes.



Sélection de la durée du cycle.



Sourdine d'alarme.



Verrouillage du panneau. Le panneau se verrouille automatiquement après 5 minutes. Appuyez 3 secondes pour le déverrouiller.