

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

overdoor exercise pulley

polea de ejercicio
para puerta

poulie d'exercice

item # 13005

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com

installation instructions

1. Open box and verify ALL pieces are included.
 - Door Bracket
 - Arm with pulley
 - Handles
 - Exercise cord
2. Holding bracket in one hand, insert top end of arm into notch on the door bracket. Squeezing together the arm, insert bottom of the arm into hole on the door bracket. Securely tie exercise cord to the middle of handle. Run end of exercise cord through **BOTH** pulleys and secure in middle of other handle. Place door bracket securely on top of door unit is to be used. Follow Therapist or Doctor's instructions on use of exercise pulley.


instrucciones de instalación

1. Abra la caja y confirme que todas las piezas están incluidas.
 - Soporte para puertas
 - Brazo con polea
 - Mangos
 - Cuerda de ejercicio
2. Sosteniendo el soporte con una mano, introduzca el extremo superior del brazo en la ranura del soporte para puertas. Apretando el brazo, inserte la parte inferior del brazo en el agujero que está en el soporte de la puerta. Ate firmemente la cuerda de ejercicio en el medio de uno de los mangos. Haga pasar un extremo de la cuerda de ejercicio por ambas poleas y asegúrela en el medio del otro mango. Coloque el soporte para puertas firmemente en la parte superior de la unidad

de puerta que se usará. Siga las instrucciones del fisioterapeuta o del médico para usar la polea de ejercicio.

instructions de montage

1. Ouvrez la boîte et vérifiez si toutes les pièces sont incluses.
 - Support de porte
 - Bras de suspension avec poulies
 - Poignées
 - Corde d'exercice
2. En tenant le support d'une main, insérez l'extrémité supérieure du bras de suspension dans l'encoche du support de porte. En pressant les branches du bras de suspension ensemble, insérez l'extrémité inférieure du bras dans le trou du support de porte. Fixez solidement la corde d'exercice au centre de la poignée. Faites passer l'extrémité de la corde d'exercice à travers les deux poulies et fixez au centre de l'autre poignée. Placez bien à plat le support de porte sur le dessus de la porte que vous désirez utiliser. Suivez les directives du physiothérapeute et du médecin pour l'utilisation de la poulie d'exercice.



lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China