



2026

Catalogue complet des produits – Canada

Améliorer la qualité
de vie, voilà ce qui
nous anime



drive 
MEDICAL

Notre histoire

Fondée en 2000, la société Drive Medical est rapidement devenue un chef de file de la fabrication d'équipement médical durable avec des bureaux partout dans le monde. Avec l'acquisition en 2015 de DeVilbiss Healthcare, un innovateur dans le domaine des soins respiratoires depuis 1888, nous avons élargi notre offre pour inclure une gamme complète de produits respiratoires et d'oxygène fiables utilisés dans plus de 100 pays.

Nos produits

Nous proposons une gamme complète d'équipements médicaux durables qui améliorent la vie et qui mettent l'accent sur l'innovation, la fonctionnalité et la valeur, y compris des produits de mobilité, lits, fauteuils roulants, produits de prévention de la pression, sièges d'aisance et de sécurité pour salle de bain, équipement respiratoire, produits de réadaptation pédiatrique, équipement pour chambre de patient, produits de soins personnels, aide à la vie quotidienne et appareils d'électrothérapie.

Derrière chacun des **plus de 3 500 produits** que nous fabriquons se trouve l'objectif d'améliorer la qualité de vie et de promouvoir l'indépendance des personnes qui les utilisent. Nous sommes dévoués envers nos clients et nos partenaires et nous nous efforçons continuellement de leur proposer des produits de la plus haute qualité pour répondre à un large éventail de besoins en soins de santé, un excellent rapport qualité-prix et un soutien à la clientèle inégalé.

Table des matières

Ambulateurs	3-32
Cannes et béquilles	33-79
Fauteuils roulants et fauteuils de transport	81-122
Marchettes	123-148
Mobilité motorisée	149-156
Sécurité pour la salle de bain	157-194
Chaises d'aisance	195-206
Lits	207-224
Prévention des plaies de pression	225-261
Soins personnels	263-284

2026

Catalogue des ambulateurs

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime



drive 
M E D I C A L

Une mobilité autonome et fiable

En ce qui concerne la mobilité indépendante, Drive Medical est fière de proposer une gamme d'ambulateurs fiables et de haute qualité pour répondre à vos besoins; avec des caractéristiques que vous adorerez, dans des styles que vous serez fier de présenter. Que votre style de vie exige des options de voyage légères et portatives, ou une sélection robuste et durable pour un usage quotidien, vous apprécierez la réflexion et le soin que nous apportons à la conception et à la production de chaque ambulateur Drive.



Ambulateur de luxe à 3 roues en aluminium avec roulettes de 19,1 cm (7,5 po)



Numéro d'article	Couleur
10289RD	Rouge
10289BL	Bleu

- Livré de série avec panier, plateau et pochette
- Le panier se replie pour un rangement pratique
- Livré dans un carton ultracompact, cadre replié. Tirez le cadre léger en aluminium de style trombone pour le déployer et fixez-le avec le bouton de verrouillage
- Roulettes de 19,1 cm (7,5 po) pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Les poignées s'ajustent facilement en hauteur avec le bouton automatique. La boucle de verrouillage spéciale faite de moulage interne en aluminium fonctionne facilement et assure la sécurité
- Se plie facilement d'une seule main



Magasinez maintenant

Ambulateur à 3 roues en aluminium Winnie Lite Supreme/Go Lite



Numéro d'article	Couleur
RTL199	Écossais havane

- La boucle de verrouillage spéciale en aluminium moulé fonctionne facilement et assure la sécurité
- Les roulettes de 19,1 cm (7,5 po) avec pneus à prise souple sont idéales pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Livré de série avec pochette de transport
- Les poignées s'ajustent facilement en hauteur avec le bouton automatique
- Se plie facilement d'une seule main



Magasinez maintenant

Ambulateurs

Ambulateur Nitro™ à 3 roues

Numéro d'article

RTL10266TWHL

Couleur

Rouge



- Modèle élégant et moderne doté d'un cadre en aluminium léger avec câble de frein intégré
- Les poignées ergonomiques offrent confort et maîtrise; il suffit d'appuyer sur les freins à main pour engager le frein de stationnement
- Ajustez rapidement et facilement la hauteur des poignées à l'aide du bouton-poussoir
- Grande pochette de rangement amovible
- L'ambulateur se replie facilement d'un côté à l'autre pour rester debout, ce qui le rend facile à rouler, stationner et ranger
- La double fourche avant améliore le rayon de braquage tout en assurant une sécurité accrue
- Grande roue avant de 22,9 cm (9 po) pour une direction optimale
- Livré entièrement assemblé



Magasinez maintenant

Ambulateur en acier avec roues de 15,2 cm (6 po), démontable

Numéro d'article

R800KD-RD

R800KD-BL

R800KD-GY

Couleur

Rouge

Bleu

Gris



- Cadre durable en acier robuste
- Accoudoirs réglables en hauteur (78,7 à 91,4 cm [31 à 36 po])
- Le siège et le dossier rembourrés permettent à l'utilisateur de demeurer à l'aise pendant les longues périodes en position assise
- Pochette de rangement pratique sous le siège pour un accès facile à vos articles personnels
- Poignée ergonomique avec freins à boucle verrouillables faciles à utiliser pour plus de confort et de contrôle
- Roues de 15,2 cm (6 po) avec pneus à prise souple pour l'intérieur et l'extérieur
- Modèle compact et pliable
- Assemblage rapide et facile sans outil
- Ne pèse que 7,7 kg (17 lb)



Magasinez maintenant

Ambulateurs

Ambulateur durable à 4 roues avec roulettes de 19,1 cm (7,5 po)



Numéro d'article	Couleur
10257BL-1	Bleu
10257RD-1	Rouge

- Cadre durable en acier
- Mobilité pratique avec un siège confortable et reposant
- Pochette sous le siège pour plus de confidentialité et de sécurité
- Levier facile à tourner pour un réglage rapide de la hauteur
- Les grandes roulettes de 19,1 cm (7,5 po) sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur
- Le frein à main de luxe peut être pressé au besoin ou poussé vers le bas pour verrouiller l'ambulateur en place
- Dossier rembourré amovible à charnières pouvant être replié vers le haut ou vers le bas
- Se plie facilement pour le transport ou le rangement

Magasinez maintenant



Ambulateur en aluminium avec roulettes de 15,2 cm (6 po)



Numéro d'article	Couleur
R726RD	Rouge
R726BK	Noir
R726BL	Bleu
R726GR	Vert
R726PR	Violet

- Cadre léger en aluminium
- Fourni avec un siège rembourré confortable et durable
- Pochette à fermeture à glissière sous le siège pour plus de confidentialité et de sécurité
- Dossier rembourré amovible à charnières pouvant être replié vers le haut ou vers le bas
- Les roulettes de 15,2 cm (6 po) avec pneus à accroche souple sont idéales à l'intérieur comme à l'extérieur et assurent un déplacement fluide et stable
- Les poignées ergonomiques sont faciles à saisir et sont réglables

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur à hauteur réglable avec roulettes de 15,2 cm (6 po)

**Numéro d'article****Couleur**

RTL10261RD

Rouge

RTL10261BL

Bleu

- Le réglage universel de la hauteur du cadre permet d'ajuster la hauteur du siège de 45,7 à 55,9 cm (18 à 22 po) par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Fourni avec un siège rembourré confortable et durable
- Dossier rembourré amovible à charnières pouvant être replié vers le haut ou vers le bas
- Les roulettes de 15,2 cm (6 po) avec pneus à accroche souple sont idéales à l'intérieur comme à l'extérieur et assurent un déplacement fluide et stable
- Les poignées ergonomiques sont faciles à agripper et sont ajustables en hauteur grâce au bouton automatique

[Magasinez maintenant](#)

Ambulateur en aluminium avec roulettes de 19,1 cm (7,5 po)

**Numéro d'article****Couleur**

R728RD

Rouge

R728BL

Bleu

- Fourni avec un siège rembourré confortable et durable
- Pochette à fermeture à glissière sous le siège pour plus de confidentialité et de sécurité
- Dossier rembourré amovible à charnières pouvant être replié vers le haut ou vers le bas
- Les roulettes de 19,1 cm (7,5 po) avec pneus à prise souple sont idéales à l'intérieur comme à l'extérieur et assurent un roulement doux et stable
- Les poignées ergonomiques sont faciles à saisir et sont réglables

[Magasinez maintenant](#)

Ambulateurs

Ambulateur compact pliable

Numéro d'article

RTL10288BK

Couleur

Noir



- Se plie facilement d'un côté à l'autre pour une utilisation quotidienne et se replie de façon compacte pour le rangement et le transport
- Cet ambulateur léger ne pèse que 7,0 kg (15,5 lb) pour des déplacements et un transport sans effort
- Cadre robuste et durable en aluminium
- Hauteur de poignée réglable de 78,7 à 91,4 cm (31 à 36 po)
- Le dossier rembourré assure un soutien supplémentaire en position assise
- Le siège permet de prendre une pause au besoin et de demeurer à l'aise
- Les roues de 20,3 cm (8 po) sont idéales pour les manœuvres à l'intérieur et à l'extérieur
- Sac de rangement amovible pour les articles personnels
- Porte-canne inclus pour plus de commodité
- Assemblage sans outil

Magasinez maintenant

Ambulateur Nitro en aluminium, roulettes de 25,4 cm (10 po)

Numéro d'article

RTL10266

RTL10266BK

Couleur

Rouge

Noir



- Cet ambulateur est astucieusement conçu avec un siège confortable, des poignées réglables en hauteur et de grandes roulettes avant de 25,4 cm (10 po) pour un roulement fluide.
- Les câbles de frein sont situés à l'intérieur du châssis pour assurer une expérience sécuritaire
- Dossier profilé réglable
- Conception à croisillons pour plus de sécurité
- Pince de fixation et pliage côte à côte
- Grand sac de rangement pratique inclus
- Ne pèse que 8,2 kg (18 lb), facile à transporter

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur Nitro en aluminium, hauteur hémi, roulettes de 25,4 cm (10 po)

**Numéro d'article**

RTL10266BK-H

Couleur

Noir

- Hauteur hémi idéale pour les personnes mesurant 1,57 m (5 pi 2 po) ou moins
- Câble de frein à l'intérieur du cadre pour plus de sécurité
- La hauteur de la poignée s'ajuste facilement à l'aide d'un bouton-poussoir unique
- La hauteur du support du dossier est réglable avec une vis à serrage à main sans outil
- La fourche à roulettes améliore le rayon de braquage
- Les grandes roulettes avant de 25,4 cm (10 po) permettent une direction optimale et un roulement confortable
- Se plie facilement d'une seule main pour un format ultracompact pour le rangement
- La pince en plastique maintient le Nitro fermé lorsque le cadre est plié
- La conception à croisillons permet un pliage latéral et une stabilité accrue
- Cadre léger en aluminium

[Magasinez maintenant](#)

Ambulateur Nitro en aluminium, hauteur élevée, roulettes de 25,4 cm (10 po)

**Numéro d'article**

RTL10266-T

Couleur

Rouge

RTL10266BK-T

Noir

- Hauteur élevée idéale pour les personnes mesurant 1,83 m (6 pi) ou plus
- Câble de frein à l'intérieur du cadre pour plus de sécurité
- La hauteur de la poignée s'ajuste facilement à l'aide d'un bouton-poussoir unique
- La hauteur du support du dossier est réglable avec une vis à serrage à main sans outil
- La fourche à roulettes améliore le rayon de braquage
- Les grandes roulettes avant de 25,4 cm (10 po) permettent une direction optimale et un roulement confortable
- Se plie facilement d'une seule main pour le rangement
- La pince en plastique maintient le Nitro fermé lorsque le cadre est plié
- La conception à croisillons permet un pliage latéral et une stabilité accrue
- Cadre léger en aluminium

[Magasinez maintenant](#)

Ambulateurs

Ambulateur Nitro DLX

Numéro d'article

RTL10266CH-HS

RTL10266BL-HS

Couleur

Champagne

Bleu



- La hauteur de la poignée s'ajuste facilement à l'aide d'un bouton-poussoir unique
- La hauteur du support du dossier est réglable avec une vis à serrage à main sans outil
- La fourche à roulettes améliore le rayon de braquage
- Roulettes avant de 25,4 cm (10 po) permettant une excellente direction et un roulement confortable
- Se plie facilement d'une seule main pour un format ultracompact
- La conception à croisillons permet un pliage latéral et une stabilité accrue
- Superbe sac de rangement amovible de luxe à fermeture à glissière, avec fixation unique qui garde le sac bien en place lorsque le Nitro est ouvert ou plié
- Cadre léger

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateur Nitro Sprint

Numéro d'article

102662RD

102662BK

102662BL

Couleur

Rouge

Noir

Bleu



- Dossier profilé pour un confort et une visibilité accrus
- Le cadre breveté assure une robustesse et une durabilité accrues avec une capacité de charge de 158,8 kg (350 lb).
- Le frein de ralentissement intégré contrôle la vitesse lors du déplacement sur divers terrains.
- Le système de freinage amélioré réduit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des câbles de frein
- Le support intégré permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour téléphone intelligent.
- Câble de frein intégré pour une durabilité et une sécurité accrues
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilité optimale
- Se plie d'un côté à l'autre avec une main
- Un siège rembourré pour un confort accru en position assise
- Le sac de rangement se monte à plusieurs endroits pour un accès facile

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateurs

Ambulateur Nitro Sprint avec accessoires

Numéro d'article	Couleur
102662RD-ACC	Rouge
102662BK-ACC	Noir
102662BL-ACC	Bleu

- Le support intégré permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour téléphone intelligent.
- *LES 3 ACCESSOIRES SONT INCLUS!** Dossier profilé pour un confort et une visibilité accrus
- La conception brevetée du cadre assure une robustesse accrue
- Le frein de ralentissement intégré contrôle la vitesse lors du déplacement sur divers terrains.
- Le système de freinage amélioré réduit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des câbles de frein
- Câble de frein intégré pour une durabilité et une sécurité accrues
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilité optimale
- Se plie d'un côté à l'autre avec une main
- Un siège rembourré pour un confort accru en position assise
- Le sac de rangement se monte à plusieurs endroits pour un accès facile.

Magasinez maintenant

Ambulateur Nitro Sprint, hauteur élevée

Numéro d'article	Couleur
102662RD-T	Rouge
102662BK-T	Noir
102662BL-T	Bleu

- Dossier profilé pour un confort et une visibilité accrus
- Le cadre breveté assure une robustesse et une durabilité accrues avec une capacité de charge de 158,8 kg (350 lb).
- Le frein de ralentissement intégré contrôle la vitesse lors du déplacement sur divers terrains.
- Le système de freinage amélioré réduit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des câbles de frein
- Le support intégré permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour téléphone intelligent.
- Câble de frein intégré pour une durabilité et une sécurité accrues
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilité optimale
- Se plie d'un côté à l'autre avec une main
- Un siège rembourré pour un confort accru en position assise
- Le sac de rangement se monte à plusieurs endroits pour un accès facile.

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur Nitro Sprint, hauteur élevée, avec accessoires

Numéro d'article	Couleur
102662RD-T-ACC	Rouge
102662BK-T-ACC	Noir
102662BL-T-ACC	Bleu

- Le support intégré permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour téléphone intelligent.
- *LES 3 ACCESSOIRES SONT INCLUS!** Dossier profilé pour un confort et une visibilité accrue
- La conception brevetée du cadre assure une robustesse accrue
- Le frein de ralentissement intégré contrôle la vitesse lors du déplacement sur divers terrains.
- Le système de freinage amélioré réduit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des câbles de frein
- Câble de frein intégré pour une durabilité et une sécurité accrues
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilité optimale
- Se plie d'un côté à l'autre avec une main
- Un siège rembourré pour un confort accru en position assise
- Le sac de rangement se monte à plusieurs endroits pour un accès facile.

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateur Nitro Sprint, hauteur hémi

Numéro d'article	Couleur
102662RD-H	Rouge
102662BK-H	Noir
102662BL-H	Bleu

- Dossier profilé pour un confort et une visibilité accrue
- Le cadre breveté assure une robustesse et une durabilité accrues avec une capacité de charge de 158,8 kg (350 lb).
- Le frein de ralentissement intégré contrôle la vitesse lors du déplacement sur divers terrains.
- Le système de freinage amélioré réduit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des câbles de frein
- Le support intégré permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour téléphone intelligent.
- Câble de frein intégré pour une durabilité et une sécurité accrues
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilité optimale
- Se plie d'un côté à l'autre avec une main
- Un siège rembourré pour un confort accru en position assise
- Le sac de rangement se monte à plusieurs endroits pour un accès facile.

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateurs

Ambulateur Nitro Sprint, hauteur h mi, avec accessoires

Num ro d'article

102662RD-H-ACC

102662BK-H-ACC

102662BL-H-ACC

Couleur

Rouge

Noir

Bleu

- Le support int gr  permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour t l phone intelligent.
- *LES 3 ACCESSOIRES SONT INCLUS!** Dossier profil  pour un confort et une visibilit  accr s
- La conception brevet e du cadre assure une robustesse accr e
- Le frein de ralentissement int gr  contr le la vitesse lors du d placement sur divers terrains.
- Le syst me de freinage am lior  r duit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des c bles de frein
- C ble de frein int gr  pour une durabilit  et une s curit  accr es
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilit  optimale
- Se plie d'un c t    l'autre avec une main
- Un si ge rembourr  pour un confort accru en position assise
- Le sac de rangement se monte   plusieurs endroits pour un acc s facile.

Magasinez maintenant

Ambulateur en fibre de carbone Nitro Elite CF

Num ro d'article

RTL10266CF

Couleur

Noir en fibre de carbone

- Cadre en fibre de carbone ultral ger de luxe
- Le cadre ne p se que 5,4 kg (12 lb) pour une performance puissante avec une mobilit  rapide et sans effort
- Luxueux sac de rangement amovible   fermeture   gliss re
- La fixation unique du sac garde le sac bien en place lorsque l'ambulateur est ouvert ou pli 
- C ble de frein   l'int rieur du cadre pour plus de s curit 
- La hauteur de la poign e s'ajuste facilement   l'aide d'un bouton-poussoir unique
- La fourche   roulettes am liore le rayon de braquage
- Les grandes roulettes avant de 25,4 cm (10 po) permettent une direction optimale et un roulement confortable
- Se plie facilement d'une seule main pour un format ultracompact pour le rangement
- La conception   croisillons permet le pliage lat ral
- Porte-canne EZ Clip inclus

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur AeroWalk™

Numéro d'article	Couleur	Description
10277GY	Gris	Hauteur élevée
10277GY-S	Gris	Hauteur standard
10277WT	Blanc	Hauteur élevée
10277WT-S	Blanc	Hauteur standard
10277BL	Bleu	Hauteur élevée
10277BL-S	Bleu	Hauteur standard



- Modèle ultraléger avec cadre en aluminium élégant pesant moins de 7,0 kg (15,4 lb)
- Cadre épuré, sans soudures apparentes
- Câble de frein dissimulé pour une durabilité et une sécurité accrues.
- Hauteur de la poignée réglable : 80,0 à 89,9 cm (31,5 à 35,4 po) (standard) et 80,0 à 94,7 cm (31,5 à 37,3 po) (haute).
- Le dossier est réglable pour assurer un soutien lombaire de qualité supérieure.
- Grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) pour une stabilité optimale.
- Siège durable et confortable pour se reposer en cours de route.
- Se replie facilement d'un côté à l'autre pour le rangement et le transport.
- Sac de rangement amovible pour transporter facilement les articles personnels.

Magasinez maintenant



Ambulateur AeroCarbon™

Numéro d'article	Couleur
10278BK	Noir
10278GY	Gris



- Maniabilité sans effort : Facile à soulever, à transporter et à manœuvrer avec un poids de seulement 5,2 kg (11,5 lb). Se range de façon compacte dans un placard, un coffre de voiture ou ailleurs grâce à son pliage compact.
- Durable et facile d'entretien : La construction en fibre de carbone assure une intégrité structurale sans encombrement excessif. Le cadre sans soudure réduit les points de fracture courants et simplifie l'entretien grâce à un nombre réduit de pièces de remplacement
- Un style qui séduit : Son design épuré et sa finition mate sophistiquée facilitent l'adoption d'une aide à la mobilité, même chez les utilisateurs hésitants.
- Confiance et confort : Offre une performance stable à l'intérieur comme à l'extérieur grâce aux roues de 24,1 cm (9,5 po) à l'avant et de 20,3 cm (8 po) à l'arrière, ainsi qu'à des câbles de frein intégrés évitant les accrocs. Personnalisez le soutien grâce au réglage de la hauteur des poignées et au siège de 44,5 cm (17,5 po) de largeur avec dossier ergonomique.

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur junior en aluminium avec roulettes de 15,2 cm (6 po)

Numéro d'article	Couleur
301PSBN	Bleu
301PSRN	Rouge

- Les roulettes de 15,2 cm (6 po) à prise souple sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur
- Dossier rembourré amovible sans outil avec housse pour plus de confort
- Hauteur du sol au siège de 45,7 cm (18 po)
- Siège rembourré confortable
- Les poignées sont réglables en hauteur
- La boucle de verrouillage spéciale en aluminium moulé fonctionne facilement et assure la sécurité
- Se plie facilement d'une seule main

Magasinez maintenant



NOUVEAU! Ambulateur bariatrique

Numéro d'article	Couleur
10315BK-1	Noir

- Le réglage universel de la hauteur du cadre permet d'ajuster la hauteur du siège
- Grand dossier confortable
- Grandes roulettes avant pour une direction optimale
- Facile à plier et compact pour le transport et le rangement

Bientôt disponible



Ambulateurs

Ambulateur bariatrique en acier Go-Lite

Numéro d'article

10215RD-1

10215BL-1

Couleur

Rouge

Bleu

- Les roulettes de 20,3 cm (8 po) avec pneus à prise souple sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur
- Siège surdimensionné à rembourrage moelleux
- Fourni avec un grand panier de 52,1 cm (20,5 po) (l) x 11,4 cm (4,5 po) (h) x 22,9 cm (9 po) (p) pouvant être installé sous le siège
- Dossier rembourré amovible sans outil pour plus de confort
- La boucle de verrouillage spéciale en aluminium moulé fonctionne facilement et assure la sécurité
- Poignées facilement réglables en hauteur avec bouton automatique



[Magasinez maintenant](#)

Ambulateur Nitro HD

Numéro d'article

10266HD-BK

Couleur

Noir

- Câble de frein à l'intérieur du cadre pour plus de sécurité
- La hauteur de la poignée s'ajuste facilement à l'aide d'un bouton-poussoir unique
- Système de suspension unique pour plus de soutien et de confort
- La hauteur du dossier s'ajuste facilement sans outil
- La fourche à roulettes améliore le rayon de braquage
- Grandes roulettes avant de 25,4 cm (10 po) pour une direction optimale
- Se plie facilement d'une seule main pour un format ultracompact
- Le mécanisme de verrouillage sous le siège maintient le Nitro fermé lorsque le cadre est replié
- La conception à croisillons permet un pliage latéral et une stabilité accrue
- Superbe sac de rangement amovible à fermeture à glissière avec fixation unique pour garder le sac bien en place lorsque Nitro est ouvert ou plié
- Cadre léger en aluminium



[Magasinez maintenant](#)

Ambulateurs

Ambulateur Nitro® Sprint HD

Numéro d'article

102662BK-HD

Couleur

Noir

226,8 kg
(500 lb)
Capacité
de poids

- Dossier profilé avec hublot
- La conception brevetée du cadre fournit une robustesse et une durabilité accrues avec une capacité de charge de 226,8 kg (500 lb)
- Le frein de ralentissement intégré contrôle la vitesse
- Le système de freinage amélioré réduit l'usure des pneus et facilite le remplacement des plaquettes et des câbles de frein
- Bande de roulement améliorée pour une meilleure capacité de freinage
- Le support intégré permet de fixer facilement un porte-gobelet, un porte-canne ou un support pour téléphone intelligent
- Câble de frein intégré pour une durabilité et une sécurité accrues
- Les grandes roues avant de 25,4 cm (10 po) assurent une stabilité optimale et un déplacement confortable
- Se replie d'un côté à l'autre avec une main et reste verrouillé pour faciliter le transport et le rangement
- Le sac de rangement se monte à plusieurs endroits pour un accès facile

Magasinez maintenant



Marchette verticale Elevate

Numéro d'article

UPWKRL10

Couleur

Bleu

UPWKRGY10

Gris

136 kg
(300 lb)
Capacité
de poids

- Ligne de vision plus naturelle qu'avec les aides à la mobilité traditionnelles.
- Les coussins d'accoudoirs rembourrés à hauteur réglable gardent les bras soutenus et à niveau pour une utilisation confortable, tandis que les grandes roues de 25,4 cm (10 po) le rendent idéal à l'intérieur comme à l'extérieur
- Accoudoirs rembourrés et poignée verticale réglable jusqu'à 111,8 cm (44 po)
- Siège rembourré durable et confortable
- Se replie d'une seule main d'un côté à l'autre
- Comprend un sac de rangement amovible à fermeture à glissière avec sangle
- Fourche avant double pour une stabilité optimale
- Freins verrouillables pour plus de sécurité et de contrôle
- Frein à main double à longueur réglable
- Grandes roues avant tout-terrain de 25,4 cm (10 po) pour
- Dossier réglable en hauteur

Magasinez maintenant



Marchette verticale Nitro® Neuro™

Numéro d'article 102663RD

- Le système de freinage en marche arrière s'enclenche automatiquement lorsque vous relâchez les mains pour éviter tout roulement incontrôlé
- Le bouton de réglage de la résistance de freinage permet de régler la vitesse de déplacement et la maîtrise souhaitées
- Poignées de frein à prise facile pour un contrôle intuitif et réactif au quotidien
- Accoudoirs épais et réglables en hauteur pour un soutien personnalisé
- Siège généreux de 50,8 cm (20 po) pour un repos confortable
- Les poignées intégrées pour s'asseoir et se tenir debout fournissent une aide stable pour des transferts plus sécuritaires et pour se tenir debout
- Grand sac de rangement à deux positions pour garder vos articles essentiels à portée de main
- Compatible avec le porte-gobelet Nitro pour plus de commodité et de personnalisation

Bientôt disponible



Ambulateur/fauteuil de transport Duet avec roulettes de 15,2 cm (6 po)

Numéro d'article	Couleur
795BU	Bourgogne
795BK	Noir
795B	Bleu

- Combine les caractéristiques d'un ambulateur et d'un fauteuil de transport en une seule unité
- Une personne peut se déplacer de façon autonome ou être poussée en toute sécurité par un soignant
- Le dossier profilé et rembourré à deux positions sans outil est réversible
- Fourni avec un siège rembourré et une pochette de transport
- Le cadre pliable est doté d'une fonction de verrouillage pour s'assurer que l'unité reste ouverte pendant l'utilisation et garantit que l'unité reste pliée pendant le transport
- Les roulettes de 20,3 cm (8 po) sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur
- Les poignées sont réglables en hauteur

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur Nitro Duet et fauteuil de transport

Numéro d'article

RTL10266DT

Couleur

Rouge

- Combine les caractéristiques d'un ambulateur et d'un fauteuil de transport en une seule unité. L'utilisateur peut se déplacer seul ou être poussé en toute sécurité par un soignant
- Le dossier profilé à deux positions sans outil est réversible selon que vous utilisez le Nitro Duet comme ambulateur ou fauteuil de transport
- La hauteur du dossier s'ajuste facilement à l'aide de boutons sans outils
- La fourche à roulettes et les grandes roulettes avant de 25,4 cm (10 po) améliorent le rayon de braquage et le confort de roulement
- La conception à croisillons permet un pliage latéral et une stabilité accrue
- Les câbles de frein acheminés à l'intérieur du châssis ajoutent à la sécurité et à la commodité

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateur léger Airgo eXcursion X20 à repliage latéral

Numéro d'article

700-920

700-922

700-921

700-920PR

Couleur

Noir

Violet

Bleu

Canneberge

- Cadre ultraléger repliable sur les côtés conçu pour une stabilité supérieure
- Les poignées ergonomiques brevetées absorbent les vibrations tout en plaçant votre main dans un angle naturel pour faciliter l'accès aux freins
- Facile à plier en tirant simplement sur la sangle, et le panier souple couvert se replie avec le cadre
- Comprend une pince pliante pour soulever et transporter le sac de façon plus sécuritaire

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateurs

Ambulateur léger Airgo eXcursion XWD à repliage latéral

Numéro d'article

700-928

700-929

Couleur

Bleu Pacifique

Noir Perle

- Les poignées ergonomiques brevetées absorbent les vibrations tout en plaçant votre main dans un angle naturel pour faciliter l'accès aux freins
- Facile à plier en tirant simplement sur la sangle, et le panier souple couvert se replie avec le cadre
- Comprend une pince pliante pour soulever et transporter le sac de façon plus sécuritaire
- Siège rembourré et dossier entièrement profilé pour un confort supérieur
- Se verrouille en position ouverte pour plus de sécurité
- Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue dans l'obscurité

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateur/fauteuil de transport à repliage latéral Airgo Fusion F18

Numéro d'article

700-938

Couleur

Canneberge

- Cadre ultraléger repliable sur les côtés conçu pour une stabilité supérieure
- Les poignées ergonomiques brevetées absorbent les vibrations tout en plaçant votre main dans un angle naturel pour faciliter l'accès aux freins
- Facile à plier en tirant simplement sur la sangle, et le panier souple couvert se replie avec le cadre
- Comprend une pince pliante pour soulever et transporter le sac de façon plus sécuritaire

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateurs

Ambulateur/fauteuil de transport à repliage latéral Airgo Fusion F23

Numéro d'article

700-932PB

700-932

Couleur

Bleu Pacifique

Noir Perle

- Ambulateur léger à repliage latéral et fauteuil de transport en un seul modèle
- Se replie facilement sur le côté en tirant simplement sur la sangle
- Le NOUVEAU panier souple recouvert se plie avec le cadre et peut être facilement retiré
- Les repose-pieds brevetés Swing n' Lock se fixent au cadre quand ils sont repliés
- Le cadre se verrouille lorsqu'il est replié pour un levage et un rangement plus sécuritaires
- Siège rembourré et dossier complet pour un confort supérieur

Magasinez maintenant



Ambulateur/fauteuil de transport à repliage latéral Airgo Fusion F20

Numéro d'article

700-935BK

700-935CR

700-935

Couleur

Noir

Canneberge

Bleu

- Ambulateur léger à repliage latéral et fauteuil de transport en un seul modèle
- Se replie facilement sur le côté en tirant simplement sur la sangle
- Le NOUVEAU panier souple recouvert se plie avec le cadre et peut être facilement retiré
- Les repose-pieds brevetés Swing n' Lock se fixent au cadre quand ils sont repliés
- Le cadre se verrouille lorsqu'il est replié pour un levage et un rangement plus sécuritaires

Magasinez maintenant



Ambulateurs

Ambulateur léger Airgo eXcursion X23 à repliage latéral, hauteur élevée

Numéro d'article	Couleur
700-917	Bleu
700-917BK	Noir

- Cadre ultraléger repliable sur les côtés conçu pour une stabilité supérieure
- Les poignées ergonomiques brevetées absorbent les vibrations tout en plaçant votre main dans un angle naturel pour faciliter l'accès aux freins
- Facile à plier en tirant simplement sur la sangle, et le panier souple couvert se replie avec le cadre
- Comprend une pince pliante pour soulever et transporter le sac de façon plus sécuritaire
- Siège rembourré et dossier entièrement profilé pour un confort supérieur

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateur léger Airgo eXcursion X18 à repliage latéral, hauteur héli

Numéro d'article	Couleur
700-927	Canneberge

- Cadre ultraléger repliable sur les côtés conçu pour une stabilité supérieure
- Les poignées ergonomiques brevetées absorbent les vibrations tout en plaçant votre main dans un angle naturel pour faciliter l'accès aux freins
- Facile à plier en tirant simplement sur la sangle, et le panier souple couvert se replie avec le cadre
- Comprend une pince pliante pour soulever et transporter le sac de façon plus sécuritaire
- Siège rembourré et dossier entièrement profilé pour un confort supérieur
- Se verrouille en position ouverte pour plus de sécurité
- Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue dans l'obscurité

[Magasinez maintenant](#)



Marchette à roulettes Hugo Elite avec siège

Numéro d'article

700-961

700-959

Couleur

Rouge

Noir

- Une marchette à roulettes avec siège, panier de rangement et freins à main réglables qui vous apportent liberté, mobilité et confiance pour aller n'importe où
- Vous pouvez utiliser le siège intégré pour vous reposer partout où vous avez besoin d'une pause
- Nos nouvelles poignées ergonomiques redéfinissent le confort
- Vous sentirez la différence à chaque pas
- 2 réglages de hauteur pour convenir à plus de personnes
- Les freins à main se verrouillent pour plus de sécurité en position assise
- Les poignées ergonomiques confortables sont le parfait mélange de confort et de contrôle

[Magasinez maintenant](#)



Marchette à roulettes Hugo Fit 6 avec siège

Numéro d'article

700-913

Couleur

Noir

- Un ambulateur à 4 roues à hauteur variable avec siège
- Réglable pour un ajustement parfait
- Son siège et son dossier rembourrés fournissent un endroit confortable pour se reposer
- Le siège se règle à trois hauteurs différentes et la hauteur de la poignée est également réglable
- Poignées ergonomiques avec freins à main verrouillables pour plus de sécurité en position assise
- Sac de rangement sécuritaire sous le siège pour les objets de valeur
- Modèle léger (6,8 kg (15 lb)) se replie facilement pour le transport
- Roues de 15,2 cm (6 po) qui ne marquent pas
- Assemblage sans outil

[Magasinez maintenant](#)



Marchette à roulettes à repliage latéral Hugo eXplore avec siège

Numéro d'article

700-977

Couleur

Noir

- La marche avec le Hugo eXplore est un moyen sûr et efficace pour les personnes ayant un équilibre ou une endurance limités de rester actives
- Dotée de poignées ergonomiques à hauteur réglable qui positionnent vos mains à un angle naturel
- Quatre grandes roues de 20,3 cm (8 po), un siège rembourré intégré et des freins à main verrouillables pour plus de sécurité lorsque vous êtes assis
- Pour un confort optimal, ne cherchez pas plus loin que le grand dossier profilé
- Le panier souple amovible se replie facilement avec la marchette et est lavable à la machine
- Il suffit de tirer sur la sangle du siège pour le plier, et le eXplore tient debout de lui-même pour un rangement facile

[Magasinez maintenant](#)



Marchette à roulettes à repliage latéral Hugo Sidekick avec siège

Numéro d'article

700-979

Couleur

Bleu

- Cadre ultraléger repliable sur les côtés conçu pour une stabilité supérieure
- Les poignées ergonomiques brevetées absorbent les vibrations tout en plaçant votre main dans un angle naturel pour faciliter l'accès aux freins
- Facile à plier en tirant simplement sur la sangle, et le panier souple couvert se replie avec le cadre
- Comprend une pince pliante pour soulever et transporter le sac de façon plus sécuritaire
- Siège rembourré et dossier entièrement profilé pour un confort supérieur
- Se verrouille en position ouverte pour plus de sécurité
- Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue dans l'obscurité

[Magasinez maintenant](#)



Ambulateurs et accessoires

Marchette à roulettes à repliage latéral et fauteuil de transport Hugo Navigator

Numéro d'article
793-943

Couleur
Bleu

- Se convertit facilement d'un ambulateur en fauteuil de transport complet pour qu'un proche puisse vous ramener à la maison dans le confort et l'élégance, en toute sécurité
- Ambulateur léger à repliage latéral et fauteuil de transport en un seul modèle
- Les repose-pieds brevetés Swing n' Lock se fixent au cadre quand ils sont repliés
- Le cadre se verrouille lorsqu'il est replié pour un levage et un rangement plus sécuritaires
- Siège rembourré et dossier complet pour un confort supérieur
- Les deux accoudoirs permettent de se reposer les bras dans les deux modes

Magasinez maintenant



Porte-gobelet pour repliage latéral

Numéro d'article
730-944

Couleur
Noir

- Vous permet de ranger et de transporter votre boisson en toute sécurité, où que vous alliez
- Pivote de gauche à droite pour un maximum de commodité
- Installation sans outil, adaptée aux aînés
- Compatible avec les ambulateurs Airgo/Hugo à pliage latéral (sauf Sidekick)
- Compatible avec les ambulateurs Airgo eXcursion de révision 2.1 ou ultérieure (sauf 2.5)

Magasinez maintenant



NexStride® de Drive®

Numéro d'article

FG-1000

- Métronome sonore : Le métronome de NexStride® émet un signal sonore, engageant une voie différente dans votre cerveau pour vous permettre d'avancer.
- Ligne laser visuelle : En plus de la signalisation externe audible, NexStride® utilise la signalisation externe visuelle au moyen d'un signal laser qui vous indique où marcher, donnant à votre cerveau une cible sur laquelle se concentrer et une nouvelle façon d'interagir avec le corps (cela peut également aider à corriger les problèmes de foulée).
- Retrouvez votre indépendance : Utilisez la canne, l'ambulateur ou les accessoires de marche NexStride chez vous pour vous déplacer d'une pièce à l'autre et aller à la salle de bain sans aide. Faites des promenades dans le quartier ou rencontrez des amis avec NexStride et continuez à profiter de la liberté et de l'indépendance que procure la marche par vous-même.

[Magasinez maintenant](#)



WalkWise® de Drive®

Numéro d'article

RTLWWA100

- Tranquillité d'esprit : Restez connecté en toute confiance à votre proche, où que vous soyez.
- Surveillance 24/7 : Vérifiez s'il est actif et utilise régulièrement son appareil de mobilité pour aider à réduire le risque de chute.
- Notifications en temps réel : Recevez des alertes simples si l'appareil bascule ou devient inactif pendant de longues périodes (abonnement mensuel requis).
- Discret et facile : Aucune caméra, aucun appareil portable, aucune recharge ni téléphone intelligent requis; il fonctionne automatiquement en arrière-plan.
- Suivi de l'activité : Conçu pour les utilisateurs de marchettes et d'ambulateurs afin d'enregistrer la distance parcourue et les mouvements quotidiens que les moniteurs d'activité manquent.

[Magasinez maintenant](#)



Support de bonbonne d'oxygène Nitro

Numéro d'article 10266-4OX

- Support de bonbonne d'oxygène conçu exclusivement pour l'ambulateur Nitro de Drive (non compatible avec les modèles Nitro Sprint, Nitro Glide, Nitro Duet ou Nitro 3 Wheel)
- Convient aux bonbonnes les plus courantes (ML6/A, M4/A, M9/C, M6/B, M15/D)
- Se fixe facilement à l'avant du Nitro sans affecter la fonctionnalité de ce dernier

[Magasinez maintenant](#)

Support de bonbonne d'oxygène Nitro

Numéro d'article 10266HD-4OX

- Support de bonbonne d'oxygène conçu exclusivement pour l'ambulateur Nitro Heavy Duty de Drive (non compatible avec Nitro Sprint, Nitro Glide, Nitro Duet ou Nitro 3 roues)
- Convient aux bonbonnes les plus courantes (ML6/A, M4/A, M9/C, M6/B, M15/D)
- Se fixe facilement à l'avant du Nitro sans affecter la fonctionnalité de ce dernier

[Magasinez maintenant](#)



Frein de ralentissement Nitro

Numéro d'article 10266-BRAKE ENH

- Compatible avec l'ambulateur Nitro



Magasinez maintenant

Freins de ralentissement pour ambulateurs à repliage latéral

Numéro d'article 730-942

- Convient aux modèles M+D eXcursion et Fusion
- Non compatible avec l'eXcursion6 en raison des roues de 15,2 cm (6 po)
- Rétro-compatible avec toutes les versions, mais fonctionne mieux avec les nouvelles roues à profil bas
- Peut exercer une pression sur les deux côtés ou sur un côté pour corriger la démarche



Magasinez maintenant

Porte-gobelet Nitro

Numéro d'article 10266-CH

- Maintient fermement le gobelet ou la bouteille
- Convient à tous les modèles Nitro
- Assemblage sans outil

Magasinez maintenant



Porte-gobelet pour Nitro Sprint et Glide

Numéro d'article 102662-CUP

- Le porte-gobelet pour Nitro Sprint et Glide est conçu pour tous les ambulateurs Nitro Sprint et les ambulateurs repose-genou Nitro Glide dotés d'un support pour accessoires intégré, pour une commodité de tous les instants
- Convient à tous les ambulateurs Nitro Sprint et les ambulateurs repose-genou Nitro Glide avec support pour accessoires intégré
- Maintient fermement les gobelets, les bouteilles d'eau et les tasses de voyage à portée de main

Magasinez maintenant



Plateau pour ambulateur Nitro Sprint

Numéro d'article 102662-TRAY

- Le plateau Nitro Sprint est conçu pour l'ambulateur Nitro Sprint, pour une commodité de tous les instants
- Convient à tous les ambulateurs Nitro Sprint
- Le plateau repose solidement sur le dessus du siège de l'ambulateur
- Porte-gobelet moulé pour plus de stabilité pour les boissons

[Magasinez maintenant](#)



Support pour téléphone cellulaire pour Nitro Sprint et Glide

Numéro d'article 102662-CELL

- Le support pour téléphone cellulaire pour Nitro Sprint et Glide est conçu pour tous les ambulateurs Nitro Sprint et les ambulateurs repose-genou Nitro Glide dotés d'un support pour accessoires intégré, pour une commodité de tous les instants
- Convient à tous les ambulateurs Nitro Sprint et les ambulateurs repose-genou Nitro Glide avec support pour accessoires intégré
- Maintient solidement la plupart des téléphones intelligents, qui restent visibles et utilisables dans le support
- Le mécanisme de verrouillage garde le téléphone cellulaire bien en place dans son support

[Magasinez maintenant](#)



Porte-canne Nitro Sprint

Numéro d'article 102662-CANE

- Le porte-canne Nitro est conçu pour l'ambulateur Nitro Sprint doté d'un support pour accessoires intégré, pour une commodité de tous les instants
- Convient à tous les ambulateurs Nitro Sprint avec support pour accessoires intégré
- Maintient solidement la plupart des cannes standard sur le côté gauche de l'ambulateur
- La canne s'installe et se retire facilement de l'ambulateur pour passer de l'une à l'autre sans effort



[Magasinez maintenant](#)

Porte-canne Nitro

Numéro d'article 892

- Convient à tous les produits Nitro
- Convient aux cannes de la plupart des fabricants



[Magasinez maintenant](#)



2026

Catalogue
des cannes
et béquilles

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime

drive 
M E D I C A L

Cannes et béquilles

Confort et autonomie accrus

Pour des produits de mobilité fiables auxquels vous pouvez faire confiance, les médecins, les hôpitaux et les particuliers se tournent vers Drive Medical. Nous proposons une grande variété de cannes et de béquilles pour vous fournir le niveau de soutien précis et individuel dont vous avez besoin pour protéger votre indépendance et améliorer votre mobilité en toute sécurité. Que vous soyez à la recherche d'aide à la mobilité pendant une période temporaire de récupération ou pour mieux soutenir votre équilibre pendant vos activités quotidiennes, vous trouverez une solution soigneusement conçue de Drive.



AIR-CANE™



Walk on Air™

La plupart des cannes sur le marché sont des produits de base : de mauvaise qualité, sans intérêt et facilement disponibles en ligne à prix moindre. **La canne Air-Cane établit une nouvelle référence.** Dotée d'une poignée Air Handle brevetée révolutionnaire et d'un embout Flex Grip™ Air-Tip conçu avec la technologie Airgomic™, ainsi que d'un design épuré et d'un confort avancé, c'est la canne que les utilisateurs remarquent et demandent par son nom. Pour vos clients, ils auront l'impression de marcher sur un nuage. Pour vous, elle offre une différenciation en salle de montre, une fidélisation accrue de la clientèle et des marges fiables grâce à des prix affichés minimums sur lesquels vous pouvez compter.



Une canne si perfectionnée que ses avantages se ressentent dès le premier pas

Moins de douleur, plus de confort

La poignée Air-Handle innovante est conçue pour réduire la fatigue et la tension des mains dès le départ grâce à une prise ergonomique en polyuréthane rembourrée et à une chambre à air intégrée qui s'adapte à la prise de chaque utilisateur.



La confiance à chaque pas

L'embout FlexGrip™ Air-Tip breveté amortit chaque pas grâce à une technologie innovante de chambre à air, tandis que les sculptures à dispersion d'eau sont conçues pour améliorer la stabilité et aider les utilisateurs à se déplacer sur des surfaces mouillées ou irrégulières.



Compacte et prête pour les déplacements

Transport et rangement sans effort pour les utilisateurs comme pour les aidants – cette conception pliable en 3 sections se replie en quelques secondes et se glisse facilement dans un sac ou se range de façon compacte lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Magasinez maintenant

Numéro d'article	Description	
MD20100BK	Air-Cane, onyx	●
MD20100BL	Air-Cane, saphir	●
MD20100RD	Air-Cane, cramoisi	●
MD20100PR	Air-Cane, lavande	●
MD20100GN	Air-Cane, forêt	●
MD20100GR	Air-Cane, ardoise	●

Spécifications du produit

Plage de taille	Réglable pour des utilisateurs mesurant de 1,45 à 2,01 m (4 pi 9 po à 6 pi 7 po)
Dimensions du produit	14,0 cm (5,5 po) (l) x 81,3 à 94,0 cm (32 à 37 po) (h)
Poids du produit	0,5 kg (1,125 lb)
Capacité de charge	158,8 kg (350 lb)
Garantie	Limitée à vie
Dimensions de la boîte	15,2 cm (6 po) (L) x 6,4 cm (2,5 po) (l) x 40,6 cm (16 po) (h)

Canne pliante Airgo Comfort-Plus

Numéro d'article




730-495
730-494
730-492
730-491
730-490

Couleur

Corail
Bourgogne
Anthracite
Noir
Bleu

- Poignée ergonomique Comfort-Plus épousant la forme de votre main et aidant à réduire le transfert des chocs
- Idéale pour les personnes souffrant d'arthrite
- Fabriquée en aluminium anodisé léger
- Dragonne avec bande réfléchissante pour plus de sécurité la nuit
- L'embout Flex-grip est conçu pour offrir un contact fluide avec la surface tout au long du mouvement de marche
- Bande de roulement offrant une adhérence supérieure et aidant à absorber les chocs

Bientôt disponible



Canne Airgo en aluminium gravé

Numéro d'article


730-420

Couleur

Noir

- Nos cannes en aluminium gravé ne sont pas seulement légères, elles se démarquent vraiment avec leur design attrayant de tubes gravés
- Elles combinent la qualité et les plus récentes technologies de fabrication pour créer une canne aussi fonctionnelle que fabuleuse
- Ces cannes sont également dotées d'une poignée en mousse confortable avec une dragonne pour plus de sécurité et sont ajustables en longueur
- Réglage facile à l'aide d'un bouton-poussoir et d'un écrou de blocage anti-cliquetis
- Recommandée pour les patients mesurant jusqu'à 1,98 m (6 pi 6 po)

Bientôt disponible



Canne Airgo Comfort-Plus en aluminium, poignée décalée



Numéro d'article

730-450
730-448
730-446
730-456
730-444
730-454
730-442

Couleur

Bourgogne
Olive
Anthracite
Noir
Graphite
Bleu

- La poignée Comfort-Plus avec une prise coussinée aide à absorber les chocs
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille
- L'embout Flex-Grip en caoutchouc nervuré assure une adhérence supérieure
- Convient à la plupart des personnes mesurant de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible



Canne Airgo Comfort-Plus avec embout MiniQuad ultrastable

Numéro d'article


730-859
730-858
730-857

Couleur

Bleu
Bourgogne
Noir

- L'embout MiniQuad est ultrastable et apporte un bon soutien, tout en étant 54 % plus léger qu'une canne quadripode à grande base
- La conception unique se recentre pour une stabilité maximale
- Permet à votre canne de tenir debout toute seule
- La poignée Comfort-Plus avec une prise coussinée aide à absorber les chocs
- Idéale pour les personnes souffrant d'arthrite
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille

Bientôt disponible



Canne Airgo Comfort-Plus en aluminium, poignée Derby

Numéro d'article

730-462

730-472

730-470

730-466

730-464

Couleur

Bleu

Corail



Bourgogne

Anthracite

Noir

- La poignée Comfort-Plus avec une prise coussinée aide à absorber les chocs
- Idéale pour les personnes souffrant d'arthrite
- La poignée de canne s'accroche au mur et ne tombe pas
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille
- L'embout Flex-Grip en caoutchouc nervuré assure une adhérence supérieure
- Convient à la plupart des personnes mesurant de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible



Canne quadripode réglable Airgo Comfort-Plus, grande base

Numéro d'article

770-844

770-842



Couleur

Noir

Bleu

- La base rotative en forme de K pivote et se verrouille en position pour convenir aux droitiers ou aux gauchers et est proposée en petite ou grande taille pour une stabilité accrue
- Poignée ergonomique coussinée épousant la forme de votre main et aidant à réduire les chocs
- 11 réglages de hauteur individuels présentent une gamme inégalée d'ajustements convenant à la plupart des personnes de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)
- Autoportante – tient debout toute seule

Bientôt disponible






Canne quadripode réglable Airgo Comfort-Plus, petite base

Numéro d'article	Couleur
770-854	Noir
770-852	Bleu
770-856	Anthracite

- La base rotative en forme de K pivote et se verrouille en position pour convenir aux droitiers ou aux gauchers et est proposée en petite ou grande taille pour une stabilité accrue
- Poignée ergonomique coussinée épousant la forme de votre main et aidant à réduire les chocs
- 11 réglages de hauteur individuels présentent une gamme inégalée d'ajustements convenant à la plupart des personnes de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)
- Autoportante – tient debout toute seule

Bientôt disponible





Canne quadripode ergonomique Hugo, petite base

Numéro d'article	Couleur
731-852	Cacao
731-854	Rose
731-850	Ébène

- La base rotative en forme de K pivote et se verrouille en position pour convenir aux droitiers ou aux gauchers et est proposée en petite ou grande taille pour une stabilité accrue
- Poignée ergonomique coussinée épousant la forme de votre main et aidant à réduire les chocs
- 11 réglages de hauteur individuels présentent une gamme inégalée d'ajustements convenant à la plupart des personnes de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)
- Autoportante – tient debout toute seule

Bientôt disponible






Canne quadripode ergonomique Hugo, grande base

Numéro d'article	Couleur
731-842	Cacao
731-844	Rose
731-840	Ébène

- La base rotative en forme de K pivote et se verrouille en position pour convenir aux droitiers ou aux gauchers et est proposée en petite ou grande taille pour une stabilité accrue
- Poignée ergonomique coussinée épousant la forme de votre main et aidant à réduire les chocs
- 11 réglages de hauteur individuels présentent une gamme inégalée d'ajustements convenant à la plupart des personnes de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible





Canne pliante ergonomique Hugo

Numéro d'article	Couleur
731-492	Fumée
731-491	Ébène
731-490	Aqua

- S'ouvre lorsque vous en avez besoin, se replie quand vous n'en avez pas besoin
- Le compagnon idéal pour la vie quotidienne, une utilisation occasionnelle et les voyages
- Poignée ergonomique coussinée épousant la forme de votre main et aidant à réduire le transfert des chocs
- Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite
- Dragonne avec bande réfléchissante pour plus de sécurité la nuit
- Avec embout de canne Ultra-Grip Edge™ pour une stabilité et une adhérence accrues
- Sangle de sécurité incluse pour garder la canne pliée lorsque vous ne l'utilisez pas

Bientôt disponible



Canne ergonomique Hugo à poignée Derby




Numéro d'article Couleur

731-470	Cacao
731-472	Fumée
731-466	Rose
731-474	Ébène
731-462	

- La poignée ergonomique avec une prise coussinée aide à absorber les chocs
- Idéale pour les personnes souffrant d'arthrite
- La NOUVELLE poignée de canne s'accroche au mur et ne tombe pas
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille
- L'embout évasé en caoutchouc avec Ultra-Grip Edge™ assure une adhérence supérieure
- Convient à la plupart des gens de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible



Canne ergonomique Hugo à poignée décalée

Numéro d'article Couleur

731-450	Cacao
731-460	Pluie
731-444	Turquoise
731-458	Carbone
731-446	Rose
731-452	Fumée
731-454	Cachemire
731-442	Ébène

- La poignée ergonomique avec une prise coussinée aide à absorber les chocs
- La NOUVELLE poignée de canne s'accroche au mur et ne tombe pas
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille
- L'embout évasé en caoutchouc avec Ultra-Grip Edge™ assure une adhérence supérieure
- Convient à la plupart des gens de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible



Canne ergonomique Hugo à poignée Derby, avec embout de canne à griffes



Numéro d'article

731-459

Couleur

Bouton de rose

- L'embout est 57 % plus léger qu'un QuadPod et permet à votre canne de tenir debout toute seule
- Pour les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce pour garder l'équilibre en marchant, notre canne Hugo à poignée Derby fournit juste ce qu'il faut de stabilité et de soutien
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille
- La poignée ergonomique avec une prise coussinée aide à absorber les chocs
- Idéale pour les personnes souffrant d'arthrite
- Convient à la plupart des personnes mesurant de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible



Canne ergonomique Hugo à poignée décalée, avec embout QuadPod



Numéro d'article

731-859

Couleur

Turquoise

731-858

Fumée

731-857

Ébène

- L'embout QuadPod est ultrastable et apporte un bon soutien, tout en étant 54 % plus léger qu'une canne quadripode à grande base
- La conception unique se recentre pour une stabilité maximale
- Permet à votre canne de tenir debout toute seule
- Les 12 réglages de hauteur à bouton-poussoir assurent que cette canne peut être ajustée à votre taille
- Construction en aluminium anodisé léger et très durable pour une longue durée de vie
- Comprend une sangle de canne avec bande réfléchissante pour plus de sécurité la nuit
- Convient à la plupart des personnes mesurant de 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Bientôt disponible



HurryCane® Freedom Edition™

Numéro d'article

HCANE-BK-C2
HCANE-BL-C2
HCANE-RD-C2
HCANE-PR-C2
HCANE-PB-C2
HCANE-PP-C2
HCANE-PG-C2

Couleur

Noir
Bleu
Rouge
Violet
Bleu pastel
Rose pastel
Vert pastel

- Conception autoportante
- Se plie et se déplie en quelques secondes
- 8 réglages pratiques de hauteur
- Base pivotante WhisperFlex pour plus de stabilité et d'équilibre
- Base Steadigrip pour une adhérence tout-terrain
- Poignée confortable qui absorbe les chocs
- Tige en aluminium anodisé
- Dragonne incluse

[Magasinez maintenant](#)



HurryCane® Go™

Numéro d'article

HCANE-BK-G2

Couleur

Noir

- Se tient debout toute seule – même sur du tapis
- La base SteadiGrip™ plus large avec des pointes hachurées assure une stabilité et une adhérence accrues pour aider votre canne à tenir debout sur n'importe quelle surface
- Stabilité améliorée avec une plus grande amplitude de mouvement, le design pivotant WhisperFlex™ assure encore plus d'équilibre et de stabilité
- Adhérence améliorée avec de nouvelles pointes hachurées pour une adhérence maximale
- Hauteur réglable avec 8 réglages de hauteur pratiques de 77,5 à 95,2 cm (30,5 à 37,5 po) pour un ajustement parfait

[Magasinez maintenant](#)



Embout M+D Air-Cane

Numéro d'article

MD10202BK

- Convient à la plupart des cannes d'un diamètre de tube de 1,9 cm (3/4 po)
- Ajustement rapide
- Adhérence accrue grâce aux pieds adaptatifs dispersant l'eau

Bientôt disponible



Embout de canne HurryFlex®

Numéro d'article

HTIP-BK

- Transforme les cannes à embout simple : Ajoutez cet embout de rechange à votre canne à embout simple pour la transformer en HurryCane autoportante.
- Conception autoportante : L'embout autoportant permet à votre canne de tenir debout toute seule; elle est ainsi toujours à vos côtés lorsque vous en avez besoin
- Stabilité améliorée : La base trépied présente trois points de contact pour une adhérence tout-terrain, en plus d'un pivot pour une stabilité accrue
- Léger et compact : Ces embouts de canne en caoutchouc sont 54 % plus légers et 80 % plus petits que les grands embouts quadripodes, tout en assurant un soutien remarquable
- Installation sans outil : L'embout de canne à 3 points s'installe en quelques secondes, sans outil

[Magasinez maintenant](#)

Pieds accessoires HurryCane®

Numéro d'article

HCFEET-BK

- Les grandes pointes hachurées vous fournissent encore plus d'adhérence et aident la HurryCane® Freedom Edition à tenir debout toute seule, même sur le tapis!
- À utiliser uniquement avec la nouvelle HurryCane® Freedom Edition™. Non compatible avec les éditions précédentes à embouts arrondis.

[Magasinez maintenant](#)



Prise en gel, canne décalée en aluminium, hauteur réglable

Numéro d'article

RTL10372BK
RTL10372BC
RTL10372RC
RTL10372FL
RTL10336MA
RTL10336MN
RTL10336SF
RTL10372GL
RTL10372PL

Couleur

Noir
Bleu craquelé
Rouge craquelé
Floral
Marbre
Marine mécanique
Printemps
Feuilles vertes
Écossais

- Poignée ergonomique avec prise souple en gel pour plus de confort et de sécurité
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Livrée de série avec prise en gel de qualité supérieure et dragonne
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec anneau de verrouillage. Anneau de verrouillage empêchant les cliquetis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)
- Capacité de charge de 136,1 kg (300 lb) / Hauteur approximative de l'utilisateur : 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

Magasinez maintenant



Canne en aluminium à poignée décalée

Numéro d'article

RTL10306
RTL10307
RTL10303NV
RTL10303AF
RTL10303BF
RTL10303GP
RTL10303HR
RTL10303LV
RTL10303NA
RTL10303PF
RTL10303PN
RTL10303SN
RTL10303SW

Couleur

Noir
Bronze
Marine
Floral ambre
Floral éclatant
Écossais vert
Rouge des Fêtes éclatant
Lavande
Argyle marine
Floral rose
Pin vert feuillu
Flocon de neige givré
Volutes

- Prise en mousse souple et ergonomique pour plus de confort et de sécurité
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec anneau de verrouillage. Anneau de verrouillage empêchant les cliquetis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)
- Capacité de charge de 136,1 kg (300 lb) / Hauteur approximative de l'utilisateur : 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)
- Diamètre de canne de 1,9 cm (3/4 po)

Magasinez maintenant



Canne en aluminium décalée avec silencieux Tab-Loc

Numéro d'article

10381BLK-6

Couleur

Noir

- Silencieux Tab-Loc pour une sécurité accrue et un ajustement verrouillable de la hauteur
- Dotée d'une poignée rembourrée
- Le côté plat de la poignée est orienté vers le haut pour réduire les tensions que peut ressentir l'utilisateur sur la main
- Poignée rembourrée ergonomique
- Livrée de série avec dragonne
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- La hauteur de la poignée est réglable de 73,0 à 95,9 cm (28,75 à 37,75 po)



[Magasinez maintenant](#)

Canne en aluminium à poignée décalée

Numéro d'article

10309BKW-6

10303-6

Couleur

Noir ondoyant

Argent

- Poignée ergonomique avec prise en mousse souple pour plus de confort et de sécurité
- Livrée de série avec prise en caoutchouc mousse et dragonne
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec anneau de verrouillage
- Anneau de verrouillage empêchant les cliquetis
- En vague noire, vague bleue et vague bronze
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)



[Magasinez maintenant](#)

Canne bariatrique à poignée décalée

Numéro d'article 10318-6
Couleur Noir

- Fabriquée avec des tubes en acier
- Réglage de la hauteur facile à deux boutons, avec anneau de verrouillage qui empêche les cliquetis
- Poignée confortable en vinyle avec dragonne




[Magasinez maintenant](#)

Canne à prise confortable

Numéro d'article **Couleur**
 RTL10336RG Or rose
 RTL10336FG Vert forêt
 RTL10336GR Graphite
 RTL10336AN Ancre
 RTL10336PA Patriote
 RTL10336LM Citrons
 RTL10336MA Marbre
 RTL10336MN Mécanique
 RTL10336SF Floral printanier



- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Livrée de série avec dragonne de qualité supérieure
- Réglage de la hauteur facile à un bouton, avec anneau de verrouillage qui empêche les cliquetis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)
- Hauteur approximative de l'utilisateur : 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)



[Magasinez maintenant](#)

Canne pliante en aluminium, hauteur réglable

Numéro d'article

RTL10304BZ
RTL10304
RTL10304BW
RTL10304PN
RTL10304DG
RTL10304GD
10304BF-1


Couleur

Bronze
Noir
Abstrait noir/blanc
Abstrait rose
Chiots
Jardin
Floral noir



- La canne se plie en quatre parties pratiques pour un rangement facile
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Réglage de la hauteur facile à un bouton, avec anneau de verrouillage qui empêche les cliquetis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 94,0 cm (30 à 37 po)
- Hauteur approximative de l'utilisateur : 1,52 à 1,96 m (5 pi à 6 pi 5 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne pliante en aluminium bariatrique, hauteur réglable

Numéro d'article

RTL10304HD

Couleur

Noir



- La canne se plie en quatre parties pratiques pour un rangement facile
- Poignée en bois attrayante avec collet en laiton
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Comprend une pince en plastique pour suspendre la canne lorsqu'elle est pliée
- Hauteur de la poignée réglable de 83,8 à 94,0 cm (33 à 37 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne pliante en aluminium avec prise en gel, hauteur réglable



Numéro d'article

RTL10370RC

RTL10370BC

RTL10370BK

Couleur

Rouge craquelé

Bleu craquelé

Noir

- La nouvelle prise en gel réduit le stress et la fatigue de la main
- Canne pliante en aluminium, hauteur réglable
- La canne se plie en quatre parties pratiques pour un rangement facile
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Comprend une pince en plastique pour suspendre la canne lorsqu'elle est pliée
- En rouge craquelé, bleu craquelé, noir et motif cœurs
- Hauteur de la poignée réglable de 81,3 à 91,4 cm (32 à 36 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne pliante avec manche et embout en silicone Glow Grip



Numéro d'article

RTL10304CE

Couleur

Célébration

- Poignée et embout phosphorescents
- Hauteur de la poignée réglable de 83,8 à 94,0 cm (33 à 37 po)
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé anodisé
- Silencieux en métal (contre-écrou)
- Poignée souple en silicone pour plus de confort

[Magasinez maintenant](#)



Canne Flex N Go

Numéro d'article Couleur

RTL10305

Noir



- Base de canne à 3 pieds qui pivote dans toutes les directions pour plus de sécurité et d'adhérence
- La poignée à prise souple soulage les tensions et la pression sur les doigts et les poignets
- Embout nouvellement conçu amovible sans outils pour un remplacement facile
- Hauteur réglable pour une utilisation par la plupart des personnes
- La base à 3 pieds permet à la canne de tenir debout toute seule
- L'embout fléchit et pivote pour maintenir le contact avec le sol lorsque la canne est inclinée, renforçant ainsi l'équilibre
- Se plie facilement pour un rangement pratique

[Magasinez maintenant](#)



Canne quadripode, petite base

Numéro d'article

10301-4

Couleur

Chrome

Description

Poignée profilée en vinyle



- Base à quatre points combinée à une poignée décalée pour plus de stabilité et de soutien
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec boulon de blocage, pour un ajustement rapide et sécuritaire
- Aucun assemblage requis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne quadripode, petite base

Article n°	Couleur	Description
RTL10310	Noir	Poignée en caoutchouc mousse



- Base à quatre points combinée à une poignée décalée pour plus de stabilité et de soutien
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec boulon de blocage, pour un ajustement rapide et sécuritaire
- Aucun assemblage requis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne quadripode bariatrique

Numéro d'article	Couleur
10316-4	Chrome



- Base légère et très robuste
- Fabriquée avec des tubes en aluminium et une base en acier
- Poignées profilées en vinyle confortable
- Base à quatre points combinée à une poignée décalée pour plus de stabilité et de soutien
- Poignée en aluminium, base en acier renforcé
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne quadripode, grande base

Numéro d'article
10300-4

Couleur
Chrome

Description
Poignée profilée en vinyle



- Base à quatre points combinée à une poignée décalée pour plus de stabilité et de soutien
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec boulon de blocage, pour un ajustement rapide et sécuritaire
- Aucun assemblage requis
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne quadripode pliante, petite base

Numéro d'article
RTL10310FCH

Couleur
Anthracite



- Se plie et se démonte pour un encombrement réduit et un rangement facile
- Construite en tubes robustes en aluminium extrudé
- Base à quatre points et poignée décalée pour plus de stabilité et de soutien
- Poignée profilée pour une prise confortable
- La hauteur de la poignée se règle de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po) par simple pression d'un bouton
- L'anneau de verrouillage élimine les cliquetis et assure une sécurité accrue

[Magasinez maintenant](#)



Canne quadripode bariatrique

Numéro d'article
10317-4

Couleur
Chrome

Description
Poignée profilée en vinyle



- Base légère et très robuste
- Fabriquée avec des tubes en aluminium et une base en acier
- Poignées profilées en vinyle confortable
- Base à quatre points combinée à une poignée décalée pour plus de stabilité et de soutien
- Poignée en aluminium, base en acier renforcé
- Hauteur de la poignée réglable de 76,2 à 99,1 cm (30 à 39 po)



[Magasinez maintenant](#)

Canne à poignée ronde avec poignée en mousse

Numéro d'article
RTL10342

Couleur
Chrome



- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec anneau de verrouillage
- Anneau de verrouillage empêchant les cliquetis
- La hauteur de la poignée est réglable de 73,0 à 95,9 cm (28,75 à 37,75 po)



[Magasinez maintenant](#)

Canne en aluminium à poignée ronde


Numéro d'article
10302-6

Couleur
Chrome



- Poignée profilée confortable avec prise confortable en vinyle
- Poignée plus petite qu'une canne standard pour les petites mains
- Fini attrayant résistant aux égratignures
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Facile à utiliser, réglage de la hauteur à un bouton avec anneau de verrouillage
- Anneau de verrouillage empêchant les cliquetis
- La hauteur de la poignée est réglable de 73,0 à 95,9 cm (28,75 à 37,75 po)

[Magasinez maintenant](#)



Canne blanche pliante

Numéro d'article
10352-1



- Construction à quatre sections en aluminium de haute qualité
- Tige recouverte de ruban réfléchissant blanc et rouge pour une visibilité nocturne
- Longueur de canne : 116,2 cm (45,75 po)
- Dragonne et embout en nylon renforcé compris

[Magasinez maintenant](#)



Canne-siège en toile

Numéro d'article
RTL10360

- Fournit une assise confortable pour se reposer une fois ouverte, et constitue une canne quadripode robuste une fois fermée
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Quatre pattes robustes avec embouts profilés en vinyle
- Banc en toile de nylon, 38,1 cm x 14,6 cm (15 po x 5,75 po)
- Poignées en mousse
- 86,4 cm (34 po) de hauteur lorsque fermé
- Hauteur du siège au sol : 52,1 cm (20,5 po)
- Poids : 1,1 kg (2,5 lb)



[Magasinez maintenant](#)

Canne-siège

Numéro d'article
RTL10365-ADJ

- Fournit une assise confortable pour se reposer une fois ouverte, et constitue une canne robuste une fois fermée
- Fabriquée avec des tubes robustes en aluminium extrudé
- Modèle à trépied avec pieds profilés en vinyle
- Siège de 22,9 cm (9 po) de diamètre
- 83,8 cm (33 po) de hauteur lorsque fermé
- Poids : 1,1 kg (2,5 lb)



[Magasinez maintenant](#)

Bâtons de marche et accessoires de canne

Bâtons de marche Drive Summit™

Numéro d'article
RTL10330MN

- Système de verrouillage à bouton-poussoir facile à utiliser
- Capacité de charge de 90,7 kg (200 lb) par bâton
- Tige légère et robuste en aluminium
- Poignée ergonomique avec prise en caoutchouc et en mousse
- Dragonne amovible
- Utilisez la sangle de transport pour attacher les deux bâtons ensemble
- Les embouts en forme de cloche fournissent une stabilité, une adhérence et un déchargement accru
- Les embouts inclinés aident l'utilisateur à prendre appui pour se propulser
- La pointe en acier assure une adhérence sur les sentiers en nature, les terrains glissants ou meubles et les plages
- La hauteur de la poignée est réglable de 95,9 à 121,3 cm (37,75 à 47,75 po), se replie jusqu'à 76,2 cm (30 po) ou se démonte pour le rangement et le transport

[Magasinez maintenant](#)



Embouts de canne

Numéro d'article
10383BK-8

- Pour utilisation avec les cannes/béquilles de la plupart des fabricants d'un diamètre de 2,5 cm (1 po)

[Magasinez maintenant](#)



Embout de canne phosphorescent (diamètre de canne de 1,9 cm [$\frac{3}{4}$ po])

Numéro d'article

RTL10324BB

- Pour les modèles de canne Drive suivants : Séries 10302, 10303, 10304, 10306, 10307, 10309, 10317, 10331, 10335, 10339, 10342, 10345, 10347, 10350, 10351, 10370, 10372 et 10381



[Magasinez maintenant](#)

Embout de canne (diamètre de canne de 1,9 cm [$\frac{3}{4}$ po])

Numéro d'article

RTL10322BKB

- Pour les modèles de canne Drive suivants : Séries 10302, 10303, 10304, 10306, 10307, 10309, 10317, 10331, 10335, 10339, 10342, 10345, 10347, 10350, 10351, 10370, 10372 et 10381



[Magasinez maintenant](#)

Embouts de rechange de 2,9 cm (1 1/8 po)

Numéro d'article

RTL10386GB

- À utiliser avec les produits des fabricants munis de tubes de 2,9 cm (1 1/8 po) de diamètre (article n° 10386G-8) et de 2,2 cm (7/8 po) (article n° 10390G-8)
- Embout de rechange compatible avec la chaise d'aisance 11117N-1



[Magasinez maintenant](#)

Embouts de rechange de 2,2 cm (7/8 po)

Numéro d'article

RTL10390GB

- À utiliser avec les produits des fabricants munis de tubes de 2,2 cm (7/8 po) de diamètre (article n° 10386G-8) et de 2,2 cm (7/8 po) (article n° 10390G-8)
- Embout de rechange compatible avec la chaise d'aisance 11117N-1



[Magasinez maintenant](#)

Embout de canne quadripode à petite base (diamètre de canne de 1,3 cm [$\frac{1}{2}$ po])

Numéro d'article

RTL10320BK

- Pour les modèles de canne Drive suivants : Séries 10310, 10311, 10312, 10315, 10384 et 13078

[Magasinez maintenant](#)

Embout de canne quadripode à grande base (diamètre de canne de 1,6 cm [$\frac{5}{8}$ po])

Numéro d'article

RTL10321BKB

- À utiliser avec les cannes quadripodes 10308, 10314 et 10385

[Magasinez maintenant](#)



Embout de canne quadripode

Numéro d'article

RTL10353

- Permet à la canne de tenir debout toute seule
- Fournit un meilleur équilibre et une meilleure stabilité avec une base à 4 griffes
- Pour une utilisation avec une canne de 1,9 cm (3/4 po) de diamètre
- Pour les modèles de canne Drive suivants : Séries 10302, 10303, 10304, 10306, 10307, 10309, 10317, 10331, 10335, 10339, 10342, 10345, 10347, 10350, 10351, 10370, 10372 et 10381

[Magasinez maintenant](#)



Embout de canne à quatre supports

Numéro d'article

RTL10351

- Embout de rechange prolongeant la durée de vie de votre canne
- 54 % plus léger et 80 % plus compact qu'une canne quadripode à grande base
- Convient aux cannes de 1,9 cm (3/4 po) de diamètre
- Fournit une adhérence supérieure et aide à absorber les chocs tout au long du mouvement de marche
- Permet à votre canne de tenir debout de façon autonome
- Conçu en caoutchouc pour une stabilité et une adhérence maximales sur tous les types de terrain
- Fournit un meilleur équilibre et une meilleure stabilité avec une base à 4 griffes

[Magasinez maintenant](#)



Porte-canne en A

Numéro d'article

730-947

- Garde votre canne en place pendant que vous utilisez votre ambulateur
- Se fixe uniquement aux ambulateurs à cadre en A (p. ex. : Elite/Adventure8/Comfort-Plus)

Magasinez maintenant



Porte-canne et sangle

Numéro d'article

RTL102681

- Permet à votre canne de se suspendre à n'importe quelle table à la maison, au restaurant et en voyage
- Se fixe facilement à la plupart des cannes

Magasinez maintenant



Dragonne de canne

Numéro d'article

730-949

- Se fixe à n'importe quelle canne standard
- Fabriquée à partir de nylon durable avec un anneau de connexion et une pince en métal
- Fournit à l'utilisateur un contrôle pratique de la canne

[Magasinez maintenant](#)



Porte-canne pour pliage latéral

Numéro d'article

730-946

- Vous permet de ranger votre canne de façon sécuritaire et pratique sur votre ambulateur, où que vous alliez
- Compatible avec les ambulateurs Airgo/Hugo à pliage latéral (sauf Sidekick)
- Assemblage sans outil

[Magasinez maintenant](#)



Porte-gobelet pour repliage latéral

Numéro d'article

730-944

- Vous permet de ranger et de transporter votre boisson en toute sécurité, où que vous alliez
- Pivote de gauche à droite pour un maximum de commodité
- Installation sans outil, adaptée aux aînés
- Compatible avec les ambulateurs Airgo/Hugo à pliage latéral (sauf Sidekick)
- Compatible avec les ambulateurs Airgo eXcursion de révision 2.1 ou ultérieure (sauf 2.5)

[Magasinez maintenant](#)

Éponge de rechange pour poignée ronde

Numéro d'article

730-340

- Éponge de rechange confortable en Hypalon pour poignée de canne

[Magasinez maintenant](#)



Accessoires de cannes

Lampe de sécurité à DEL rechargeable Apollo

Numéro d'article

730-950

- Comprend 3 DEL très brillantes
- 3 modes d'utilisation : fort, faible et stroboscopique
- Rechargeable en 3,5 heures avec le câble USB inclus
- Conception de 20 lumens pour une sécurité accrue
- Compatible avec toutes les aides à la mobilité



[Magasinez maintenant](#)

NexStride® de Drive®

Numéro d'article

FG-1000

- Métronome sonore : Le métronome de NexStride® émet un signal sonore, engageant une voie différente dans votre cerveau pour vous permettre d'avancer.
- Ligne laser visuelle : En plus de la signalisation externe audible, NexStride® utilise la signalisation externe visuelle au moyen d'un signal laser qui vous indique où marcher, donnant à votre cerveau une cible sur laquelle se concentrer et une nouvelle façon d'interagir avec le corps (cela peut également aider à corriger les problèmes de foulée).
- Retrouvez votre indépendance : Utilisez la canne, l'ambulateur ou les accessoires de marche NexStride chez vous pour vous déplacer d'une pièce à l'autre et aller à la salle de bain sans aide. Faites des promenades dans le quartier ou rencontrez des amis avec NexStride et continuez à profiter de la liberté et de l'indépendance que procure la marche par vous-même.



[Magasinez maintenant](#)

Embout de canne Airgo Flex-Grip

Numéro d'article

735-001

- La conception nervurée unique offre un contact avec la surface tout au long du mouvement de marche, pour une prise supérieure
- Aide à absorber les chocs pour plus de confort
- Dotés d'un insert en métal pour une durabilité accrue
- Convient à la plupart des cannes en aluminium (tube de 1,9 cm [3/4 po])

[Magasinez maintenant](#)

Embout de canne ultrastable MiniQuad Airgo

Numéro d'article

780-030

- Le nouvel embout de canne ultrastable et novateur Airgo MiniQuad est 54 % plus léger et 80 % plus compact qu'un embout quadripode à grande base
- Sa conception unique se recentre d'elle-même pour une stabilité maximale et permet à votre canne de tenir debout toute seule
- Convient à la plupart des cannes en aluminium d'un diamètre de tube de 1,9 cm (3/4 po)
- Ne convient pas aux cannes pliantes

[Magasinez maintenant](#)



Accessoires de cannes

Embout de canne autoportant Airgo Claw

Numéro d'article

735-002

- Permet à votre canne de tenir debout toute seule! Sa stabilité à 360° le rend idéal pour les cannes pliantes
- Ne pèse que 92 g (0,2 lb)
- Doté d'un insert en métal pour une durabilité accrue
- Installation sans outil; compatible avec toutes les cannes d'un tube de 1,9 cm (3/4 po)
- Convient même aux Ice-O-Grips pour la sécurité hivernale

Magasinez maintenant



Poignées de béquille Airgo ProCare IC, fermées

Numéro d'article

725-178

- Forme ergonomique unique pour un confort et un contrôle accrus
- Résistent également à la transpiration; fini lisse pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Présentées dans notre nouvel emballage perforé facile à ouvrir... plus besoin de couper

Magasinez maintenant



Embout Hugo Ice-O-Grip à 5 pointes

Numéro d'article

737-155

- Pour une marche plus sécuritaire sur la glace et la neige
- L'embout de canne Ice-O-Grip de Hugo se fixe facilement à toutes les cannes et béquilles en bois ou en aluminium de taille standard
- Se replie facilement lorsque vous ne l'utilisez pas et s'enlève après l'hiver
- Les pointes en acier inoxydable agrippent la glace pour maximiser la stabilité et la sécurité de l'utilisateur
- Installation facile et adaptable à différents diamètres de tubes
- Pointes en acier inoxydable

Magasinez maintenant


Embout de canne Hugo Ultra-Grip

Numéro d'article

731-001

- Doté de notre conception Ultra-Grip Edge™ qui assure un contact fluide sur tous les types de surfaces
- Convient à la plupart des cannes de 1,9 cm (3/4 po)
- Adhérence supérieure dans la plupart des conditions
- Bord unique qui aide à absorber les chocs

Magasinez maintenant



Accessoires de cannes

Embout de canne Hugo avec insert en métal

Numéro d'article	Taille
735-135	2,2 cm (7/8 po)
735-145	2,5 cm (1 po)
735-115	1,6 cm (5/8 po)
735-125	1,9 cm (3/4 po)
735-105	1,3 cm (1/2 po)

- Embout de canne noir avec insert en métal pour une durabilité accrue
- 1 par plaquette alvéolée

Magasinez maintenant



Embout de canne Hugo Claw

Numéro d'article

735-003

- Permet à votre canne de tenir debout toute seule
- Sa stabilité à 360° le rend idéal pour les cannes pliantes
- 57 % plus léger que le QuadPod : ne pèse que 92 g (0,2 lb)
- Doté d'un insert en métal pour une durabilité accrue
- Installation sans outil; compatible avec toutes les cannes d'un tube de 1,9 cm (3/4 po)
- Convient même aux Ice-O-Grips pour la sécurité hivernale

Magasinez maintenant



Embout de canne ultrastable Hugo QuadPod

Numéro d'article

781-030

- Le tout nouvel embout de canne ultrastable Hugo QuadPod est 54 % plus léger et 80 % plus compact qu'une canne quadripode à grande base
- Sa conception unique se recentre d'elle-même pour une stabilité maximale et permet à votre canne de tenir debout toute seule, pour que vous puissiez aller où bon vous semble
- Convient à la plupart des cannes en aluminium d'un diamètre de tube de 1,9 cm (3/4 po)
- Comprend un insert en métal pour une durabilité accrue
- Ne convient pas aux cannes pliantes

[Magasinez maintenant](#)

Embouts de béquille Hugo Comfort Max, grands

Numéro d'article

727-172

- Dotés d'inserts métalliques pour protéger contre l'usure
- La base large et la ventouse sont conçues pour mieux absorber les chocs et la pression
- Présentés dans notre nouvel emballage perforé facile à ouvrir... plus besoin de couper

[Magasinez maintenant](#)



Accessoires de cannes

Coussinets axillaires pour béquilles Hugo Comfort Max

Numéro d'article

727-180

- Dotés d'un renflement unique pour un confort et un contrôle accrus, ils aident à réduire la fatigue axillaire
- Le modèle durable est doté de nervures internes et d'extrémités renforcées
- Résistent également à la transpiration; fini lisse pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Présentés dans notre nouvel emballage perforé facile à ouvrir... plus besoin de couper

[Magasinez maintenant](#)



Poignées pour béquilles Hugo Comfort Max, fermées

Numéro d'article

727-178

- Forme ergonomique unique pour un confort et un contrôle accrus
- Résistent également à la transpiration; fini lisse pour un nettoyage et une désinfection faciles
- Présentées dans notre nouvel emballage perforé facile à ouvrir... plus besoin de couper

[Magasinez maintenant](#)



Béquilles

AIR-CRUTCH™



Walk on Air™

Découvrez une solution plus intelligente aux béquilles traditionnelles douloureuses. La béquille Air-Crutch allie précision clinique et confort axé sur l'utilisateur, avec des coussins axillaires Airgonomic™ brevetés dotés de chambres à air innovantes qui répartissent la pression là où les utilisateurs la ressentent le plus. Grâce à un réglage permettant de s'adapter à des utilisateurs mesurant de 1,40 à 2,01 m (4 pi 7 po à 6 pi 7 po) et à une capacité de charge allant jusqu'à 136,1 kg (300 lb), les béquilles Air-Crutch sont conçues pour aider un large éventail d'utilisateurs à se déplacer avec moins de douleur et à vivre un rétablissement plus confortable. Pour vous, cela se traduit par une fidélisation accrue de la clientèle, une mise en valeur haut de gamme en salle de montre et une gestion simplifiée des stocks grâce à une solution unique qui convient à des utilisateurs allant des jeunes aux adultes de grande taille – tout en protégeant vos marges grâce à des prix affichés minimums.



Ingénierie avancée là où les béquilles traditionnelles causent le plus d'inconfort

Confort tout au long de la journée

Avec un rembourrage 57,9 % plus épais et une surface 21 % plus grande que les coussinets de béquilles standard, les coussins axillaires Airgonomic™ brevetés répartissent la pression grâce à une structure à couches combinant chambre à air et mousse de polyuréthane, pour un confort inégalé.



Moins de pression, plus de soutien

Les poignées souples en gel, inclinées naturellement, réduisent la tension sur les mains et les poignets, offrant une réduction de pression de 27,6 % par rapport aux béquilles standard.

Confiance et confort à chaque pas

L'embout Flex Grip Air-Tip breveté amortit chaque pas grâce à une technologie innovante de chambre à air, tandis que les sculptures à dispersion d'eau sont conçues pour améliorer la stabilité et aider les utilisateurs à se déplacer sur des surfaces mouillées ou irrégulières.



Magasinez maintenant

Numéro d'article Description

MD10300BK	Air-Crutch, onyx	
MD10300BL	Air-Crutch, saphir	
MD10300GR	Air-Crutch, ardoise	

Spécifications du produit

Plage de taille	Réglable pour des utilisateurs mesurant de 1,40 à 2,01 m (4 pi 7 po à 6 pi 7 po)
Dimensions du produit	5,7 cm (2,25 po) (l) x 18,4 cm (7,25 po) (L) x 101,0 à 159,4 cm (39,75 à 62,75 po) (h)
Poids du produit	2,2 kg (4,875 lb)
Capacité de charge	136,1 kg (300 lb)
Garantie	Limitée à vie
Dimensions de la boîte	62,2 cm (24,5 po) (L) x 19,7 cm (7,75 po) (l) x 14,6 cm (5,75 po) (h)



Béquilles

Béquilles en aluminium avec accessoires

Numéro d'article

10401-8

10400-8

10402-8

Description

Jeune

Adulte

Adulte de grande taille

- Plus légères que le bois, les béquilles standard en aluminium fournissent stabilité et durabilité
- Tube central extrudé double pour plus de solidité à la zone portante
- Le réglage à poussoir permet d'ajuster facilement la hauteur des béquilles par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Embouts profilés en vinyle antidérapants, très grand format, pour une excellente adhérence
- Réglage facile des poignées avec des écrous papillons
- Accessoires confortables et durables sans latex
- Capacité de charge de 158,8 kg (350 lb) sur la béquille en aluminium (sauf pour enfants)



Béquilles en aluminium emballées au détail avec accessoires

Numéro d'article

10401-1

RTL10400

RTL10402

Description

Jeune

Adulte

Adulte de grande taille

- Plus légères que le bois, les béquilles standard en aluminium fournissent stabilité et durabilité
- Tube central extrudé double pour plus de solidité à la zone portante
- Le réglage à poussoir permet d'ajuster facilement la hauteur des béquilles par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Embouts profilés en vinyle antidérapants, très grand format, pour une excellente adhérence
- Réglage facile des poignées avec des écrous papillons
- Accessoires confortables et durables sans latex
- Capacité de charge de 158,8 kg (350 lb) sur la béquille en aluminium (sauf pour enfants)



Magasinez maintenant

Béquilles

Béquilles en aluminium EZ-Adjust avec clip de style européen et accessoires



Numéro d'article	Description
10431-8	Jeune
10430-8	Adulte
10432-8	Adulte de grande taille

- La poignée se règle facilement et sans outil avec le clip de style européen
- La hauteur s'ajuste facilement et sans outil grâce à la goupille-poussoir
- Plus légères que le bois, les béquilles en aluminium assurent stabilité et durabilité
- Embouts profilés en vinyle antidérapants, très grand format, pour une excellente adhérence
- Les poignées sont faciles à ajuster avec les clips de style européen
- Coussinet axillaire et poignée confortables et durables

[Magasinez maintenant](#)



Béquille universelle en aluminium avec accessoires



Numéro d'article
RTL10433

- Réglage universel pour utilisation par un enfant, un adulte ou un adulte de grande taille
- Les clips de style européen et les goupilles-poussoirs permettent de régler facilement la hauteur de la poignée
- Plus légères que le bois, les béquilles en aluminium assurent stabilité et durabilité
- La béquille se démonte pour un rangement pratique
- Embouts profilés en vinyle antidérapants, très grand format, pour une excellente adhérence
- Coussinet axillaire et poignée confortables et durables

[Magasinez maintenant](#)



Béquilles

Béquilles bariatriques en acier avec accessoires

Numéro d'article	Description
10416-1	Jeune
10406	Adulte
10408	Adulte de grande taille

- Construction en acier durable
- Boutons-poussoirs pour régler facilement la hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Conception confortable et profilée aux aisselles
- Réglage facile des poignées avec des écrous papillons
- Très grands embouts profilés en vinyle antidérapants
- Capacité de charge de 226,8 kg (500 lb)



[Magasinez maintenant](#)

Béquilles d'avant-bras en acier

Numéro d'article	Description
10403	Adulte
10405	Adulte de grande taille

- Manchettes ergonomiques revêtues de vinyle moulées pour plus de confort et de stabilité
- Les sections jambes et avant-bras s'ajustent indépendamment pour un ajustement optimal
- Les poignées en vinyle sont confortables et durables
- Embouts très larges pour plus de stabilité
- Poignée Ortho K en plastique rigide



[Magasinez maintenant](#)

Béquilles

Béquille d'avant-bras en acier bariatrique

Numéro d'article	Description
10403HD	Adulte

- Manchettes ergonomiques revêtues de vinyle moulées pour plus de confort et de stabilité
- Les sections jambes et avant-bras s'ajustent indépendamment pour un ajustement optimal
- Les poignées en vinyle sont confortables et durables
- Embouts très larges pour plus de stabilité



Magasinez maintenant



Béquilles en aluminium légères Hugo Comfort Max

Numéro d'article	Description
721-790	Jeune
721-780	Grand
721-785	Adulte

- Béquilles ergonomiques avec réglage facile par bouton-poussoir
- Les béquilles sont confortables, légères (plus légères que le bois) et faites d'aluminium anodisé
- Comprendent un déflecteur d'escalier incurvé à l'embout, des poignées lavables et un rembourrage axillaire épais pour que vous puissiez aller plus loin sans fatigue
- Les réglages approximatifs de la hauteur du patient sont indiqués sur le tube central par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Les embouts de béquille fournissent une adhérence exceptionnelle, tandis qu'un anneau en métal intégré protège contre l'usure prématurée

Magasinez maintenant



Accessoires pour béquilles

Embouts M+D Air-Crutch

Numéro d'article

MD10208BK

- Convient à la plupart des béquilles d'un diamètre de tube de 2,2 cm (7/8 po)
- Ajustement rapide
- Adhérence accrue grâce aux pieds adaptatifs dispersant l'eau

Bientôt disponible

Embouts de béquille (diamètre de 2,2 cm [7/8 po])

Numéro d'article	Couleur	Description
RTL10439B	Gris	1 paire
10439-8	Gris	8 paires
RTL10374BKB	Noir	1 paire

- Pour les modèles de béquille Drive suivants : 10430-8, 10431-8, 10432-8, 10400-8, 10401-8, 10402-8

Magasinez maintenant



Accessoires pour béquilles

Poignées de béquille (style fermé)

Numéro d'article

RTL10453

- Pour les modèles de canne Drive suivants : Série 10400, 10401, 1402, 10416, 10430, 10431 et 10432

[Magasinez maintenant](#)



Coussins sous les bras pour béquilles

Numéro d'article

RTL10446

- Pour utilisation avec : béquilles 10400, 10401, 10402, 10430, 10431, 10432

[Magasinez maintenant](#)



Accessoires pour béquilles

Coussins pour béquilles

Numéro d'article

RTL10355

- Ajoutent un confort accru pendant les longues heures d'utilisation des béquilles
- Fabriqués à partir des meilleurs matériaux qui résistent aux huiles corporelles et à la transpiration
- L'évaporation rapide « évacue l'humidité » et garde votre peau au sec et confortable
- Universels – conviennent à toutes les béquilles standard
- Lavables à la machine
- Sans latex
- L'ensemble de coussins pour béquilles comprend : 2 protège-aisselles et 2 couvre-poignées



[Magasinez maintenant](#)

Trousse d'accessoires pour béquilles

Numéro d'article

RTL10395

- Contient 1 paire de coussinets axillaires (21,6 cm x 2,2 cm [8 ½ po x 7/8 po]), de poignées (10,2 cm x 1,9 cm [4 po x ¾ po]) et d'embouts (2,2 cm [7/8 po])



[Magasinez maintenant](#)

Jetez un coup d'œil à nos nouveautés!

Soyez le premier à découvrir les dernières innovations
et lancements de produits.

Visitez le site drivemedical.com/new-arrivals
pour découvrir les produits les plus récents de notre gamme.



M+D de Drive Collection Airgonomic™

M+D de Drive propose des produits de tous les
jours brevetés axés sur le confort qui permettent
de relever de vrais défis pour les utilisateurs
et d'aider votre entreprise à se démarquer en
bâtissant la confiance et en fidélisant la clientèle.

Magasinez maintenant

La série Aero

Notre série Aero allie design moderne et
construction ultralégère, présentant des
solutions de mobilité élégantes qui sont
faciles à soulever, à emballer et à transporter.

Magasinez maintenant



2026

Catalogue des fauteuils roulants et des fauteuils de transport

Améliorer la qualité
de vie, voilà ce qui
nous anime




drive[®] 
M E D I C A L

Fauteuils roulants et fauteuils de transport

Mobilité sécuritaire et confortable

Le maintien de la mobilité est important lorsqu'il s'agit de protéger l'indépendance et de favoriser le bien-être, mais le faire de façon sécuritaire et confortable est également essentiel. Drive Medical a consacré des décennies de recherche et de soins cliniques au développement et à la construction de fauteuils roulants et de fauteuils de transport qui mettent les utilisateurs et les soignants aux commandes. Des freins de roues et dispositifs anti-basculement faciles à utiliser aux sièges rembourrés, aux accoudoirs réglables et aux repose-jambes surélevés, nos produits sont remplis de fonctions personnalisables qui protègent les utilisateurs et leur permettent une promenade confortable et personnalisable. Nos fauteuils roulants et fauteuils de transport sont légers et se replient de façon compacte pour faciliter le rangement et le transport, afin de soutenir et d'améliorer la vie active des utilisateurs et de leurs aidants.



Fauteuils roulants



Fauteuil roulant ultraléger AeroFly™

Ultraléger et ultraperformant, le fauteuil roulant AeroFly™ Ultra-Lite est conçu pour les utilisateurs qui mènent une vie active et mobile. Avec un design moderne et élégant, et un cadre qui ne pèse que 6,0 kg (13,3 lb)*, il se classe parmi les fauteuils les plus légers de sa catégorie. Son prix compétitif et sa conception pratique le rendent incroyablement facile à expédier, à entreposer et à livrer.

Numéro d'article	Description	CUP	UM
AF18FDABK-SF	Fauteuil roulant ultraléger AeroFly, 45,7 cm (18 po), noir	822383030135	1/unité
AF18FDAGY-SF	Fauteuil roulant ultraléger AeroFly, 45,7 cm (18 po), gris	822383030142	1/unité
AF20FDABK-SF	Fauteuil roulant ultraléger AeroFly, 50,8 cm (20 po), noir	822383033204	1/unité
AF20FDAGY-SF	Fauteuil roulant ultraléger AeroFly, 50,8 cm (20 po), gris	822383033211	1/unité

Spécifications du produit	45,7 cm (18 po)	50,8 cm (20 po)
Matériau du cadre	Alliage de magnésium	
Poids du châssis (sans roues arrière ni dispositif anti-basculement)	6,0 kg (13,3 lb)	6,4 kg (14 lb)
Poids du produit (incluant les roues arrière)	8,6 kg (19 lb)	9,1 kg (20 lb)
Dimensions du siège	45,7 cm la x 40,6 cm P (18 po la x 16 po P)	50,8 cm la x 40,6 cm P (20 po la x 16 po P)
Hauteur entre siège et sol	48,3 cm (19 po)	
Capacité de poids	113,4 kg (250 lb)	136,1 kg (300 lb)
Garantie	Limitée à vie	

Accessoires




Sac de transport
Numéro d'article
AFCARRYBAG



Porte-gobelet
Numéro d'article STDS1040S



Coussins gris, 45,7 cm (18 po)
Numéro d'article AEROFly-06-18 (dossier)
Numéro d'article AEROFly-28-18 (siège)



Coussins orange, 45,7 cm (18 po)
Numéro d'article AEROFly-03-18 (dossier)
Numéro d'article AEROFly-25-18 (siège)

Adoption sans effort par les patients

Une portabilité sans stress que vos clients adoreront, grâce à une construction en alliage de magnésium à la fois léger et durable, un dossier rabattable, des roues arrière à dégagement rapide et des poignées de transport intégrées.

Tout équipé pour assurer la sécurité des clients

La sécurité est de série grâce aux dispositifs anti-basculement à roulettes, au système de freinage double, aux pneus nervurés pour une meilleure adhérence et stabilité, ainsi qu'aux repose-pieds de style européen avec boucles de talon intégrées pour maintenir les pieds en place.

Protège vos marges

Prix compétitif par rapport aux fauteuils roulants ultralégers équipés de façon similaire, afin de maximiser vos marges avec une tarification MAP qui garantit que vous ne serez pas sous-coté.

Un design qui attire l'attention et stimule les ventes

Démarquez-vous et attirez les clients dans votre salle de montre grâce au cadre breveté au design élégant et raffiné, offert en deux finitions haut de gamme.

*Poids de transport, modèle de 45,7 cm (18 po) – exclut les roues arrière, les dispositifs anti-basculement et les repose-pieds. Le poids total du produit est de 8,6 kg (19 lb) avec les roues arrière installées.

Magasinez maintenant

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Nitro Cruise Avec repose-pieds escamotables

Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
NW16FBADARD-SF	40,6 cm (16 po)	Cadre rouge
NW16FBADABK-SF	40,6 cm (16 po)	Cadre noir
NW18FBADARD-SF	45,7 cm (18 po)	Cadre rouge
NW18FBADABK-SF	45,7 cm (18 po)	Cadre noir
NW20FBADARD-SF	50,8 cm (20 po)	Cadre rouge
NW20FBADABK-SF	50,8 cm (20 po)	Cadre noir

- Cadre moderne léger en aluminium
- Roues à rayons légères avec pneus nervurés pour une traction et un contrôle accrus avec essieux arrière à dégagement rapide
- Profondeur du siège réglable, accoudoirs réglables en hauteur, dossier rabattable et repose-pieds à angle réglable
- Hauteur hémi réglable
- Comprend des dispositifs anti-basculement pour plus de sécurité
- Comprend un coussin de dossier rembourré amovible et lavable à la machine avec blocs de réglage en mousse amovibles
- Comprend un support de montage pour porte-gobelet (102662-CUP), porte-gobelet vendu séparément

Bientôt disponible



Fauteuil roulant Nitro Cruise Avec appuie-jambes éleveurs

Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
NW16FBADARD-ELR	40,6 cm (16 po)	Cadre rouge
NW16FBADABK-ELR	40,6 cm (16 po)	Cadre noir
NW18FBADARD-ELR	45,7 cm (18 po)	Cadre rouge
NW18FBADABK-ELR	45,7 cm (18 po)	Cadre noir
NW20FBADARD-ELR	50,8 cm (20 po)	Cadre rouge
NW20FBADABK-ELR	50,8 cm (20 po)	Cadre noir

- Cadre moderne léger en aluminium
- Roues à rayons légères avec pneus nervurés pour une traction et un contrôle accrus avec essieux arrière à dégagement rapide
- Profondeur du siège réglable, accoudoirs réglables en hauteur, dossier rabattable et repose-pieds à angle réglable
- Hauteur hémi réglable
- Comprend des dispositifs anti-basculement pour plus de sécurité
- Comprend un coussin de dossier rembourré amovible et lavable à la machine avec blocs de réglage en mousse amovibles
- Comprend un support de montage pour porte-gobelet (102662-CUP), porte-gobelet vendu séparément

Bientôt disponible



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Rebel avec repose-pieds escamotables

Numéro d'article
RTLREB18DDA-SF

Largeur du siège
45,7 cm (18 po)

Description
Accoudoir de bureau rabattable



- Les roulettes arrière à dégagement rapide facilitent le rangement et le transport
- Dossier rabattable et cadre repliable permettant le transport dans presque n'importe quel véhicule
- Repose-pieds escamotables faciles à retirer
- Roulettes avant amovibles sans outil
- Les accoudoirs de style bureau facilitent les transferts et permettent de s'asseoir confortablement à une table ou à un bureau
- Léger et extrêmement maniable
- Grande surface d'assise

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuil roulant Blue Streak avec repose-pieds escamotables

Numéro d'article
BLS16FBD-SF
BLS18FBD-SF
BLS20FBD-SF

Largeur du siège
40,6 cm (16 po)
45,7 cm (18 po)
50,8 cm (20 po)

Description
Accoudoir de bureau rabattable
Accoudoir de bureau rabattable
Accoudoir de bureau rabattable



- Cadre thermolaqué bleu, entretoise noire
- Accoudoirs de bureau rembourrés et rabattables
- Revêtement en nylon durable, léger, esthétique et facile à nettoyer
- Pneus en caoutchouc plein montés sur roues composites, pour durabilité et entretien minimal
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression
- Comprend une sangle de mollets
- Livré avec repose-pieds escamotables

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Blue Streak avec appuie-jambes élévateurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
BLS16FBD-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau rabattable
BLS18FBD-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau rabattable
BLS20FBD-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau rabattable

- Cadre thermolaqué bleu, entretoise noire
- Accoudoirs de bureau rembourrés et rabattables
- Revêtement en nylon durable, léger, esthétique et facile à nettoyer
- Pneus en caoutchouc plein montés sur roues composites, pour durabilité et entretien minimal
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression
- Comprend une sangle de mollets
- Livré avec appuie-jambes élévateurs

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant Silver Sport 1 avec repose-pieds escamotables



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
SSP118FA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur

- Cadre en acier thermolaqué à fini veiné argent, facile à nettoyer
- Accoudoirs fixes rembourrés
- Revêtement en nylon durable, léger, esthétique et facile à nettoyer
- Pneus en polyuréthane montés sur roues composites, assurant durabilité et faible entretien
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression
- Pochette de rangement au dossier offrant une commodité accrue
- Livré avec repose-pieds escamotables
- Montants de dossier repliables pour le transport et le rangement

Magasinez maintenant



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Silver Sport 2 avec repose-pieds escamotables



Número d'article	Largeur du siège	Description
SSP216FA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur
SSP216DDA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP216DFA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP218FA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur
SSP218DDA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP218DFA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP220DDA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP220DFA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible

- Cadre en acier thermolaqué à fini veiné argent
- Revêtement en vinyle durable, léger et facile à nettoyer
- Pneus en polyuréthane montés sur des roues en composite
- L'essieu double fait passer la hauteur du siège de 49,5 à 44,5 cm (19,5 à 17,5 po)
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po) réglables en trois positions
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Pochette de rangement au dossier
- Les repose-pieds comprennent des plaques en plastique avec boucles de talon
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant Silver Sport 2 avec appuie-jambes élévateurs



Número d'article	Largeur du siège	Description
SSP216FA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur
SSP216DDA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP216DFA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP218FA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur
SSP218DDA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP218DFA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP220DDA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP220DFA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible

- Cadre en acier thermolaqué à fini veiné argent
- Revêtement en vinyle durable, léger et facile à nettoyer
- Pneus en polyuréthane montés sur des roues en composite
- L'essieu double fait passer la hauteur du siège de 49,5 à 44,5 cm (19,5 à 17,5 po)
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po) réglables en trois positions
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Pochette de rangement au dossier
- Les repose-pieds comprennent des plaques en plastique avec boucles de talon
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant entièrement inclinable Silver Sport avec revêtement en vinyle et appuie-jambes élévateurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
SSP16RBDFAV	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP16RBDDA	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP18RBDFAV	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP18RBDDA	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
SSP20RBDFAV	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
SSP20RBDDA	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Le revêtement en vinyle est confortable et facile à nettoyer
- Le mécanisme d'inclinaison hydraulique permet des réglages infinis jusqu'à 180°
- Les accoudoirs comprennent une extension de soutien pour une position inclinée
- Cadre en acier au carbone à fini veiné argent
- Roues en composite de style Mag avec roulettes avant de 20,3 cm (8 po)
- Accoudoirs rembourrés pour un confort accru
- Les roues sont reculées sur le châssis pour éviter le basculement
- Roulements de roue scellés avec précision à l'avant et à l'arrière pour une performance et une fiabilité durables
- Rallonge d'appui-tête avec immobilisateur de tête coussiné
- Livré avec freins de roues à enclenchement par pression

[Magasinez maintenant](#)





Fauteuil roulant Cruiser III avec repose-pieds escamotables

Numéro d'article	Largeur du siège	Description
K316DDA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
K316DFA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
K316ADDA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau réglable, rabattable, amovible
K316ADFA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur réglable, rabattable, amovible
K318DDA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
K318DFA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
K318ADDA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau réglable, rabattable, amovible
K318ADFA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur réglable, rabattable, amovible
K320DDA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
K320DFA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
K320ADDA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau réglable, rabattable, amovible
K320ADFA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur réglable, rabattable, amovible

- Rallonges de rails de siège intégrées et revêtement extensible permettant de régler facilement la profondeur du siège de 40,6 cm à 45,7 cm (40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po))
- Roulements de roue scellés avec précision à l'avant et à l'arrière pour une performance et une fiabilité durables
- Pèse moins de 16,3 kg (36 lb) (sans les repose-pieds)
- Cadre en acier au carbone à fini veiné argent
- Les accoudoirs amovibles rabattables facilitent le transfert
- Le cadre élimine les guides de siège et permet des inserts et des accessoires personnalisés pour le dossier
- Revêtement en nylon durable, léger, esthétique et facile à nettoyer
- Les roues en composite de style Mag sont légères et sans entretien
- L'essieu double permet de faire passer facilement la hauteur du siège au niveau hémip
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po) réglables en trois positions
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Repose-pieds à longueur réglable sans outil
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuil roulant Cruiser III avec appuie-jambes élévateurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
K316DDA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
K316DFA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
K316ADDA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau réglable, rabattable, amovible
K316ADFA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur réglable, rabattable, amovible
K318DDA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
K318DFA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
K318ADDA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau réglable, rabattable, amovible
K318ADFA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur réglable, rabattable, amovible
K320DDA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
K320DFA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
K320ADDA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau réglable, rabattable, amovible
K320ADFA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur réglable, rabattable, amovible

- Rallonges de rails de siège intégrées et revêtement extensible permettant de régler facilement la profondeur du siège de 40,6 cm à 45,7 cm (40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po))
- Roulements de roue scellés avec précision à l'avant et à l'arrière pour une performance et une fiabilité durables
- Pèse moins de 16,3 kg (36 lb) (sans les repose-pieds)
- Cadre en acier au carbone à fini veiné argent
- Les accoudoirs amovibles rabattables facilitent le transfert
- Le cadre élimine les guides de siège et permet des inserts et des accessoires personnalisés pour le dossier
- Revêtement en nylon durable, léger, esthétique et facile à nettoyer
- Les roues en composite de style Mag sont légères et sans entretien
- L'essieu double permet de faire passer facilement la hauteur du siège au niveau héli
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po) réglables en trois positions
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Repose-pieds à longueur réglable sans outil
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant Cruiser X4 avec repose-pieds escamotables



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
CX416ADDA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX416ADFA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX418ADDA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX418ADFA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX420ADDA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX420ADFA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur à hauteur réglable, rabattable, amovible

- Pèse 15,4 kg (34 lb) ou moins (sans les repose-pieds).
- Accoudoirs réglables en hauteur, rabattables et amovibles
- La hauteur du dossier est réglable.
- Cadre en aluminium et en acier au carbone
- Revêtement en nylon ignifuge résistant à la moisissure et aux bactéries.
- Profondeur du siège réglable de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po).
- Roues légères et sans entretien avec essieux à dégagement rapide.
- Support double excentrique pour une rigidité accrue du cadre.
- Repose-pieds escamotables et freins de roues à enclenchement par pression.
- Plaques d'appui durables et légères en composite
- Roulettes avant réglables de 20,3 cm (8 po)
- Transition facile de la hauteur du siège

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant Cruiser X4 avec appuie-jambes élévateurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
CX416ADDA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX416ADFA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX418ADDA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX418ADFA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX420ADDA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau à hauteur réglable, rabattable, amovible
CX420ADFA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur à hauteur réglable, rabattable, amovible

- Pèse 15,4 kg (34 lb) ou moins (sans les repose-pieds).
- Accoudoirs réglables en hauteur, rabattables et amovibles
- La hauteur du dossier est réglable.
- Cadre en aluminium et en acier au carbone
- Revêtement en nylon ignifuge résistant à la moisissure et aux bactéries.
- Profondeur du siège réglable de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po).
- Roues légères et sans entretien avec essieux à dégagement rapide.
- Support double excentrique pour une rigidité accrue du cadre.
- Repose-pieds escamotables et freins de roues à enclenchement par pression.
- Plaques d'appui durables et légères en composite
- Roulettes avant réglables de 20,3 cm (8 po)
- Transition facile de la hauteur du siège

Magasinez maintenant



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant Viper Plus GT avec repose-pieds escamotables

Numéro d'article	Largeur du siège	Description
PLA416FBUARAD-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoirs universels
PLA418FBUARAD-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoirs universels
PLA420FBUARAD-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoirs universels
PLA422FBUARAD-SF	55,9 cm (22 po)	Accoudoirs universels

- Convertissez les accoudoirs en accoudoir de bureau, demi-accoudoir et accoudoir complet
- Accoudoirs rembourrés, réglables, rabattables et amovibles
- Réglage facile de la profondeur du siège de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po)
- Essieu double permettant plusieurs hauteurs
- L'entretoise élimine le besoin de guides de siège
- Dossier à angle réglable facilement de 5° à 20°
- Revêtement en nylon ignifuge robuste et durable
- Roues de 61,0 cm (24 po) en composite de style Mag à dégagement rapide
- Les fourches à roulettes à angle réglable ont trois réglages de hauteur et d'angle
- Dispositifs anti-basculement réglables avec roues relevables
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuil roulant Viper Plus GT avec appuie-jambes élévateurs

Numéro d'article	Largeur du siège	Description
PLA416FBUARAD-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoirs universels
PLA418FBUARAD-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoirs universels
PLA420FBUARAD-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoirs universels
PLA422FBUARAD-ELR	55,9 cm (22 po)	Accoudoirs universels

- Convertissez les accoudoirs en accoudoir de bureau, demi-accoudoirs et accoudoirs complets
- Accoudoirs rembourrés, réglables, rabattables et amovibles
- Réglage facile de la profondeur du siège de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po)
- Essieu double permettant plusieurs hauteurs
- L'entretoise élimine le besoin de guides de siège
- Dossier à angle réglable facilement de 5° à 20°
- Revêtement en nylon ignifuge robuste et durable
- Roues de 61,0 cm (24 po) en composite de style Mag à dégagement rapide
- Les fourches à roulettes à angle réglable ont trois réglages de hauteur et d'angle
- Dispositifs anti-basculement réglables avec roues relevables
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant inclinable Viper Plus



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
PLA416RBDDA	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
PLA416RBDFA	40,6 cm (16 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
PLA418RBDDA	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
PLA418RBDFA	45,7 cm (18 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
PLA420RBDDA	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
PLA420RBDFA	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible

- Réglage facile de la profondeur du siège de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po)
- Freins d'accompagnateur
- La barre d'écartement sert de stabilisateur arrière et de poignée de poussée pratique pour l'accompagnateur
- La position décalée des roues arrière augmente la stabilité et répartit uniformément le poids du patient
- Mécanisme d'inclinaison hydraulique réglable jusqu'à 180°
- Revêtement en nylon durable et ignifuge
- Cadre en acier au carbone avec revêtement chromé double
- Accoudoirs rembourrés rabattables pour faciliter les transferts
- Réglage facile de la hauteur siège-sol jusqu'au niveau hémis
- Les fourches pivotantes avant sont réglables en trois positions

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant pédiatrique Viper avec repose-pieds escamotables



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
L412DDA-SF	30,5 cm (12 po)	Accoudoir de bureau amovible
L412DDA-SF	35,6 cm (14 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Le cadre élimine les glissières de siège
- Dossier réglable en hauteur de 45,7 à 50,8 cm (18 à 20 po)
- Cadre en acier au carbone thermolaqué noir
- Revêtement en nylon durable et ignifuge
- Roues en composite de style Mag avec jantes en aluminium
- Pneus arrière en polyuréthane et roulettes avant de 20,3 cm (8 po)
- Accoudoirs rembourrés en nylon pour un confort accru
- Accoudoirs rabattables pour faciliter les transferts
- Le levier de dégagement monté à l'avant se relève ou s'abaisse
- Roulements de roues scellés avec précision à l'avant et à l'arrière
- Essieu double pour un réglage facile de la hauteur du siège
- Repose-pieds en composite avec boucles de talon
- Livré de série avec dispositifs anti-basculement relevables
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant pédiatrique Viper avec appuie-jambes éleveurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
L412DDA-ELR	30,5 cm (12 po)	Accoudoir de bureau amovible
L414DDA-ELR	35,6 cm (14 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Le cadre élimine les glissières de siège Dossier réglable en hauteur de 45,7 à 50,8 cm (18 à 20 po)
- Cadre en acier au carbone thermolaqué noir
- Revêtement en nylon durable et ignifuge
- Roues en composite de style Mag avec jantes en aluminium
- Pneus arrière en polyuréthane et roulettes avant de 20,3 cm (8 po)
- Accoudoirs rembourrés en nylon pour un confort accru
- Accoudoirs rabattables pour faciliter les transferts
- Le levier de dégagement monté à l'avant se relève ou s'abaisse
- Roulements de roues scellés avec précision à l'avant et à l'arrière
- Essieu double pour un réglage facile de la hauteur du siège
- Repose-pieds en composite avec boucles de talon
- Livré de série avec dispositifs anti-basculement relevables
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant pédiatrique Viper Plus inclinable avec appuie-jambes éleveurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
PL412RBDDA	30,5 cm (12 po)	Accoudoir de bureau amovible
PL414RBDDA	35,6 cm (14 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Mécanisme d'inclinaison hydraulique à la fine pointe de la technologie
- Dossier inclinable de 90° à 180°
- Cadre en acier au carbone chromé à double revêtement
- Revêtement en nylon durable ignifuge
- La position décalée des roues arrière assure plus de stabilité et répartit uniformément le poids de l'utilisateur
- Roulements de roues avant et arrière scellés avec précision
- Les fourches pivotantes avant sont réglables en trois positions
- Transition facile du siège au niveau héli
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression
- La barre d'écartement sert de stabilisateur arrière et de poignée de poussée pour l'accompagnateur
- Dispositifs anti-basculement relevables avec roues

Magasinez maintenant



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant ultraléger Lynx avec repose-pieds escamotables



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
K516FBADDA-SF	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
K518FBADDA-SF	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
K520FBADDA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Cadre ultraléger en aluminium
- Accoudoirs rembourrés rabattables à hauteur réglable pour un confort accru
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression
- Pneus nervurés
- Essieux à dégagement rapide
- Deux positions d'essieu
- Roulements de roue scellés avec précision à l'avant et à l'arrière pour une performance et une fiabilité de longue durée
- Profondeur du siège réglable de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po)
- Dispositifs anti-basculement arrière de série



[Magasinez maintenant](#)

Fauteuil roulant ultraléger Lynx avec appuie-jambes élévateurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
K516FBADDA-ELR	40,6 cm (16 po)	Accoudoir de bureau amovible
K518FBADDA-ELR	45,7 cm (18 po)	Accoudoir de bureau amovible
K520FBADDA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Cadre ultraléger en aluminium
- Accoudoirs rembourrés rabattables à hauteur réglable pour un confort accru
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression
- Pneus nervurés
- Essieux à dégagement rapide
- Deux positions d'essieu
- Roulements de roue scellés avec précision à l'avant et à l'arrière pour une performance et une fiabilité de longue durée
- Profondeur du siège réglable de 40,6 à 45,7 cm (16 à 18 po)
- Dispositifs anti-basculement arrière de série



[Magasinez maintenant](#)

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant inclinable de luxe Sentra avec appuie-jambes éleveurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
STD22RBDDA	55,9 cm (22 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Le mécanisme d'inclinaison hydraulique permet des réglages infinis jusqu'à 180°
- Revêtement en similicuir Naugahyde épais et durable
- Cadre en acier au carbone avec triple revêtement chromé
- Roues en composite de style Mag avec jantes chromées
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po)
- Accoudoirs rembourrés pour un confort accru
- Les roues placées vers l'arrière sur le cadre empêchent le basculement
- Roulements de roues scellés avec précision à l'avant et à l'arrière
- Dispositifs anti-bascullement arrière de série
- Les fourches pivotantes avant sont réglables en deux positions
- Pochette de transport standard
- Rallonge d'appui-tête avec immobilisateur de tête rembourré
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuil roulant bariatrique robuste Sentra EC avec repose-pieds escamotables



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
STD20ECDDAHD-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD20ECDFAH-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
STD22ECDDAHD-SF	55,9 cm (22 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD22ECDFAH-SF	55,9 cm (22 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
STD24ECDDAHD-SF	61,0 cm (24 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD24ECDFAH-SF	61,0 cm (24 po)	Accoudoir pleine longueur amovible

- Cadre en acier au carbone thermolaqué à fini veiné argent
- Revêtement en vinyle à double relief
- Transition facile de la hauteur du siège au niveau hémiparalysé
- Pneus en polyuréthane montés sur roues composites, assurant durabilité et faible entretien
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po), réglables en trois positions
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Repose-pieds à longueur réglable sans outil
- Repose-pieds en aluminium
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuils roulants

Fauteuil roulant bariatrique robuste Sentra EC avec appuie-jambes éleveurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
STD20ECDDAHD-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD20ECDFAH-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
STD22ECDDAHD-ELR	55,9 cm (22 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD22ECDFAH-ELR	55,9 cm (22 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
STD24ECDDAHD-ELR	61,0 cm (24 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD24ECDFAH-ELR	61,0 cm (24 po)	Accoudoir pleine longueur amovible

- Cadre en acier au carbone thermolaqué à fini veiné argent
- Revêtement en vinyle à double relief
- Transition facile de la hauteur du siège au niveau hémisphérique
- Pneus en polyuréthane montés sur roues composites, assurant durabilité et faible entretien
- Roulettes avant de 20,3 cm (8 po), réglables en trois positions
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Repose-pieds à longueur réglable sans outil
- Repose-pieds en aluminium
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression



[Magasinez maintenant](#)

Fauteuil roulant bariatrique extra robuste Sentra avec repose-pieds escamotables



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
STD20DDA-SF	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD22DDA-SF	55,9 cm (22 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD24DDA-SF	61,0 cm (24 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Cadre en acier au carbone à fini veiné argent
- Goussets en acier renforcé à tous les points porteurs pour plus de solidité
- Revêtement en similicuir Naugahyde renforcé, robuste et durable
- Livré de série avec pochette de rangement au dossier
- Fourche avant à deux positions
- Cadre avant à deux positions
- Roulements de roues scellés avec précision à l'avant et à l'arrière
- Accoudoirs rembourrés pour un confort accru
- Repose-pieds à longueur réglable sans outil
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression



[Magasinez maintenant](#)

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant bariatrique extra robuste Sentra avec appuie-jambes élévateurs



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
STD20DDA-ELR	50,8 cm (20 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD22DDA-ELR	55,9 cm (22 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD24DDA-ELR	61,0 cm (24 po)	Accoudoir de bureau amovible

- Cadre en acier au carbone à fini veiné argent
- Goussets en acier renforcé à tous les points porteurs pour plus de solidité
- Revêtement en similicuir Naugahyde renforcé, robuste et durable
- Livré de série avec pochette de rangement au dossier
- Fourche avant à deux positions
- Cadre avant à deux positions
- Roulements de roues scellés avec précision à l'avant et à l'arrière
- Accoudoirs rembourrés pour un confort accru
- Repose-pieds à longueur réglable sans outil
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant bariatrique robuste Sentra EC, extra-extra-large



Numéro d'article	Largeur du siège	Description
STD26ECDDA	66,0 cm (26 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD26ECDFA	66,0 cm (26 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
STD28ECDDA	71,1 cm (28 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD28ECDFA	71,1 cm (28 po)	Accoudoir pleine longueur amovible
STD30ECDDA	76,2 cm (30 po)	Accoudoir de bureau amovible
STD30ECDFA	76,2 cm (30 po)	Accoudoir pleine longueur amovible

- Cadre en acier au carbone avec triple revêtement chromé
- Goussets en acier renforcé à tous les points porteurs pour plus de solidité
- Revêtement en nylon renforcé durable
- Les roues à rayons en acier sont robustes et sans entretien
- Roulettes avant robustes et anti-crevaison de 20,3 cm (8 po) réglables
- Fourches avant extra-robustes
- Cadre latéral renforcé, tourillons de roue pivotante et barres transversales doubles
- Roulements de roues scellés avec précision à l'avant et à l'arrière
- Équipé de freins de roues à enclenchement par pression

Magasinez maintenant



Fauteuil de transport ultraléger AeroFly™



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
AFT18GY-SF	45,7 cm (18 po)	Cadre gris et coutures bleues
AFT18BK-SF	45,7 cm (18 po)	Cadre noir et coutures rouges

- Cadre ultraléger en alliage de magnésium ne pesant que 6,0 kg (13,3 lb) (sans les roues arrière; 7,7 kg [17 lb] avec les roues arrière)
- Comprend des freins d'accompagnateur
- Accoudoirs de bureau fixes avec coussinets moulés pour confort et durabilité
- Roues nervurées à rayons légères avec pneus anti-crevaisson
- Grandes roues arrière nervurées de 33 cm (13 po) pour une conduite en douceur sur de nombreuses surfaces
- Essieux arrière à dégagement rapide
- Dossier rabattable
- Poignées de transport intégrées au siège
- Coussins de siège et de dossier rembourrés amovibles
- Repose-pieds escamotables avec leviers de dégagement ergonomiques

Bientôt disponible



Ensemble fauteuil roulant léger haute résistance/ fauteuil de transport poids plume Poly-Fly



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
TR18	45,7 cm (18 po)	Cadre blanc et revêtement noir
TR20	50,8 cm (20 po)	

- Les roues arrière de 61,0 cm (24 po) à dégagement rapide peuvent être retirées pour passer d'un fauteuil autopulsé à un fauteuil de transport
- Cadre entièrement en aluminium
- Comprend deux ensembles de freins de roues installés
- Dossier rabattable avec dégagement de luxe
- Livré de série avec repose-pieds escamotables à plaques d'appui en composite et boucles de talon
- Roulettes de 20,3 cm (8 po) et dispositifs anti-basculement inclus
- Compatible avec les appuie-jambes élévateurs escamotables en option (article n° STDELR-TF)

Magasinez maintenant



Fauteuils de transport

Fauteuil de transport en acier

Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
TR37E-SV	43,2 cm (17 po)	Cadre veiné argent et revêtement noir
TR39E-SV	48,3 cm (19 po)	Cadre veiné argent et revêtement noir

- Pèse 11,8 kg (26 lb)
- Fini veiné argent attrayant
- Proposé en largeurs de siège de 43,2 cm (17 po) ou 48,3 cm (19 po)
- Dossier repliable pour le rangement et le transport
- Les repose-pieds escamotables sont de série
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Roulettes de 20,3 cm (8 po) à l'avant et à l'arrière
- Offert avec un revêtement en nylon attrayant qui est durable et facile à nettoyer
- Freins de roues arrière de série
- Muni de poignées dans le revêtement pour plier le fauteuil

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuil de transport en aluminium

Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
ATC17-BK	43,2 cm (17 po)	Cadre noir et revêtement noir
ATC17-BL	43,2 cm (17 po)	Cadre bleu et revêtement noir
ATC17-RD	43,2 cm (17 po)	Cadre rouge et revêtement noir
ATC19-BK	48,3 cm (19 po)	Cadre noir et revêtement noir
ATC19-BL	48,3 cm (19 po)	Cadre bleu et revêtement noir
ATC19-RD	48,3 cm (19 po)	Cadre rouge et revêtement noir

- Ne pèse que 8,6 kg (19 lb)
- Le cadre en aluminium est léger et durable
- Les roues en composite de 20,3 cm (8 po) sont légères et sans entretien
- Livré avec repose-pieds escamotables
- Ceinture de sécurité incluse
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Revêtement en nylon confortable, léger et facile à nettoyer
- Charnière pliante moulée en aluminium permettant de replier le dossier pour faciliter le rangement et le transport

[Magasinez maintenant](#)



Fauteuils de transport

Fauteuil de transport léger en aluminium Expedition

Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
EXP19LTBL	48,3 cm (19 po)	Cadre bleu et revêtement noir
EXP19LTRD	48,3 cm (19 po)	Cadre rouge et revêtement noir

- Ne pèse que 8,6 kg (19 lb)
- Disponible avec cadre bleu ou rouge
- Se plie pour un transport facile
- Le levier pratique sur le dossier permet de le rabattre facilement
- Comprend une ceinture de sécurité
- Freins de roues actionnés par l'accompagnateur
- Roues arrière anti-crevaisson de 30,5 cm (12 po)



Magasinez maintenant

Fauteuil de transport Fly-Lite en aluminium

Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
DFL19-BL	48,3 cm (19 po)	Cadre bleu et revêtement à carreaux bleus
DFL19-BK	48,3 cm (19 po)	Cadre noir et revêtement à carreaux rouges
DFL19-RD	48,3 cm (19 po)	Cadre bourgogne et revêtement noir

- Ne pèse que 7,3 kg (16,2 lb) sans repose-pieds
- Le cadre en aluminium est léger et durable
- Comprend une pochette de transport sur le dossier
- Ceinture de sécurité incluse
- Revêtement en nylon attrayant de style écossais
- Comprend une pochette de transport pratique à l'arrière
- Repose-pieds escamotables à hauteur réglable sans outil, roues arrière de 20,3 cm (8 po) et roulettes avant de 15,2 cm (6 po)
- Montants de dossier repliables permettant de rabattre le dossier pour le rangement et le transport
- Comprend des freins de roues arrière en aluminium
- Appuie-jambes élévateurs en option (modèle n° STDELR-TF)



Magasinez maintenant

Fauteuils de transport

Fauteuil de transport de luxe Fly-Weight en aluminium avec roulettes amovibles



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
RTLFW19RW-RD	48,3 cm (19 po)	Cadre rouge et revêtement noir

- Ne pèse que 8,6 kg (19 lb)
- Cadre en aluminium léger, robuste et durable
- Se plie et se range facilement dans un placard ou un coffre
- Les roues en composite sont légères et sans entretien
- Roues de 20,3 cm (8 po) à l'avant et à l'arrière faciles à enlever sans outils
- Dossier à dégagement de luxe
- Freins de roues arrière de luxe tout aluminium
- Comprend une pochette de transport sur le dossier
- Repose-pieds escamotables sans outil inclus
- Ceinture de sécurité incluse
- Les accoudoirs évasés permettent au dossier d'être replié pratiquement à plat pour faciliter le rangement et le transport
- Revêtement en nylon doux et moelleux

Magasinez maintenant



Fauteuil de transport en aluminium TranSport



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
TS19	48,3 cm (19 po)	Cadre bleu et revêtement bleu

- Pèse 7,9 kg (17,5 lb) sans repose-pieds
- Le cadre en aluminium est léger et robuste
- Les aimants du cadre maintiennent les repose-pieds en place pour les empêcher de s'ouvrir lors du transport du fauteuil
- Accoudoirs rembourrés rabattables amovibles
- Revêtement confortable, léger et facile à nettoyer
- Le mécanisme de déverrouillage bidirectionnel permet de pousser ou de tirer le levier
- La fauteuil de transport se plie pour faciliter le transport et le rangement
- Le dossier se replie vers l'avant
- Fourni avec des repose-pieds escamotables à hauteur réglable sans outil
- Freins de roues arrière en aluminium

Magasinez maintenant



Fauteuils de transport

Fauteuil de transport pliable et très léger



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
SL18	45,7 cm (18 po)	Cadre argenté et revêtement bleu

- Accoudoirs rembourrés rabattables
- Repose-pieds rabattable
- Ne pèse que 8,6 kg (19 lb)
- Facile à pousser ou à transporter
- Cadre en aluminium avec revêtement en nylon léger
- Les roues en composite sont légères et sans entretien
- Se plie comme une chaise pliante classique
- Sac de transport (article n° 835N) avec bandoulière incluse
- Freins de roues arrière et ceinture de sécurité de série



Magasinez maintenant

Fauteuil de transport Travelite



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
TC005GY	45,7 cm (18 po)	Cadre noir et revêtement noir

- Le fauteuil de transport Travelite est un fauteuil en aluminium léger et robuste
- Il est facile à transporter et livré avec un sac de transport compact à roulettes, idéal pour les voyages
- Se plie pour le rangement et le transport
- Il est idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Le siège carré en nylon de 45,7 cm (18 po) est muni de sangles de levage
- Comprend des freins de roues pour les pneus pleins de 20,3 cm (8 po)
- Fourni avec accoudoirs de bureau relevables rembourrés et repose-pieds à hauteur réglable



Magasinez maintenant

Fauteuils de transport

Fauteuil de transport bariatrique en acier



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
BTR20-B	50,8 cm (20 po)	Cadre bleu et revêtement noir
BTR20-R	50,8 cm (20 po)	Cadre rouge et revêtement noir
BTR22-B	55,9 cm (22 po)	Cadre bleu et revêtement noir
BTR22-R	55,9 cm (22 po)	Cadre rouge et revêtement noir

- Cadre en acier renforcé pour plus de soutien
- Capacité de charge jusqu'à 204,1 kg (450 lb)
- Traverses doubles renforcées en acier
- Roues arrière anti-crevaisson de 30,5 cm (12 po)
- Revêtement renforcé de nylon robuste avec pochette de transport à l'arrière
- Accoudoirs de longueur bureau amovibles et réversibles
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Freins de roues actionnés par l'accompagnateur
- Disponible avec cadre bleu ou rouge
- Repose-pieds escamotables inclus

Magasinez maintenant



Fauteuil de transport bariatrique en aluminium, 55,9 cm (22 po)



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
ATC22-R	55,9 cm (22 po)	Cadre rouge et revêtement noir

- Ne pèse que 15,0 kg (33 lb)
- Peut supporter jusqu'à 204,1 kg (450 lb)
- Barre de poussée amovible avec poignée rembourrée de mousse
- Roues arrière anti-crevaisson de 30,5 cm (12 po)
- Dossier repliable pour un rangement pratique
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Revêtement robuste renforcé de nylon
- Comprend des leviers de frein manuel et des freins de roues actionnés par l'accompagnateur
- Comprend une ceinture de sécurité
- Livré avec repose-pieds escamotables et dispositifs anti-basculement

Magasinez maintenant



Fauteuils de transport

Fauteuil de transport Airgo



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
700-850	43,2 cm (17 po)	Cadre chromé et revêtement noir
700-855	48,3 cm (19 po)	Cadre chromé et revêtement noir

- Léger et compact, presque 50 % plus léger que les fauteuils roulants conventionnels
- Dossier rabattable pour le rangement
- Revêtement en nylon noir avec accoudoirs rembourrés
- Roues de 20,3 cm (8 po) de style Mag avec roues arrière doubles verrouillables
- Repose-pieds escamotables et amovibles et ceinture de sécurité standard
- Facile à plier et à ranger



[Magasinez maintenant](#)

Fauteuil de transport léger Airgo Comfort-Plus



Numéro d'article	Largeur du siège	Couleur
700-841	43,2 cm (17 po)	Cadre noir et revêtement noir
700-846	48,3 cm (19 po)	Cadre noir et revêtement noir
700-848	48,3 cm (19 po)	Cadre noir et revêtement à carreaux

- Nouveau et amélioré avec plus de fonctions de sécurité et de confort
- Les accoudoirs amovibles rabattables facilitent les transferts, ou permettent simplement de se rapprocher d'une table
- Les roues de 20,3 cm (8 po) Comfort-Grip absorbent les chocs et assurent une meilleure performance de freinage
- Hauteur anatomique du siège aux accoudoirs pour une posture naturelle
- Dossier rabattable pour faciliter le transport et le rangement
- Repose-pieds escamotables et amovibles avec réglage de la longueur sans outil pour plus de confort



[Magasinez maintenant](#)

Fauteuils de transport

Fauteuil de transport de qualité supérieure Airgo Comfort-Plus XC

Numéro d'article

700-830

Couleur

Cadre noir et revêtement noir



- Conçu pour être aussi agréable que pratique
- Les poignées inclinées donnent plus d'espace pour le dos, tandis que les aidants apprécieront les poignées ergonomiques confortables avec freins à main verrouillables pratiques pour une sécurité accrue
- Les repose-pieds uniques peuvent être verrouillés sur le côté du cadre pour un rangement facile
- Les accoudoirs rabattables amovibles permettent aussi de s'approcher plus facilement d'une table ou d'un bureau
- Boucles de talon et ceinture de sécurité comprises comme caractéristiques de série pour une sécurité accrue
- Grandes roues arrière de 30,5 cm (12 po) avec roulements à billes de qualité supérieure pour un roulement en douceur et un confort accru
- Les poignées ergonomiques s'ajustent confortablement à votre paume et permettent un accès naturel aux freins

Magasinez maintenant



Fauteuil roulant de transport léger et portatif avec repose-pieds amovibles

Numéro d'article

700-869

Couleur

Cadre bleu et revêtement noir



- Les fauteuils roulants de transport légers de Hugo vous permettent d'aider vos proches à se déplacer plus facilement que jamais en tout confort.
- Ce fauteuil roulant de transport portatif est beaucoup plus léger que les fauteuils de transport standard, pesant seulement 7,3 kg (16 lb) (sans accessoires) et ultracompact une fois plié.
- Les leviers faciles à utiliser vous permettent de replier le dossier de la chaise pour un rangement plus compact. Les repose-pieds réglables et amovibles rendent cet outil de mobilité idéal pour les voyages et facile à transporter dans un coffre de voiture, un autobus, un avion, etc.

Magasinez maintenant



Coussin en gel Drive® DualEase®

Numéro d'article	Description du produit
14991	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
14992	45,7 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 16 po L x 2 po H)
14993	50,8 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 16 po L x 2 po H)

- Conçu par des experts pour soulager la pression, protéger la peau et permettre un confort personnalisé. Idéal pour les personnes à mobilité réduite ou celles qui recherchent un confort supérieur.
- Structure unique en gel polymère à double couche permettant un niveau de fermeté différent de chaque côté; il suffit de retourner le coussin pour personnaliser votre confort et soulager la pression.
- La structure en gel flexible réduit le cisaillement et la friction, supportant les personnes ayant une tolérance limitée en position assise ou à risque de plaies de pression.
- La conception à alvéoles ouvertes et le gel rafraîchissant hyper-élastique favorisent la circulation d'air et préviennent l'humidité, ce qui vous permet de toujours vous asseoir au frais.
- La poignée intégrée facilite le transport, tandis que le dessous antidérapant assure que le coussin reste en place pendant l'utilisation.

[Magasinez maintenant](#)



Coussin de protection cutanée Gel-U-Seat™ en gel/mousse de 7,6 cm (3 po)

Numéro d'article	Description du produit
8046-1	40,6 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (16 po la x 16 po L x 3 po H)
8046-2	45,7 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 16 po L x 3 po H)
8046-3	50,8 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 16 po L x 3 po H)
8046-4	50,8 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 18 po L x 3 po H)
8046-5	55,9 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (22 po la x 18 po L x 3 po H)
8046-7	61,0 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (24 po la x 18 po L x 3 po H)

- Le coussin de protection Gel-U-Seat™ est doté d'une enveloppe en mousse haute densité entourant une poche de gel de conception unique
- Poche de gel à double compartiment assurant une immersion et un enveloppement adéquats pour la redistribution de la pression
- Housse résistante à l'eau, extensible à faible cisaillement, réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Sangles de fixation pratiques de 30,5 cm (12 po) permettant de fixer solidement le coussin au fauteuil roulant
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Coussin de fauteuil roulant Gel « E » en gel/mousse de 7,6 cm (3 po) pour la protection de la peau

Numéro d'article	Description du produit
14891	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
14886	45,7 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 16 po L x 3 po H)
14878	45,7 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 18 po L x 3 po H)
14894	50,8 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 16 po L x 3 po H)
14902	55,9 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (22 po la x 18 po L x 3 po H)

- Coussin à redistribution de la pression conçu pour aider à la prévention, au traitement et à la gestion des plaies de pression
- La poche de gel visqueux est enveloppée dans une coquille en mousse de polyuréthane et assure une redistribution de la pression, un soutien et un confort optimaux
- Le dessus de la housse est en nylon enduit d'uréthane, à faible cisaillement, perméable à la vapeur et résistant à l'eau
- La base de la housse est en vinyle imperméable pour plus de durabilité
- Poignée de transport incluse pour faciliter le transport
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)




Coussin en gel/mousse pour fauteuil roulant Titanium avec protection de la peau et positionnement

Numéro d'article	Description du produit
FPT-1	40,6 cm la x 40,6 cm L x 8,9 cm H (16 po la x 16 po L x 3,5 po H)
FPT-2	45,7 cm la x 40,6 cm L x 8,9 cm H (18 po la x 16 po L x 3,5 po H)
FPT-1818	45,7 cm la x 45,7 cm L x 8,9 cm H (18 po la x 18 po L x 3,5 po H)
FPT-2018	50,8 cm la x 45,7 cm L x 8,9 cm H (20 po la x 18 po L x 3,5 po H)
FPT-4	55,9 cm la x 45,7 cm L x 8,9 cm H (22 po la x 18 po L x 3,5 po H)

- Le coussin Titanium est spécialement conçu pour assurer une redistribution de la pression et un positionnement supérieurs
- La mousse haute densité à haute résilience combinée à une poche de gel à double compartiment favorise une posture adéquate du patient par immersion
- Contour central servant d'abducteur de jambe intégré
- La housse extensible à faible cisaillement et résistante aux liquides aide à maintenir les tissus sensibles de la peau
- Dessous antidérapant pour plus de stabilité
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Coussin en mousse moulée d'usage général pour fauteuil roulant

Numéro d'article	Description du produit
14880	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
14887	45,7 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 16 po L x 2 po H)
14881	50,8 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 16 po L x 2 po H)
14908	45,7 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 18 po L x 2 po H)
14909	50,8 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 18 po L x 2 po H)

- Une construction unique en mousse moulée haute résilience assure un soutien, une stabilisation et une redistribution de la pression optimums
- Conçu pour les patients à faible risque qui recherchent confort et soutien
- La housse extensible amovible à fermeture à glissière et à faible cisaillement est perméable à la vapeur et résistante à l'eau
- La housse est dotée d'un fond antidérapant en vinyle pour plus de confort et de sécurité
- Sangles de fixation pratiques de 30,5 cm (12 po) permettant de fixer solidement le coussin au fauteuil roulant
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117


[Magasinez maintenant](#)

Coussin de dossier à tension réglable d'usage général pour fauteuil roulant

Numéro d'article	Description du produit
14300	40,6 à 53,3 cm (16 à 21 po) réglable
14301	55,9 à 66,0 cm (22 à 26 po) réglable

- Système de soutien lombaire polyvalent qui améliore le confort et la posture du patient
- Le coussin en mousse haute densité de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur assure une redistribution de la pression optimums
- Se fixe directement au-dessus des cannes de fauteuil roulant pour plus de solidité, de stabilité et de sécurité
- 5 sangles réglables pour un soutien lombaire polyvalent et une personnalisation en fonction des besoins individuels
- La pochette arrière pratique permet de transporter clés, bouteille d'eau, médicaments, mouchoirs et plus encore
- Le revêtement perméable à l'air résiste aux liquides et est facile à nettoyer
- Le coussin se plie avec le fauteuil roulant pour faciliter le transport et le rangement
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Trousse de rallonge de rail de siège, largeur de 40,6 cm (16 po)

Numéro d'article STDSCS1618V

- La trousse comprend un revêtement de siège et une extension de rail fixée pour ajouter 5,1 cm (2 po) à la profondeur du fauteuil roulant. L'installation du siège donne une profondeur de siège de 45,7 cm (18 po) pour remplacer le revêtement de 40,6 cm (16 po) de largeur et de 40,6 cm (16 po) de profondeur.

[Magasinez maintenant](#)

Trousse de rallonge de rail de siège, largeur de 45,7 cm (18 po)

Numéro d'article STDSCS1818V

- La trousse est fournie avec un revêtement de siège et une extension de rail attachée pour ajouter 5,1 cm (2 po) de profondeur au siège en fauteuil roulant pour remplacer le revêtement de 45,7 cm (18 po) de largeur et de 40,6 cm (16 po) de profondeur.

[Magasinez maintenant](#)



Trousse de rallonge de rail de siège, largeur de 50,8 cm (20 po)

Numéro d'article STDSCS2018V

- La trousse comprend un revêtement de siège et une extension de rail fixée pour ajouter 5,1 cm (2 po) à la profondeur du fauteuil roulant. L'installation du siège donne une profondeur de siège de 50,8 cm (20 po) pour remplacer le revêtement de 40,6 cm (16 po) de largeur et de 40,6 cm (16 po) de profondeur.



[Magasinez maintenant](#)

Ceinture de sécurité

Numéro d'article

STDS850
STDS851
STDS855
STDS856

Description

Standard, boucle automatique
Standard, bande auto-agrippante
Bariatrique, boucle automatique
Bariatrique, bande auto-agrippante

- Renforce la sécurité lorsque vous êtes en fauteuil roulant.
- Facile à installer.



[Magasinez maintenant](#)

Stabilisateurs avant universels

Numéro d'article STDS860

- Peut s'ajuster solidement avec les modèles Sentra EC 50,8 cm (20 po), Sentra HD 50,8 cm (20 po), Sentra inclinable, Cruiser III, Cirrus IV, Viper, Viper Plus GT, Viper Plus inclinable et fauteuils roulants de la plupart des autres principaux fabricants.
- Facile à installer

Magasinez maintenant



Adaptateurs pour amputés

Numéro d'article STDS828GT

- Permettent de reculer les roues arrière d'un fauteuil roulant, ce qui permet d'ajuster le centre de gravité
- Faciles à installer

Magasinez maintenant



Dispositifs anti-basculement

Numéro d'article	Pour utilisation avec :
STDS802	Sentra EC (50,8 à 61,0 cm (20 à 24 po)), Sentra HD
STDS807	Cruiser III, Cruiser X4, Viper Plus GT
STDS814	Viper Jr
STDS819	Cruiser III et Cruiser X4
STDS829	Sentra EC extra-large (66,0 à 76,2 cm (26 à 30 po))
STDS833N	Blue Streak, Silver Sport 1 et 2, Polyfly
STDS818	Silver Sport 2, Silver Sport inclinable, Sentra inclinable

- Procurent une stabilité supplémentaire et aident à empêcher un fauteuil roulant de basculer vers l'arrière
- Faciles à installer

Magasinez maintenant



Appuie-jambes éleveurs escamotables

Numéro d'article	Pour utilisation avec :
ALELR	Viper Plus GT
STDELR-TF	Sentra EC, Sentra HD, Sentra inclinable
HDELR	Sentra HD
PHELR	Sentra EC extra-large (66,0 à 76,2 cm (26 à 30 po))
LK3JELR	Blue Streak, Silver Sport 1, Silver Sport 2, Cruiser III, Cruiser X4, Polyfly

- Permettent à l'utilisateur de surélever ses jambes lorsqu'il est assis dans un fauteuil roulant
- Peuvent être écartés du fauteuil au moment d'y prendre place ou d'en sortir
- Faciles à installer

Magasinez maintenant



Repose-pieds escamotables

Numéro d'article

STDSF-TF

PH-SF

AL3-4SF

STDS3J24SF

Pour utilisation avec :

Sentra EC (50,8 à 61,0 cm (20 à 24 po)), Sentra HD

Sentra EC extra-large (66,0 à 76,2 cm (26 à 30 po))

Viper Plus GT

Blue Streak, Silver Sport 1, Silver Sport 2, Cruiser III, Cruiser X4, Polyfly

- Fournissent un support pour les pieds lorsque vous êtes assis dans un fauteuil roulant
- Peuvent être écartés du fauteuil au moment d'y prendre place ou d'en sortir
- Faciles à installer

[Magasinez maintenant](#)

Appuie-jambes élévateurs articulés

Numéro d'article STDEL-R-AL

- S'allongent à mesure qu'ils s'élèvent
- Compatibles avec la plupart des fauteuils roulants Drive
- Faciles à installer

[Magasinez maintenant](#)



Support à canne/béquille pour fauteuil roulant

Numéro d'article STDS1034

- Maintient solidement une canne ou une béquille en fauteuil roulant
- Facile à installer

Magasinez maintenant



Dispositif anti-pliage

Numéro d'article

STDS806

STDS806-HD

Dimensions du siège :

40,6 à 55,9 cm (16 à 22 po)

61,0 à 76,2 cm (24 à 30 po)

- S'installe sous le fauteuil pour l'empêcher de se plier

Magasinez maintenant



Tige à soluté télescopique universelle

Numéro d'article STDS820

- Un manchon d'espacement universel peut être ajouté ou retiré pour accommoder la plupart des modèles Drive (sauf le fauteuil inclinable Sentra, le fauteuil inclinable Viper GT, le fauteuil inclinable ChromeSport, le fauteuil inclinable SilverSport, le fauteuil Viper Plus GT, Cougar, Cruiser X4, Sentra HD Extra Wide) et les fauteuils roulants d'autres grands fabricants

[Magasinez maintenant](#)

Dispositif antivol réglable en hauteur

Numéro d'article STDS834

- Empêche le fauteuil roulant d'être chargé dans un petit espace, comme un coffre de voiture ou un siège arrière
- Facile à installer

[Magasinez maintenant](#)



Support pour bouteille d'oxygène « E »

Numéro d'article STDS803

- Peut recevoir une bouteille de type « E »
- La barre saillante maintient la bouteille d'oxygène en place
- Un manchon d'espacement universel peut être ajouté ou retiré pour assurer un ajustement sécuritaire avec d'autres modèles

Magasinez maintenant



Roue anti-crevaison avec main courante

Numéro d'article STDS840

- À utiliser avec les fauteuils roulants Sentra inclinable, Viper inclinable, Viper et Cirrus IV

Magasinez maintenant



Système de propulsion à un bras

Numéro d'article STDS4056

- Permet de propulser le fauteuil roulant d'un seul bras

Magasinez maintenant



Trousse Super-Hemi

Numéro d'article

STDSSHK

STDSSHK-K3

Pour utilisation avec :

Viper Plus GT

Cruiser III

- Abaisse la hauteur siège-sol de 5,1 cm (2 po)

Magasinez maintenant



Support de membre

Numéro d'article

WASL

WASR

Description du produit :

Support de membre, gauche

Support de membre, droit

- Fournit un soutien aux membres pour les amputés
- Facile à installer

Magasinez maintenant



Rallonge de frein de roue

Numéro d'article

STDS601

STDS801

STDS801GT

Pour utilisation avec :

Viper Plus GT, Lynx, Cirrus IV, Cougar

Blue Streak, Entra EC, Sentra HD, Sentra inclinable, Sentra EC extra-large, Cougar, Cirrus IV

Cruiser III, Revel, Silver Sport 1 et 2
(à l'exclusion du numéro de série 3J)

- Rallonge les poignées de freins de roues pour en faciliter l'accès et l'utilisation
- Facile à installer

Magasinez maintenant



Rampe pour fauteuil roulant/scooter

Numéro d'article	Longueur de la rampe :
STDS1093	5,1 cm (2 po)
STDS1094	7,6 cm (3 po)
STDS1095	10,2 cm (4 po)
STDS1096	12,7 cm (5 po)
STDS1097	15,2 cm (6 po)

- Conçue pour faire passer un fauteuil roulant ou un scooter d'une surface à l'autre
- Construction durable et légère
- Comprend un sac de transport
- Les fentes perforées empêchent l'eau de s'accumuler sur la rampe
- Diverses tailles pour s'adapter à de nombreux changements d'élévation
- Capacité de charge : 272,2 kg (600 lb)

[Magasinez maintenant](#)



Sac de transport de bouteille d'oxygène

Numéro d'article STDS6008-1

- Le sac de transport de bouteille d'oxygène s'ajuste pour une utilisation avec les bouteilles « D » et « E »
- Les fermoirs supérieur et inférieur se fixent facilement pour un ajustement sûr à votre fauteuil roulant électrique pliant
- Fabriqué en nylon durable et facile à nettoyer, le sac de transport comprend également deux poignées de transport

[Magasinez maintenant](#)



Porte-gobelet universel

Numéro d'article STDS1040S

- La nouvelle fixation permet au porte-gobelet de pivoter pour garder le contenu à niveau
- Se fixe facilement aux marchettes à roues, aux ambulateurs, aux fauteuils de transport et aux fauteuils roulants munis de tubes de 1,6 cm (5/8 po) à 2,5 cm (1 po)
- Un insert de fixation spécial peut être ajouté ou retiré au besoin pour s'adapter aux tubes de différents diamètres
- Fabriqué en plastique léger et durable

Magasinez maintenant



2026

Catalogue des marchettes

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime

drive[®] 
M E D I C A L

Mobilité indépendante

Favorisez votre mobilité et améliorez votre indépendance en toute sécurité avec une marchette de Drive Medical! Nous proposons une variété de styles et de caractéristiques, y compris des marchettes à roues, des ambulateurs repose-genou et des marchettes avec siège intégré. Plusieurs de nos marchettes sont conçues pour être utilisées par des utilisateurs ayant une dextérité manuelle limitée, et une grande variété sont légères et se plient de façon compacte, ce qui les rend portatives et faciles à transporter. Explorez nos produits et trouvez la marchette parfaite pour votre mode de vie actif!




AIR-GO™ WALKER

Walk on Air™



La marchette Air-Go redéfinit la mobilité, offrant confort, facilité et liberté au-delà des marchettes traditionnelles. Elle est confortable pour les mains, stable sous les pieds et prête lorsque vient le moment de se reposer. Grâce à ses poignées Airgonomic™ surdimensionnées et rembourrées, à ses roues nervurées à dispersion d'eau et à son siège en maille rembourré, il apporte aux utilisateurs à la fois liberté de mouvement et confiance à chaque pas. Pour vous, elle offre une différenciation en salle de montre, une fidélisation accrue de la clientèle et des marges fiables grâce à des prix affichés minimums sur lesquels vous pouvez compter.

Le soutien d'une marchette allié à la commodité d'un ambulateur



Prise confortable, en tout temps

Les poignées Airgonomic™ surdimensionnées amortissent la pression sur les mains et sont faciles à saisir, même pour les utilisateurs souffrant d'arthrite ou de dextérité réduite.



Repos facile

Profitez de la liberté de vous asseoir et de vous reposer au besoin sur le siège en maille rembourré de longueur ¾, facile à ouvrir et à utiliser (conçu plus court pour permettre une marche naturelle) tandis que quatre réglages de hauteur assurent un ajustement confortable et personnalisé.



Compact, stable et prêt pour les déplacements

Le cadre à pliage en ciseaux se replie en quelques secondes pour le rangement et le transport, et les roulettes de 15,2 cm (6 po) nervurées à dispersion d'eau, avec patins-skis arrière, assurent un déplacement fluide et stable sur différents types de surfaces.

Magasinez maintenant

Accessoires



Sac de rangement

Numéro d'article RTL102662-BAG



Porte-gobelet

Numéro d'article RTL102662-CUP



Porte-canne

Numéro d'article RTL30100-CANE



Spécifications du produit

Plage de taille	Réglable pour des utilisateurs mesurant de 1,45 à 2,01 m (4 pi 9 po à 6 pi 7 po)
Dimensions du produit	65,0 cm (25,6 po) (l) x 64,0 à 68,3 cm (25,2 à 26,9 po) (L) x 84,1 à 91,4 cm (33,1 à 36 po) (h)
Hauteur du siège	50,8 à 58,4 cm (20 à 23 po)
Dimensions des roues	15,2 cm (6 po) (diam.) x 2,5 cm (1 po) (l)
Dimensions pliées	19,1 cm (7,5 po) (l) x 66,5 cm (26,2 po) (L) x 52,1 cm (20,5 po) (h)
Poids du produit	3,6 kg (8 lb)
Capacité de charge	136,1 kg (300 lb)
Garantie	Garantie limitée à vie
Dimensions de la boîte	54,6 cm (21,5 po) (L) x 18,0 cm (7,1 po) (l) x 72,4 cm (28,5 po) (h)

Numéro d'article Description

MD30100BK

Marchette Air-Go, onyx



Code CUP

822383031071

MD30100BL

Marchette Air-Go, saphir



822383031088

Marchette pliante de luxe, deux boutons



Numéro d'article	Description	Emballage
10200-1	Adulte	À l'unité
10200-4	Adulte	En caisse

- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles à utiliser peuvent être actionnés avec les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Le cadre unique en forme de U crée un plus grand dégagement
- Le patient est en mesure de rapprocher la marchette pour l'aider à se tenir debout grâce au cadre transversal amélioré
- La construction robuste en aluminium de 2,5 cm (1 po) de diamètre assure une solidité maximale tout en restant légère



[Magasinez maintenant](#)

Marchette pliable, deux boutons avec roulettes de 12,7 cm (5 po)



Numéro d'article	Description	Emballage
10210-1	Adulte	À l'unité
10210-4ASM	Adulte	En caisse

- Mécanisme de dégagement facile à bouton-poussoir
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Sa construction robuste de 2,5 cm (1 po) de diamètre assure une robustesse maximale tout en restant légère
- Le nouveau patin arrière permet à la marchette de glisser facilement et en douceur sur la plupart des surfaces
- Poignée profilée en vinyle
- Roulettes comprises
- Les roulettes en polypropylène (PP) et en PVC permettent à la marchette de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières



[Magasinez maintenant](#)

Marchette pliable, deux boutons avec roulettes de 12,7 cm (5 po)



Numéro d'article	Description	Emballage
10244-4	Adulte	En caisse

- Mécanisme de dégagement facile à bouton-poussoir
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Construction en acier robuste de 2,5 cm (1 po) de diamètre assurant une solidité maximale
- Le nouveau patin arrière permet à la marchette de glisser facilement et en douceur sur la plupart des surfaces
- Poignée profilée en vinyle
- Roulettes comprises

[Magasinez maintenant](#)



Marchette pliante de luxe, deux boutons



Numéro d'article	Description	Emballage
10201-4	Jeune	En caisse

- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles à utiliser peuvent être actionnés avec les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Le cadre unique en forme de U crée un plus grand dégagement
- Le patient est en mesure de rapprocher la marchette pour l'aider à se tenir debout grâce au cadre transversal amélioré
- La construction robuste en aluminium de 2,5 cm (1 po) de diamètre assure une solidité maximale tout en restant légère

[Magasinez maintenant](#)



Marchette pliante de luxe, deux boutons avec roulettes de 12,7 cm (5 po)



Numéro d'article	Description	Emballage
10211-4ASM	Jeune	En caisse

- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles à utiliser peuvent être actionnés avec les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- La construction robuste en aluminium de 2,5 cm (1 po) de diamètre assure une robustesse maximale tout en restant légère
- Nouveau capuchon arrière permettant à la marchette de glisser facilement et en douceur sur la plupart des surfaces (Figure A)
- Poignée profilée en vinyle
- Roulettes comprises
- Les roulettes en polypropylène (PP) et en PVC permettent à la marchette de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières

[Magasinez maintenant](#)



Marchette pliante junior, deux boutons avec roulettes de 12,7 cm (5 po)



Numéro d'article	Description	Emballage
10247-4	Jeune	En caisse

- Mécanisme de dégagement facile à bouton-poussoir
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Construction en acier robuste de 2,5 cm (1 po) de diamètre assurant une solidité maximale
- Le nouveau patin arrière permet à la marchette de glisser facilement et en douceur sur la plupart des surfaces
- Poignée profilée en vinyle
- Roulettes comprises

[Magasinez maintenant](#)



Marchette pliante de luxe à déclenchement par gâchette

Numéro d'article	Description	Emballage
10224-4	Adulte	En caisse

- La gâchette d'ouverture et de fermeture permet de fermer la marchette sans retirer les mains de la poignée; idéale pour les personnes à dextérité réduite
- La gâchette peut être atteinte par des mains de toutes tailles
- Gâchette en composite durable, résistante aux fissures
- La construction robuste en aluminium extrudé anodisé de 2,5 cm (1 po) de diamètre assure une solidité maximale tout en restant légère
- Brevetée



159 kg
(350 lb)

Capacité
de poids



Magasinez maintenant

Marchette pliante de luxe à déclenchement avec roulettes de 12,7 cm (5 po)

Numéro d'article	Description	Description
10226-1	Adulte	Unité
10226-4	Adulte	Caisse

- La construction en aluminium robuste assure une robustesse maximale tout en restant légère
- La gâchette de dégagement pour l'ouverture et la fermeture permet à l'utilisateur de fermer la marchette sans retirer ses mains de la poignée
- Les poignées profilées et nervurées soulagent la pression sur les mains
- Ajustez facilement la hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po) pour un ajustement personnalisé
- Les roulettes de 12,7 cm (5 po) sont idéales pour les manœuvres à l'intérieur et à l'extérieur
- Patin arrière permettant à la marchette de glisser facilement
- Se plie pour faciliter le transport avec côtés amovibles
- Assemblage rapide et sans outil



159 kg
(350 lb)

Capacité
de poids



Magasinez maintenant

Marchette pliante de luxe à déclenchement par gâchette

Numéro d'article	Description	Emballage
10225-4	Jeune	En caisse



- La fonction de déclenchement de la gâchette pour l'ouverture et la fermeture permet aux utilisateurs de fermer la marchette sans retirer leurs mains du manche et est idéale pour les personnes ayant une dextérité limitée des doigts (Figure A). La gâchette peut être atteinte avec des mains de toutes tailles
- Gâchette en composite durable, résistante aux fissures
- La construction robuste en aluminium extrudé anodisé de 2,5 cm (1 po) de diamètre assure une solidité maximale tout en restant légère
- Brevetée



[Magasinez maintenant](#)

Marchette pliante de luxe à déclenchement avec roulettes de 12,7 cm (5 po)

Numéro d'article	Description	Emballage
10227-4	Jeune	En caisse



- La construction en aluminium robuste assure une robustesse maximale tout en restant légère
- La gâchette de dégagement pour l'ouverture et la fermeture permet à l'utilisateur de fermer la marchette sans retirer ses mains de la poignée
- Les poignées profilées et nervurées soulagent la pression sur les mains
- Ajustez facilement la hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po) pour un ajustement personnalisé
- Les roulettes de 12,7 cm (5 po) sont idéales pour les manœuvres à l'intérieur et à l'extérieur
- Patin arrière permettant à la marchette de glisser facilement
- Se plie pour faciliter le transport avec côtés amovibles
- Assemblage rapide et sans outil



[Magasinez maintenant](#)

Marchette pliable bariatrique en aluminium, deux boutons



Número d'article	Description	Description
10220-1	Adulte	À l'unité

- Pour usage bariatrique
- Pieds et renforts latéraux en acier
- Conception de précision pour une meilleure résistance tout en ajoutant un minimum de poids
- Le cadre plus large et plus profond convient aux personnes pesant jusqu'à 272,2 kg (600 lb)
- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles à utiliser peuvent être actionnés avec les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Poignée profilée en vinyle

[Magasinez maintenant](#)



Marchette pliable bariatrique en aluminium, deux boutons



Número d'article	Description	Description
10220-1WW	Adulte	À l'unité

- Pour usage bariatrique
- Pieds et renforts latéraux en acier
- Conception de précision pour une meilleure résistance tout en ajoutant un minimum de poids
- Cadre plus large et plus profond convenant aux personnes pesant jusqu'à 272,2 kg (600 lb)
- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles à utiliser peuvent être actionnés avec les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un déplacement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité
- Poignée profilée en vinyle

[Magasinez maintenant](#)



Marchette de voyage pliable de luxe avec roulettes de 12,7 cm (5 po)



Numéro d'article	Description	Emballage
RTL10263KDR	Adulte	À l'unité

- Se plie facilement, sans outil, à la moitié de la taille d'une marchette traditionnelle et se range dans une housse « Ready Set Go »
- Les pieds sont fixés à l'aide de cordons élastiques résistants, ce qui permet de les replier
- Comprend des roulettes avant de 12,7 cm (5 po) et des patins-skis à l'arrière qui conviennent à la plupart des surfaces
- Deux sacoches de rangement latérales avec de grandes poches pour les articles personnels, fixées aux montants par des attaches auto-agrippantes



[Magasinez maintenant](#)

Clever-Lite LS, marchette pour adulte



Numéro d'article	Description	Emballage
10233	Adulte	À l'unité

- Freins par pression sur les patins arrière
- Construction robuste en aluminium extrudé anodisé de 2,5 cm (1 po) de diamètre
- Comprend un siège rabattable avec poignée de transport intégrée
- Permet de s'asseoir ou d'utiliser le produit comme marchette traditionnelle en relevant le siège pour entrer dans le cadre
- Se plie facilement avec une palette de dégagement latérale à levier double brevetée (Figure B)
- Le dossier souple et maniable fournit plus de confort et de sécurité en position assise
- Roulettes avant de 12,7 cm (5 po)



[Magasinez maintenant](#)

Marchette Clever-Lite, adulte, roulettes de 20,3 cm (8 po)



Numéro d'article	Description	Emballage
10243	Adulte	À l'unité

- Les roulettes avant peuvent être réglées en position « pivotante » ou « fixe »
- La boucle de verrouillage spéciale en aluminium moulé fonctionne facilement et assure la sécurité
- Construction robuste en aluminium anodisé de 2,5 cm (1 po) de diamètre
- Comprend un siège rabattable avec poignée de transport intégrée
- Permet de s'asseoir ou d'utiliser le produit comme marchette traditionnelle
- Se plie avec une palette de dégagement latérale brevetée

Magasinez maintenant



Marchette à deux roulettes avec siège



Numéro d'article	Description	Emballage
1239RD	Adulte	À l'unité

- Siège et dossier rembourrés confortables et pratiques
- Se plie rapidement lorsque inutilisée
- Les extrémités des pieds arrière servent de frein lorsqu'elles sont appuyées
- Poignées à hauteur réglable
- Grandes roulettes pivotantes de 12,7 cm (5 po) pour plus de maniabilité
- Poignées profilées pour une prise confortable

Magasinez maintenant



Marchette latérale

Numéro d'article	Description	Emballage
10240-1	Adulte	À l'unité

- Conçue pour les personnes capables de se servir d'une seule main ou d'un seul bras
- Plus léger qu'une marchette standard et plus stable qu'une canne
- Se plie facilement d'une seule main
- Idéale pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une marchette, mais qui ont besoin d'une base plus large pour plus de soutien



[Magasinez maintenant](#)

Ambulateur repose-genou orientable

Numéro d'article
796

- L'ambulateur repose-genou peut être dirigé pour une meilleure maniabilité
- Idéal pour les personnes convalescentes suite à une intervention chirurgicale du pied, une fracture, une entorse, une amputation ou des ulcères au pied
- Nouveau coussinet de jambe rembourré en deux pièces pour plus de confort
- Système de freinage de luxe
- Panier avant amovible
- Cadre en acier durable avec fini veiné argent
- Réglage de la hauteur sans outil
- Les roulettes de 19,1 cm (7,5 po) sont idéales pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur



[Magasinez maintenant](#)

Ambulateur repose-genou Nitro® Glide

Numéro d'article Description

791BL	Bleu
791RD	Rouge

- Essieux avant élargissant la largeur (40,6 cm, 45,7 cm, 50,8 cm [16, 18, 20 po]) pour le réglage du rayon de braquage
- Câbles de frein faciles à remplacer logés dans les tubes du cadre
- Réglage sans outil de la hauteur de la poignée (76,2 à 99,1 cm [30 à 39 po]) et du coussin pour genou (43,2 à 58,4 cm [17 à 23 po]).
- Coussin pour genou réversible et décalé pour utilisation sur la jambe gauche ou droite
- Comprend un panier de rangement amovible avec poignée
- Cadre léger et pliable pour faciliter le rangement et le transport
- Freins à main faciles à utiliser qui commandent le double système de freinage arrière



Magasinez maintenant

Ambulateur repose-genou pliable économique

Numéro d'article

RTL799

- Facile à manœuvrer avec un rayon de braquage serré
- Le système de freinage arrière double sur les roulettes fournit une capacité de freinage et un contrôle immédiats pendant le déplacement
- Frein de stationnement à bouton-poussoir intégré au frein à main pour vous permettre de vous reposer en toute sécurité
- Le repose-jambes rembourré fournit confort et stabilité et est facilement compatible avec la jambe gauche ou droite
- Réglez rapidement et facilement la hauteur du coussin pour genou ou du guidon selon vos besoins, sans outil
- Modèle pliable pour faciliter le rangement et le transport
- Cadre robuste et durable supportant jusqu'à 158,8 kg (350 lb)
- Les roulettes de 20,3 cm (8 po) sont idéales pour l'intérieur et l'extérieur



Magasinez maintenant

Marchette pliable à un bouton avec roulettes de 12,7 cm (5 po) et patins-skis



Numéro d'article	Description
770-121	Adulte
770-126	Très petit

- Roulettes de 12,7 cm (5 po) pour un roulement doux et confortable
- Embouts coulissants en plastique inclus
- Marchette économique et légère
- Dotée de tubes en aluminium anodisé de 2,5 cm (1 po) et de pieds avant coudés pour plus de stabilité
- La barre avant de la marchette sert aussi de barre de soutien pour une utilisation sur la chaise d'aisance
- Le mécanisme de pliage à un bouton rend la marchette facile à ouvrir et à fermer

Magasinez maintenant

Marchette pliable à un bouton



Numéro d'article	Description
770-160	Adulte
770-165	Très petit

- Le mécanisme de pliage à un bouton facilite l'ouverture et la fermeture de la marchette
- Légère et facile à manœuvrer
- La barre avant sert aussi de barre de soutien pour une utilisation au-dessus d'une chaise d'aisance
- Hauteur réglable pour une hauteur de poignée de 80,0 à 96,5 cm (31,5 à 38 po)
- Comprend des embouts coulissants en plastique

Magasinez maintenant



Marchettes

Marchette pliable et réglable avec roulettes de 12,7 cm (5 po) et patins en plastique

Numéro d'article

770-260

- Cette marchette pliante est dotée de 8 réglages de hauteur pour convenir à la plupart des personnes de 1,55 à 1,93 m (5 pi 1 po à 6 pi 4 po)
- La marchette pliable Hugo est légère et se replie facilement à l'appui d'un bouton, ce qui en fait un excellent compagnon de voyage
- Comprend en prime un ensemble de roulettes de 12,7 cm (5 po), des patins en plastique et des poignées antidérapantes qui rendent cette marchette facile à manœuvrer
- Cette marchette peut supporter jusqu'à 136,1 kg (300 lb) et est dotée de grands embouts en caoutchouc qui assurent une adhérence et un contrôle supérieurs
- Comprend 2 sacs d'accessoires de luxe avec pochettes pratiques, un porte-bouteille d'eau et un assemblage sans outil



Magasinez maintenant



Sac de rangement

Numéro d'article

RTL102662-BAG

- Sac de rangement spacieux utilisable sur la marchette Air-Go™ M+D de Drive



[Magasinez maintenant](#)

Porte-canne

Numéro d'article

RTL30100-CANE

- Bientôt disponible!
- Convient à la marchette Air-Go™ M+D de Drive avec support pour accessoires intégré



[Magasinez maintenant](#)

Porte-gobelet

Numéro d'article

RTL102662-CUP

- Convient à la marchette Air-Go™ M+D de Drive avec support pour accessoires intégré
- Maintient fermement les gobelets, les bouteilles d'eau et les tasses de voyage à portée de main



[Magasinez maintenant](#)

NexStride® de Drive®

Numéro d'article

FG-1000

- Métronome sonore : Le métronome de NexStride® émet un signal sonore, engageant une voie différente dans votre cerveau pour vous permettre d'avancer.
- Ligne laser visuelle : En plus de la signalisation externe audible, NexStride® utilise la signalisation externe visuelle au moyen d'un signal laser qui vous indique où marcher, donnant à votre cerveau une cible sur laquelle se concentrer et une nouvelle façon d'interagir avec le corps (cela peut également aider à corriger les problèmes de foulée).
- Retrouvez votre indépendance : Utilisez la canne, l'ambulateur ou les accessoires de marche NexStride chez vous pour vous déplacer d'une pièce à l'autre et aller à la salle de bain sans aide. Faites des promenades dans le quartier ou rencontrez des amis avec NexStride et continuez à profiter de la liberté et de l'indépendance que procure la marche par vous-même.

[Magasinez maintenant](#)



WalkWise® de Drive®

Numéro d'article

RTLWWA100

- Tranquillité d'esprit : Restez connecté en toute confiance à votre proche, où que vous soyez.
- Surveillance 24/7 : Vérifiez s'il est actif et utilise régulièrement son appareil de mobilité pour aider à réduire le risque de chute.
- Notifications en temps réel : Recevez des alertes simples si l'appareil bascule ou devient inactif pendant de longues périodes (abonnement mensuel requis).
- Discret et facile : Aucune caméra, aucun appareil portable, aucune recharge ni téléphone intelligent requis; il fonctionne automatiquement en arrière-plan.
- Suivi de l'activité : Conçu pour les utilisateurs de marchettes et d'ambulateurs afin d'enregistrer la distance parcourue et les mouvements quotidiens que les moniteurs d'activité n'arrivent pas à manquer.

[Magasinez maintenant](#)



Roulettes universelles de 12,7 cm (5 po) pour marchettes

Numéro d'article

10109

- Transforme la marchette pliante en marchette à roulettes
- Convient aux marchettes de la plupart des fabricants
- Permet 8 réglages de hauteur
- Les roulettes en polypropylène (PP) et en PVC permettent à la marchette de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières
- Fourni avec des patins arrière (article n° 10107) et des protections de patins (article n° 10107C) permettant une utilisation sur toutes les surfaces
- Limite de poids de 158,8 kg (350 lb)



[Magasinez maintenant](#)

Grands pieds extensibles avec roulettes, paquet combiné (ajoute 10,2 cm (4 po))

Numéro d'article

10108WC

- Permet d'ajuster la hauteur de 91,4 à 109,2 cm (36 à 43 po) (poignée au plancher) (ajoute 10,2 cm (4 po) à la hauteur de la marchette)
- Les roulettes en caoutchouc de 12,7 cm (5 po) permettent à la marchette de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières
- Convient à toutes les marchettes Drive et à celles de la plupart des grands fabricants
- Comprend des patins arrière (article n° 10107) et des protections de patins (article n° 10107C), permettant une utilisation sur toutes les surfaces
- Capacité de charge 158,8 kg (350 lb)



[Magasinez maintenant](#)

Roulettes bariatriques de 12,7 cm (5 po) pour marchette avec deux ensembles de patins arrière

Numéro d'article

10118SV

- Convertissent la robuste marchette en marchette à roulettes
- Permettent 8 réglages de hauteur
- 10118T ajoute 10,2 cm (4 po)
- Les roulettes doubles en caoutchouc permettent à la marchette de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières
- Fournies avec des patins arrière (article n° 10107) et des protections de patins (article n° 10107C), permettant une utilisation sur toutes les surfaces
- À utiliser avec les articles n° 10220-2 et 10223-2

Magasinez maintenant

Roulette pivotante avec verrou et deux ensembles de patins arrière

Numéro d'article

10115

- Peut être verrouillée pour une roulette fixe ou déverrouillée pour une roulette pivotante
- Permet 8 réglages
- Les roulettes en caoutchouc permettent de rouler facilement et en douceur sur des surfaces irrégulières
- Fournie avec des patins arrière (article n° 10107) et des protections de patins (article n° 10107C), permettant une utilisation sur toutes les surfaces
- Capacité de charge 158,8 kg (350 lb)

Magasinez maintenant



Freins sur patins arrière avec roulettes de 7,6 cm (3 po)

Numéro d'article

10106

- Conçus pour ceux qui ne peuvent pas saisir la marchette
- Maintiennent l'avant-bras avec un rembourrage en vinyle souple pour plus de confort
- Le grand support supérieur permet de placer l'accessoire de plateforme sur la poignée de la marchette
- La sangle réglable maintient fermement le bras en place
- 10105CB (fixation pour béquille) vendue séparément

[Magasinez maintenant](#)



Accessoire pour marchette/béquille de plateforme

Numéro d'article

10105-1

10105-2

Description

Unité

Caisse

- Conçu pour ceux qui ne peuvent pas saisir la marchette
- Maintient l'avant-bras avec un rembourrage en vinyle souple pour plus de confort
- Le grand support supérieur permet de placer l'accessoire de plateforme sur la poignée de la marchette
- La sangle réglable maintient fermement le bras en place

[Magasinez maintenant](#)



Accessoire pour marchette/béquille de la plateforme bariatrique

Numéro d'article

10105HD-2

- Conçu pour ceux qui ne peuvent pas saisir la marchette
- Maintient l'avant-bras avec un rembourrage en vinyle souple pour un soutien confortable
- Le grand support supérieur permet de placer l'accessoire de plateforme sur la poignée de la marchette
- La sangle réglable maintient fermement le bras en place
- L'accessoire pour béquille sous le bras de l'article n° 10105 doit être commandé séparément (ne peut pas être utilisé avec le modèle bariatrique)
- Capacité de charge bariatrique de 226,8 kg (500 lb)

Magasinez maintenant



Patin-ski

Numéro d'article

10110

10110B

Description

Blanc

Noir

- Pour utilisation avec toutes les marchettes pliantes de 2,5 cm (1 po)
- Facile à ajouter à la marchette
- Construction en composite durable pour une longue durée de vie
- Idéal sur la plupart des surfaces
- Convient à toutes les marchettes Drive, M+D de Drive et à celles de la plupart des grands fabricants

Magasinez maintenant



Patin-ski pour marchette

Numéro d'article

RTL100017

- Permet à la marchette de glisser facilement et en douceur sur la plupart des surfaces
- Se glisse facilement sur les tubes de 2,9 cm (1 1/8 po) de la marchette
- Construction durable pour une longue durée de vie
- Assemblage sans outil
- Pour une utilisation avec les marchettes de la plupart des grands fabricants

[Magasinez maintenant](#)



Patins pour marchette

Numéro d'article

781-010

- Pour utilisation avec toutes les marchettes pliantes de 2,5 cm (1 po)
- Faciles à ajouter à la marchette
- Construction en composite durable pour une longue durée de vie
- Idéaux sur la plupart des surfaces

[Magasinez maintenant](#)



Patins de type balle de tennis avec tampons remplaçables

Numéro d'article

10121

- Assurent une glisse silencieuse, en douceur et durable de la marchette
- Faciles et sécuritaires à installer
- Brevet en instance

Magasinez maintenant

Plateau universel pour marchette avec porte-gobelet

Numéro d'article

10124

- Permet de transporter des articles personnels d'une pièce à l'autre
- Contient un porte-gobelet
- Convient aux marchettes de la plupart des fabricants
- Fabriqué en plastique durable facile à nettoyer
- Facile à installer
- Dimensions : 58,4 cm L x 43,2 cm la x 3,8 cm H (23 po L x 17 po la x 1,5 po H)

Magasinez maintenant



Plateau de marchette avec porte-gobelets

Numéro d'article

10125

- Permet de transporter des articles personnels d'une pièce à l'autre
- Contient deux porte-gobelets
- Convient aux marchettes à 2 boutons de la plupart des fabricants
- Se rabat facilement lorsque inutilisé
- Fabriqué en plastique durable facile à nettoyer
- Facile à installer
- Dimensions : 40,6 cm L x 30,5 cm la x 5,1 cm H (16 po L x 12 po la x 2 po H)

[Magasinez maintenant](#)

Range-accessoires E-Z pour marchette

Numéro d'article

RTL10131

- Permet de transporter des articles personnels d'une pièce à l'autre
- Comprend un dessus amovible qui dissimule les effets personnels
- Convient aux marchettes à 2 boutons de la plupart des fabricants
- Se fixe facilement avec des attaches latérales
- Fabriqué en plastique durable facile à nettoyer
- Facile à installer
- Dimensions : 39,4 cm L x 31,8 cm la x 12,7 cm H (15 ½ po L x 12 ½ po la x 5 po H)

[Magasinez maintenant](#)



Panier pour marchette

Numéro d'article

10200B

- Pour utilisation avec toutes les marchettes pliantes de 2,5 cm (1 po)
- 10200B comprend un plateau en plastique avec porte-gobelet (10200B-1)



Magasinez maintenant

Sacs de mobilité

Numéro d'article

RTL10254BFL

Description

Floral bleu

RTL10254GR

Vert militaire

RTL10254TFL

Floral tropical

- Deux options d'attache : sangle arrière avec réglable sécuritaire ou sangles de suspension réglables
- Se fixent solidement à une vaste gamme d'aides à la mobilité
- Pochette intérieure spacieuse avec fermeture à glissière et porte-clés
- Quatre pochettes extérieures à l'avant et une fermeture à glissière à porte-clés pour plus de sécurité
- Poche latérale en filet pour bouteille d'eau
- Grande pochette intérieure à fermeture à glissière
- Poches et intérieur entièrement doublés
- Traités avec une technologie résistante à l'eau
- Nettoyage des taches à l'aide d'un chiffon humide



Magasinez maintenant

Sac pour accessoires à usages multiples

Numéro d'article	Description
RTL10255NV	Marine
RTL10255PK	Rose

- Attache de la sangle arrière avec clip réglable sécuritaire
- Se fixe solidement à une vaste gamme d'aides à la mobilité
- Pochette intérieure spacieuse avec fermeture à glissière et porte-clés
- Poche avant avec fermeture magnétique pour plus de sécurité des effets personnels
- La base arrière renforcée maintient la forme du sac pour un soutien accru
- Petites poches intérieures et poche à fermeture à glissière
- Poches et intérieur entièrement doublés
- Bandoulière amovible en option
- Traité avec une technologie résistante à l'eau
- Nettoyage des taches à l'aide d'un chiffon humide

[Magasinez maintenant](#)



Sac pour accessoires de marchettes

Numéro d'article
RTL10256NV

- Attaches réglables en boucle pour sac se fixant à une grande variété d'aides à la mobilité
- Pochette intérieure spacieuse avec fermeture à glissière et porte-clés
- Trois poches avant peuvent contenir des articles essentiels comme des clés, des collations ou un téléphone cellulaire
- Deux poches arrière permettent d'accéder à des objets du côté de l'utilisateur
- Intérieur doublé et poches
- Traité avec une technologie résistante à l'eau
- Nettoyage des taches à l'aide d'un chiffon humide

[Magasinez maintenant](#)



2026

Catalogue de la mobilité motorisée

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime



drive 
MEDICAL

Mobilité motorisée fluide et élégante

Nos solutions de mobilité motorisée utilisent des technologies de pointe combinées à une conception bien pensée pour assurer le confort, la commodité et la sécurité de l'utilisateur. Des commandes manuelles ergonomiques au réglage sensible de la poignée de guidage, chaque caractéristique est conçue dans les moindres détails pour assurer une conduite fluide et sans effort. Les accoudoirs rembourrés et les sièges pivotants, inclinables et rabattables personnalisables complètent l'expérience. De nombreuses options offrent même la personnalisation des couleurs, pour refléter votre style personnel! Si vous êtes à la recherche du nec plus ultra en matière de mobilité motorisée sophistiquée, tournez-vous vers Drive Medical.



Fauteuil électrique CarbonTouch™

Numéro d'article CFPC17FS

- Comprend un chargeur USB intégré pour garder vos appareils alimentés pendant vos déplacements
- Livré de série avec support pour téléphone et porte-gobelet
- Se replie en quelques secondes d'un simple toucher pour faciliter le transport
- Passez facilement du mode électrique au mode manuel pour une mobilité sans interruption
- La manette amovible peut être montée sur l'un ou l'autre des accoudoirs selon les préférences de l'utilisateur
- Deux modes de charge : chargez directement par le port du contrôleur ou utilisez le chargeur externe
- Équipé d'une ceinture de sécurité et de dispositifs anti-basculement
- Le siège et le dossier en filet respirant assurent un soutien ergonomique et une circulation d'air améliorée pour un confort quotidien
- Accoudoir rabattable à profondeur réglable

[Magasinez maintenant](#)



Scooter à 3 roues compact Scout

Numéro d'article SFSCOUT3

- Démontage rapide et facile
- Panneaux de couleurs interchangeables
- Accoudoirs rembourrés et réglables
- Batteries à branchement rapide
- Commande d'accélération ergonomique
- Siège pivotant à hauteur réglable avec dossier rabattable
- Pneus anti-crevaisson qui ne marquent pas
- Grand panier de transport en plastique
- Poignée de guidage facile à régler
- Roulettes anti-basculement
- Poignée de guidage Delta
- Utilisation facile de la roue libre

[Magasinez maintenant](#)



Scooter à 4 roues Scout LT

Numéro d'article

SCOUTLT4

SCOUTLT4-EXT

Batterie

12 AH

20 AH



- Un scooter à 4 roues amusant et facile à démonter, pour le consommateur économe
- Poignée de guidage Delta pour une utilisation à une main
- Accoudoirs réglables
- Panier avant de grande taille pour le rangement d'articles personnels
- Comprend des coques rouges et bleues facilement interchangeables
- Jusqu'à 22,5 km (14 mi) par charge
- Pneus pleins anti-crevaison non marquants
- Poignée de guidage Delta rembourrée
- Taille de la batterie : 12 AH – SCOUTLT4
- Taille de la batterie : 20 AH – SCOUTLT4-EXT

Magasinez maintenant



Scooter à 4 roues Phoenix LT

Numéro d'article

PHOENIXLT4

PHOENIXLT4-20

Dimensions du siège

45,7 cm (18 po)

50,8 cm (20 po)



- Les 4 roues et les roulettes anti-basculement contribuent à la stabilité globale pour une expérience plus sécuritaire
- Siège à hauteur réglable avec dossier rabattable et accoudoirs à largeur réglable
- Panneaux de couleurs interchangeables
- Capacité de charge de 158,8 kg (350 lb)
- Le siège pivote sur 180° pour faciliter le transfert
- Phare pour une meilleure visibilité
- Se démonte en 5 parties pour faciliter le transport
- Fourni avec des roues robustes de 22,9 cm x 7,6 cm (9 po x 3 po)
- Poignée de guidage Delta rembourrée

Magasinez maintenant



Scooter à 4 roues mobilité Prowler

Numéro d'article PROWLER3410MG22CS

- Poignée de guidage Delta réglable avec commande d'accélération ergonomique pour une meilleure tenue et un confort de direction accru
- Siège pivotant à hauteur réglable avec dossier rabattable facilitant le rangement.
- Dossier inclinable et appuie-tête réglable
- La position du siège peut être réglée vers l'avant ou vers l'arrière
- Pneus à air et suspension intégrale pour une conduite en douceur
- Grand panier de transport en plastique pour transporter des articles
- Contrôleur programmable pour régler les paramètres de conduite en fonction des besoins de l'utilisateur
- Rétroviseurs, roulettes anti-basculement et phare avant pour plus de sécurité
- Frein à tambour manuel supplémentaire

[Magasinez maintenant](#)



Scooter robuste à 4 roues Panther

Numéro d'article PANTHER22CS

- Suspension avant et arrière sur pneus pneumatiques de 35,6 cm (14 po)
- Réglage infini de la poignée de guidage en une touche
- Port USB intégré pour recharger vos appareils mobiles
- Éclairage DEL très lumineux pour une visibilité exceptionnelle
- Poignées de commande delta ergonomiques pour faciliter la direction et la commande des gaz
- Grand panier avant en plastique avec poignée de transport
- Le siège capitaine est réglable en hauteur et est doté d'un dossier inclinable rabattable avec appuie-tête réglable
- Phares, feux de stationnement et clignotants à DEL
- Deux rétroviseurs
- Roulettes anti-basculement avec mode roue libre facile à utiliser

[Magasinez maintenant](#)



ZooMe à 3 roues Scooter récréatif

Numéro d'article ZOOME3

- Puissant moteur à moyeu avec des vitesses allant jusqu'à 24 km/h (15 mi/h)
- Poignée de guidage repliable pour faciliter le transport ou le rangement
- Deux clés incluses
- Frein à main avec mécanisme de verrouillage pour le stationnement sur les pentes
- Les commandes de marche avant et de marche arrière sont faciles à changer à l'aide d'un bouton
- Réglages de vitesse rapide et lente faciles à changer en appuyant simplement sur un bouton
- Panier de rangement à l'avant
- Pneus à air pour un roulement des plus doux
- Phare à DEL très brillant
- Roulettes anti-basculement

[Magasinez maintenant](#)



Scooter de voyage pliable ZooMe Auto-Flex

Numéro d'article FLEX-AUTO

- Repliage et dépliage entièrement électroniques
- Le cadre en alliage d'aluminium est léger
- Batterie au lithium conforme aux normes de sécurité aériennes
- Coques lustrées pour une finition protectrice
- Commande d'accélération facile
- Poignée de guidage Delta pour les utilisateurs à dextérité limitée
- Siège rabattable automatiquement avec accoudoirs rembourrés réglables
- Pneus anti-crevaisson qui ne marquent pas pour un déplacement sans tracas
- La poignée de guidage facile à régler place les commandes du scooter à la position idéale
- Leviers secondaires de déverrouillage manuel et interrupteur à bascule
- Comprend deux clés de contact et un porte-clés
- Réflecteurs avant et arrière et roulettes anti-basculement

[Magasinez maintenant](#)



Ensemble de panier arrière, type L,

Numéro d'article SF8020

- Panier arrière spacieux en acier robuste
- Idéal pour transporter des articles volumineux ou lourds qui ne tiennent pas dans les paniers avant
- Dimensions : 29,8 cm L x 42,5 cm la x 28,6 cm H (11,75 po L x 16,75 po la x 11,25 po H)

[Magasinez maintenant](#)



Porte-gobelet

Numéro d'article AZ0060

- Construction en plastique
- Emportez votre boisson chaude ou froide préférée partout où vous allez
- Se fixe facilement à l'accoudoir de votre produit
- Convient à tous les scooters Drive Medical, sauf la série Spitfire

[Magasinez maintenant](#)



Mobilité motorisée

Ensemble de support à oxygène

Numéro d'article SF8010

- Vous permet de transporter votre bonbonne d'oxygène avec vous
- Maintient solidement en place les bouteilles d'oxygène de taille « D » et « E »
- Châssis en métal robuste

Magasinez maintenant



2026

Catalogue
de solutions
de sécurité
pour la salle
de bain

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime



drive 
M E D I C A L

Sécurité dans la salle de bain

Solutions de sécurité pour la salle de bain

Chez Drive Medical, nous savons que la salle de bain est une des pièces les plus dangereuses de la maison. À cette fin, la construction d'une salle de bains plus sécuritaire est un élément important du maintien de l'indépendance et d'une meilleure qualité de vie. Nos produits de sécurité pour le bain ont été conçus cliniquement pour répondre aux besoins des personnes aux prises avec des problèmes de mobilité à court et à long terme. Des chaises de douche aux élévateurs pour le bain, nous proposons une gamme complète d'articles de sécurité pour le bain afin de présenter aux clients des solutions personnalisées qui améliorent leur sécurité et leur confort dans la vie quotidienne. En mettant l'accent sur la durabilité, la portabilité, la facilité d'assemblage et les surfaces faciles à nettoyer, nous avons soigneusement conçu nos produits pour les adapter au style de vie actif des clients et des soignants.



Sécurité dans la salle de bain

Chaise de douche M+D X-Fold

Numéro d'article

MD50100WH

MD50100TP

MD50100GR

Couleur

Perle

Pierre

Tempête

- Conception X-Fold™ innovante avec 3 réglages de hauteur, aucun bouton ni outil
- Siège très spacieux (≈32 % plus grand que le siège standard) pour plus de confort et de stabilité
- Accoudoirs amovibles pour faciliter les transferts et un soutien personnalisé
- Pieds antidérapants inclinés avec bandes de roulement dispersant l'eau pour une adhérence sur les surfaces mouillées
- Système de drainage avancé réduisant l'accumulation et accélérant le séchage
- Choix de couleurs modernes pour s'agencer aux salles de bains contemporaines

Bientôt disponible



Chaise de bain de luxe en aluminium

Numéro d'article RTL12202KDR

- Assemblage facile et sans outil du siège arrière et des pieds
- Cadre en aluminium léger, durable et résistant à la corrosion
- Les pieds sont réglables en hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po) et sont coudés avec des embouts à ventouse pour assurer une stabilité accrue
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

Magasinez maintenant



Sécurité dans la salle de bain

Chaise de douche de luxe en aluminium

Numéro d'article 12202KD-4

- Assemblage facile et sans outil du dossier, du siège et des pieds
- Cadre en aluminium léger, durable et résistant à la corrosion
- Le nouveau capuchon anti-pincement permet d'appuyer sur les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts
- Les pieds sont réglables en hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po) et sont coudés avec des embouts à ventouse pour assurer une stabilité accrue
- La bague de soutien empêche le mouvement des pieds et réduit les cliquetis
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Chaise de douche avec dossier et accoudoirs rembourrés amovibles

Numéro d'article 12445KD-1

- Accoudoirs rembourrés amovibles pour plus de confort et de sécurité
- Le banc et le dossier moulés par soufflage apportent confort et robustesse
- Les trous de drainage dans le banc réduisent le glissement
- Cadre en aluminium léger, durable et résistant à la corrosion
- Hauteur des pieds réglable par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Chaise de bain pivotante à 360° PreserveTech™

Numéro d'article RTL12A001-GR



- Chaise de bain compacte pivotant à 360° et verrouillable à tous les 90°
- Chaque pied comprend une pointe antidérapante
- Les accoudoirs rembourrés assurent un soutien supérieur
- Les accoudoirs pivotants peuvent être relevés pour dégager l'espace
- Hauteur du siège réglable de 38,1 à 55,9 cm (15 à 22 po)
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement

[Magasinez maintenant](#)



Système de bain PreserveTech™ Aquachair avec bidet

Numéro d'article RTL12A004-WH



- Chaise de douche unique avec bidet et jet de douche permettant une toilette complète du corps sans se tenir debout
- Le siège et le dossier rembourrés antidérapants apportent soutien et confort
- Réglez la hauteur en appuyant sur un bouton pour obtenir la position assise idéale
- Les pieds comprennent une pointe antidérapante pour plus de sécurité sur les surfaces mouillées
- Cadre en aluminium léger et durable résistant à la rouille pouvant supporter jusqu'à 158,8 kg (350 lb)
- Traitement antimicrobien aidant à prévenir les taches et les odeurs causées par l'accumulation de bactéries et de moisissures
- Aucune connexion électrique ou pile nécessaire

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Accessoire de transfert PreserveTech™ Aquachair avec protection de rideau Curtain Guard



Numéro d'article RTL12A004-TR

- S'installe facilement sur le système de bain PreserveTech™ Aquachair avec bidet en quelques minutes
- La conception du banc permet à l'utilisateur de glisser par-dessus le rebord de la baignoire à partir d'une position assise plus sécuritaire
- La conception brevetée avec découpe en U garde la doublure du rideau de douche dans la baignoire et empêche l'eau de couler
- Réglez la hauteur des pieds en appuyant sur un bouton
- Les pieds antidérapants assurent une sécurité accrue sur les planchers de salle de bain

Magasinez maintenant



Chaise de douche avec dossier pliable



Numéro d'article RTL12606

- Ajoute sécurité et soutien dans la baignoire et la douche
- Assemblage facile sans outil et pieds à hauteur réglable
- Le dossier repliable et les pieds amovibles rendent cette chaise de douche idéale pour le rangement et le transport
- Modèle léger avec pieds stables et embouts antidérapants
- Les accoudoirs et le porte-savon ajoutent confort et commodité
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

Magasinez maintenant



Sécurité dans la salle de bain

Chaise de douche bariatrique de luxe avec renfort en croix

Numéro d'article 12021KD-1

- Le cadre est doté de traverses en largeur/profondeur fixées avec des rivets de type avion
- Banc durable en plastique moulé par soufflage
- Le cadre en aluminium est léger, durable et résistant à la corrosion. Les trous de drainage réduisent le glissement
- Pince de style européen pour ajuster la hauteur des pieds. La hauteur s'ajuste par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Chaise de douche bariatrique de luxe avec renfort en croix

Numéro d'article 12029-2

- Le cadre est doté de traverses en largeur/profondeur fixées avec des rivets de type avion
- Grand siège de 41,9 cm (16,5 po) de profondeur
- Hauteur du siège réglable par incréments de 2,5 cm (1 po)
- Banc durable en plastique moulé par soufflage
- Dossier amovible sans outil
- Cadre en aluminium léger, durable et résistant à la corrosion
- Les trous de drainage réduisent le glissement
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Banc de douche de luxe en aluminium sans dossier

Numéro d'article RTL12203KDR

- Assemblage sans outil du siège et des pieds
- Les trous de drainage dans le banc réduisent le glissement
- Le cadre en aluminium est léger, durable et résistant à la corrosion
- Les pieds sont réglables en hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po) et sont coudés avec des embouts à ventouse pour assurer une stabilité accrue
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Banc de douche de luxe en aluminium sans dossier

Numéro d'article 12203KD-4

- Assemblage sans outil du siège et des pieds
- Les trous de drainage dans le banc réduisent le glissement
- Cadre léger, durable et résistant à la corrosion
- Le nouveau capuchon anti-pincement permet d'appuyer sur les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts
- Les pieds sont réglables en hauteur par incréments de 2,5 cm (1 po) et sont coudés avec des embouts à ventouse pour une stabilité accrue
- La bague de soutien empêche le mouvement des pieds et réduit les cliquetis
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Tabouret de douche avec siège pivotant

Numéro d'article RTL12061M

- Le siège rembourré pivotant réduit les torsions et les étirements dans la douche
- Le siège pivote sur 360° et se verrouille à tous les 90°
- Le dessus rotatif du siège peut être retiré pour faciliter le nettoyage
- Assemblage sans outil
- Idéal pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre ou de mobilité
- La hauteur du siège peut être ajustée de 40,6 à 55,9 cm (16 à 22 po), par incréments de 3,0 cm (1,18 po)
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Chaise de douche pliante

Numéro d'article 12486

- Produit fourni avec ou sans dossier
- Se replie à plat pour plus de commodité
- Banc moulé par soufflage assurant confort et robustesse
- Les trous de drainage dans le siège réduisent le glissement
- Cadre en aluminium léger, durable et résistant à la corrosion
- Pieds coudés pour plus de stabilité
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Siège de bain réglable AquaSense sans dossier

Numéro d'article 770-500

- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. La hauteur du siège réglable de ce modèle varie de 35,6 à 53,3 cm (14 à 21 po).
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, ce qui rend le banc plus confortable, moins glissant et assure un transfert plus sécuritaire du bain à la sortie de la baignoire.
- La surface texturée du siège aide à prévenir le glissement.
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement.

Bientôt disponible



Siège de bain réglable AquaSense avec dossier

Numéro d'article 770-510

- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. La hauteur du siège réglable de ce modèle varie de 35,6 à 53,3 cm (14 à 21 po).
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, ce qui rend le banc plus confortable, moins glissant et assure un transfert plus sécuritaire du bain à la sortie de la baignoire.
- La surface texturée du siège aide à prévenir le glissement.
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement.

Magasinez maintenant



Sécurité dans la salle de bain

Tabouret de douche AquaSense

Numéro d'article 770-514

- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées
- Un accoudoir amovible à bouton-poussoir facilite les transferts pour entrer dans la baignoire et en sortir
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. Hauteur du siège réglable de 45,7 à 55,9 cm (18 à 22 po)
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, ce qui rend le banc plus confortable, moins glissant et assure un transfert plus sécuritaire du bain à la sortie de la baignoire
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement

Bientôt disponible



Siège de bain pliable ergonomique AquaSense

Numéro d'article 770-525

- Se replie à plat et est facile à ranger.
- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. La hauteur du siège réglable de ce modèle varie de 38,1 à 50,8 cm (15 à 20 po).
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, ce qui rend le banc plus confortable, moins glissant et assure un transfert plus sécuritaire du bain à la sortie de la baignoire.
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement.
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Bientôt disponible



Sécurité dans la salle de bain

Siège de bain ergonomique réglable AquaSense sans dossier

Numéro d'article 770-535

- Les découpes intégrées au siège permettent d'y poser la pomme de douche et d'y accéder facilement.
- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. La hauteur du siège réglable de ce modèle varie de 35,6 à 53,3 cm (15 à 22 po).
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement.
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Bientôt disponible



Siège de bain ergonomique réglable AquaSense avec dossier

Numéro d'article 770-537

- Les découpes intégrées au siège permettent d'y poser la pomme de douche et d'y accéder facilement
- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. Hauteur du siège réglable de 38,1 à 55,9 cm (15 à 22 po)
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés

Magasinez maintenant



Sécurité dans la salle de bain

Siège de bain ergonomique réglable AquaSense sans dossier

Numéro d'article 770-535

- Les découpes intégrées au siège permettent d'y poser la pomme de douche et d'y accéder facilement.
- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. La hauteur du siège réglable de ce modèle varie de 35,6 à 53,3 cm (15 à 22 po).
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement.
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.



Bientôt disponible

Banc de transfert M+D

Numéro d'article

MD50200WH

MD50200GR

Couleur

Perle

Tempête

- Siège pivotant à 360° avec points de verrouillage à 90° et transfert coulissant latéral permettant de s'asseoir en toute sécurité hors de la baignoire et de glisser en position.
- 21 réglages de hauteur pour les baignoires dont la paroi mesure de 36,8 à 52,1 cm (14,5 à 20,5 po), pour un ajustement personnalisé et de niveau dans une grande variété de salles de bain.
- Pieds antidérapants en angle avec bandes dispersant l'eau évacuant l'eau et maintenant une meilleure traction sur les planchers de douche et de salle de bain.
- Le cadre durable supporte jusqu'à 159,8 kg (350 lb) et est doté d'un système de verrouillage double avec quatre positions de siège sécuritaires et un enclenchement audible.



Bientôt disponible

Sécurité dans la salle de bain

Banc de transfert pour baignoire

Numéro d'article 12011KD-2

- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des accoudoirs
- Structure en A pour plus de stabilité
- Banc et dossier durables en plastique moulé par soufflage
- Hauteur réglable par incréments de 1,3 cm (½ po) grâce aux pieds d'extension uniques à « deux colonnes »
- Réversible pour convenir à toutes les salles de bain
- Levier sans pincement permettant d'enfoncer les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Banc de transfert pour baignoire trois pièces

Numéro d'article RTL12031KDR

- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des accoudoirs
- Structure en A pour plus de stabilité
- Banc et dossier durables en plastique moulé par soufflage
- Hauteur réglable par incréments de 1,3 cm (½ po) grâce aux pieds d'extension uniques à « deux colonnes »
- Réversible pour convenir à toutes les salles de bain
- Levier sans pincement permettant d'enfoncer les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Banc de transfert Splash Defense™ avec protection de rideau Curtain Guard

Numéro d'article RTL12032KDR

- Nouvelle forme découpée en « U » permettant à la doublure du rideau de douche de rester dans la baignoire et d'éviter que l'eau ne coule sur le plancher de la salle de bain
- Réversible pour convenir à toutes les salles de bain
- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des accoudoirs
- Hauteur réglable par incréments de 1,3 cm (½ po)
- Banc et dossier durables en plastique moulé par soufflage
- Levier sans pincement permettant d'enfoncer les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Banc de transfert pliant et coulissant universel

Numéro d'article RTL12075

- Le banc de transfert glisse vers la gauche ou la droite le long du cadre pour entrer dans la baignoire et en sortir facilement
- La hauteur du siège est réglable par incréments de 1,3 cm (½ po)
- Se plie à plat pour le transport et le rangement
- Offert avec un porte-savon amovible
- Comprend un filet de sécurité qui retient les articles échappés et évite d'avoir à se pencher
- Ceinture de sécurité incluse
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Banc de transfert rembourré

Numéro d'article 12005KD-1



- Siège et dossier rembourrés confortables
- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des accoudoirs
- Le nouveau capuchon anti-pincement permet d'appuyer sur les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts
- Structure en A pour plus de stabilité
- Hauteur réglable par incréments de 1,3 cm (½ po) grâce aux pieds d'extension uniques à « deux colonnes »

[Magasinez maintenant](#)



Combinaison banc de transfert rembourré/chaise d'aisance

Numéro d'article 12005KDC-1



- Combine un banc de transfert et une chaise d'aisance en un seul appareil
- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des accoudoirs
- Siège et dossier rembourrés confortables
- Le cadre en A en aluminium est léger et assure une stabilité accrue
- Hauteur réglable par incréments de 1,3 cm (½ po) grâce aux pieds d'extension uniques à « deux colonnes »
- Aucune quincaillerie exposée susceptible de blesser le patient
- Très grandes ventouses pour plus de sécurité
- Le nouveau capuchon anti-pincement permet d'appuyer sur les goupilles-poussoirs sans se pincer les doigts

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Banc de transfert bariatrique

Numéro d'article 12025KD-1

- Assemblage sans outil du dossier, des pieds et des accoudoirs
- Le cadre en A fournit une stabilité supplémentaire
- Hauteur réglable par incréments de 1,3 cm (½ po) grâce aux pieds d'extension uniques à « deux colonnes »
- Tous les bancs de transfert sont réversibles pour s'adapter à n'importe quelle salle de bain
- Fixation de style européen assurant un ajustement sûr
- Aucune quincaillerie exposée susceptible de blesser le patient
- Grandes ventouses verrouillables pour plus de sécurité
- Capacité de charge de 226,8 kg (500 lb)
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Banc de transfert réglable AquaSense

Numéro d'article 770-406

- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées.
- Un accoudoir amovible à bouton-poussoir facilite les transferts pour entrer dans la baignoire et en sortir.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une goupille-poussoir pour obtenir la position assise idéale. La hauteur du siège réglable de ce modèle varie de 45,7 à 55,9 cm (18 à 22 po).
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, ce qui rend le banc plus confortable, moins glissant et assure un transfert plus sécuritaire du bain à la sortie de la baignoire.
- Le modèle à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes seulement.



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Siège de toilette surélevé AquaSense, économique

Numéro d'article 770-610

- Les sièges de toilette surélevés, par AquaSense®, sont spécialement conçus pour permettre à l'utilisateur d'utiliser les toilettes en toute sécurité et en toute confiance, sans aide ni douleur. Ce siège de toilette surélevé économique est léger, entièrement portatif et de taille universelle pour convenir à la plupart des cuvettes de toilette.



[Magasinez maintenant](#)

Siège de toilette surélevé et profilé AquaSense 3-en-1

Numéro d'article 770-617

Ajoute 5,1 cm (2 po) de hauteur

Numéro d'article 770-618

Ajoute 10,2 cm (4 po) de hauteur

- 3 configurations faciles à assembler pour un maximum de polyvalence
- Utilisez-le sans poignées pour un maximum d'espace et un accès facile
- Utilisez une poignée pour un accès latéral facile et une prise sûre
- Utilisez les deux poignées pour plus de sécurité et de soutien lorsque vous montez et descendez
- Permet à l'utilisateur de positionner les accoudoirs afin d'adapter le produit à ses préférences et aux différentes étapes du rétablissement



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Siège de toilette surélevé AquaSense avec couvercle

Numéro d'article 770-626

Toilette standard

Numéro d'article 770-629

Toilette allongée

- Ajoute 10,2 cm (4 po) de hauteur à votre toilette pour s'asseoir et se relever plus facilement et en toute sécurité
- Comprend un couvercle pour une meilleure hygiène et une meilleure esthétique
- Profilé pour une élévation sécuritaire et confortable
- Aucun outil requis! Il suffit de serrer les fixations sur la cuvette. Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez facilement le siège de toilette en desserrant les fixations



[Magasinez maintenant](#)

Rehausseur de siège de toilette AquaSense, à charnière

Numéro d'article 770-630

Articulé

Numéro d'article 770-631

À charnière en E

- Charnière pour faciliter le nettoyage, utilisée sous le siège existant; discrète, elle peut passer inaperçue dans le décor de la salle de bain
- Ajoute 8,9 cm (3 ½ po) de hauteur à votre toilette pour s'asseoir et se relever plus facilement et en toute sécurité
- Convient à la plupart des toilettes standard
- Ayez l'esprit tranquille en sachant que les pièces en plastique de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Siège de toilette surélevé verrouillable 2-en-1 avec accoudoirs amovibles sans outil

Numéro d'article RTL12027RA
Numéro d'article 12027RA-4BULK

Vente au détail

- Ajoute 12,7 cm (5 po) à la hauteur du siège de toilette
- Les accoudoirs peuvent être retirés ou ajoutés sans outil
- Manchons et logements d'accoudoirs en métal
- Construction robuste en plastique moulé
- Dispositif de verrouillage avec vis sans fin plus grosse et robuste et plaque de verrouillage pour un ajustement sûr et sécuritaire
- Léger et portable
- Se fixe facilement à la cuvette, sans outil
- Facile à nettoyer et convient à la plupart des toilettes
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Siège de toilette surélevé et allongé en plastique de qualité supérieure avec verrou

Numéro d'article 12013

- Ajoute 12,7 cm (5 po) à la hauteur du siège de toilette
- Accoudoirs amovibles sans outil, espacés de 53,3 cm (21 po), pouvant être retirés ou ajoutés au besoin
- Grande ouverture à l'avant et à l'arrière
- Construction robuste en plastique moulé pour une meilleure résistance et une plus grande durabilité
- Mécanisme de verrouillage standard pour plus de sécurité
- Léger et portable
- Aucun outil requis pour l'installation, convient à la plupart des toilettes allongées
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Siège de toilette surélevé universel PreserveTech™

Numéro d'article RTL12C002-WH

- Convient à trois hauteurs de siège différentes (5,1 cm, 10,2 cm et 15,2 cm [2, 4 et 6 po]) en manœuvrant seulement deux composants
- Les accoudoirs pivotants peuvent être soulevés ou retirés selon vos besoins ou l'environnement de la salle de bain
- Convient parfaitement à la plupart des toilettes standard et allongées
- Comprend un couvercle avec prise encastrée pour une meilleure hygiène, une meilleure esthétique et une ouverture sans effort
- Profilé pour une élévation sécuritaire et confortable



[Magasinez maintenant](#)

Siège de toilette surélevé PreserveTech™ Secure Lock

Numéro d'article RTL12C003-WH

- Trois points de verrouillage situés à l'avant, à gauche et à droite pour une stabilité et une sécurité optimales
- Ce siège de toilette ajoute 12,7 cm (5 po) de hauteur
- Les accoudoirs rembourrés assurent un soutien et créent une surface antidérapante confortable pour une prise ferme
- La hauteur des accoudoirs s'ajuste facilement à vos besoins
- Convient parfaitement à la plupart des toilettes standard et allongées
- Aucun outil requis! Il suffit de tourner les boutons réglables pour serrer la plaque de verrouillage
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Siège de toilette surélevé avec/sans couvercle

Numéro d'article 12065

Avec couvercle

Numéro d'article RTL12064

Sans couvercle



- Conçu pour les personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir ou à se lever de la toilette
- Construction robuste en plastique moulé
- Dispositif de verrouillage avec vis sans fin plus grosse et robuste et plaque de verrouillage pour un ajustement sûr et sécuritaire
- Léger et portable
- Convient à la plupart des toilettes
- Aucun outil requis pour l'installation
- Facile à nettoyer
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Siège de toilette surélevé PreserveTech™ avec bidet à eau chaude

Numéro d'article RTL12C006-WH



- Le panneau de commande active et règle la pression de l'eau et les modes de nettoyage
- Le bidet permet un nettoyage à l'avant (hygiène féminine) ou à l'arrière, selon les besoins
- Buse de bidet rétractable et protecteur pour une expérience plus hygiénique
- Profilé pour une élévation sécuritaire et confortable
- Siège de toilette surélevé à traitement antimicrobien aidant à réduire les odeurs bactériennes ainsi que la prolifération des moisissures et des champignons sur les surfaces traitées

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Siège de toilette surélevé PreserveTech™ avec bidet à eau à température ambiante

Numéro d'article RTL12C005-WH

- Le panneau de commande active et règle la pression de l'eau et les modes de nettoyage
- Le bidet permet un nettoyage à l'avant (hygiène féminine) ou à l'arrière, selon les besoins
- Buse de bidet rétractable et protecteur pour une expérience plus hygiénique
- Profilé pour une élévation sécuritaire et confortable
- Siège de toilette surélevé à traitement antimicrobien aidant à réduire les odeurs bactériennes ainsi que la prolifération des moisissures et des champignons sur les surfaces traitées



[Magasinez maintenant](#)

Siège de toilette surélevé de qualité supérieure avec accoudoirs amovibles

Numéro d'article 12403

- Permet à la personne d'utiliser le siège de toilette et le couvercle existants
- Accoudoirs amovibles sans outil, espacés de 50,2 cm (19,75 po), pouvant être retirés ou ajoutés au besoin
- Manchons et logements d'accoudoirs en métal
- Construction robuste en plastique moulé
- Léger et portable
- Se fixe facilement à la cuvette de toilette
- Aucun outil requis pour l'installation
- Facile à nettoyer
- Convient à la plupart des toilettes allongées
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Rehausseur de siège de toilette à charnière

Numéro d'article RTL12607

Régulier

Numéro d'article RTL12608

Allongé



- Rehausse la toilette de 8,9 cm (3,5 po) pour les personnes qui ont besoin d'aide pour s'asseoir et se relever
- La charnière permet d'écarter le rehausseur lorsqu'il n'est pas utilisé
- La construction en plastique moulé robuste assure robustesse et durabilité
- Léger, portatif et se fixe facilement à la cuvette
- Deux modèles pour s'adapter aux cuvettes de toilette standard ou allongées
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Barres de sécurité pour toilette AquaSense

Numéro d'article 770-660



- Les accoudoirs rembourrés fournissent un soutien supérieur et créent une surface antidérapante confortable pour une prise sûre
- Ajustez simplement et rapidement la largeur pour un ajustement et un confort optimaux. Ce modèle s'ajuste en largeur de 39,4 à 45,7 cm (15,5 à 18 po)

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Barres de sécurité réglables pour toilette AquaSense, jusqu'au plancher

Numéro d'article 770-665

- Chaque pied comprend une pointe antidérapante renforçant la sécurité sur les surfaces mouillées
- Profitez d'un confort et d'un soutien accrus grâce aux accoudoirs en plastique
- Ajustez simplement et rapidement la hauteur pour un ajustement et un confort optimaux. Hauteur réglable de 71,1 à 81,3 cm (28 à 32 po) sur ce modèle



[Magasinez maintenant](#)

Cadre de sécurité pour toilette avec accoudoirs rembourrés

Numéro d'article RTL12000

- L'aluminium anodisé est robuste et léger
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort et de soutien
- Fourni avec des accoudoirs réglables en hauteur (incréments de 2,5 cm [1 po]) et en largeur (2 positions)
- Le support en aluminium thermolaqué permet de fixer facilement le cadre à la toilette
- Le support maintient le cadre de sécurité en place



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Cadre de sécurité pour toilette

Numéro d'article 12001-4

- L'aluminium anodisé est robuste et léger
- Accoudoirs en plastique pour plus de confort et de soutien
- Fourni avec des accoudoirs réglables en hauteur (incrément de 2,5 cm [1 po]) et en largeur (2 positions)
- Le support en aluminium thermolaqué permet de fixer facilement le cadre à la toilette
- Le support maintient le cadre de sécurité en place



[Magasinez maintenant](#)

Barre de sécurité autoportante pour toilette

Numéro d'article RTL12079

- Se pose librement autour de la toilette
- Assemblage facile sans outil à l'aide d'écrous papillons
- Convient aux toilettes standard et allongées
- Fournie avec des accoudoirs rembourrés pour plus de confort
- Fournie avec un porte-revues pour plus de commodité



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Barre d'appui moletée en chrome AquaSense

Numéro d'article 785-100	30,5 cm (12 po)
Numéro d'article 785-102	40,6 cm (16 po)
Numéro d'article 785-104	45,7 cm (18 po)
Numéro d'article 785-106	61,0 cm (24 po)
Numéro d'article 785-108	81,3 cm (32 po)

- Le diamètre de la barre d'appui moleté permet une prise antidérapante
- Se monte à la verticale ou à l'horizontale
- Distance de 3,8 cm (1 ½ po) du mur

[Magasinez maintenant](#)



Barre d'appui moletée en chrome AquaSense avec bride rotative

Numéro d'article 785-130	30,5 cm (12 po)
Numéro d'article 785-132	40,6 cm (16 po)
Numéro d'article 785-134	45,7 cm (18 po)
Numéro d'article 785-136	61,0 cm (24 po)
Numéro d'article 785-138	81,3 cm (32 po)

- Le diamètre de la barre d'appui moleté permet une prise antidérapante
- Se monte à la verticale ou à l'horizontale
- Distance de 3,8 cm (1 ½ po) du mur

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Barre d'appui moletée chromée

Numéro d'article 12112-3	30,5 cm (12 po)
Numéro d'article 12116-3	40,6 cm (16 po)
Numéro d'article RTL12118	45,7 cm (18 po)
Numéro d'article 12124-3	61,0 cm (24 po)
Numéro d'article 12132-3	81,3 cm (32 po)

- Le diamètre de la barre d'appui moleté permet une prise antidérapante
- Se monte à la verticale ou à l'horizontale
- Distance de 3,8 cm (1 ½ po) du mur

Magasinez maintenant



Barre d'appui thermolaquée blanche

Numéro d'article RTL12018	45,7 cm (18 po)
Numéro d'article 12024-3	61,0 cm (24 po)

- L'acier thermolaqué blanc durable est attrayant et facile à nettoyer
- Se monte à la verticale ou à l'horizontale
- Distance de 3,8 cm (1 ½ po) du mur
- Essuyez l'excès d'eau sur la barre d'appui après chaque utilisation pour prévenir la rouille

Magasinez maintenant



Barre d'appui à ventouse

Numéro d'article RTL13083

- Assure une stabilité supplémentaire lorsque vous entrez dans la baignoire ou la douche ou en sortez
- Facile à installer ou à retirer grâce aux loquets verrouillables qui maintiennent la barre d'appui en place
- Les indicateurs de couleur assurent une installation sécuritaire. Le vert indique que la barre d'appui est bien fixée et prête à l'emploi; le rouge s'affiche si la ventouse n'est pas hermétique
- Dotée d'une poignée antidérapante en caoutchouc et de rainures moulées sous la poignée pour plus de sécurité et une meilleure prise en main

Magasinez maintenant



Barre d'appui à ventouse

Numéro d'article RTL13095

- Assure une stabilité supplémentaire lorsque vous entrez dans la baignoire ou la douche ou en sortez
- Facile à installer ou à retirer grâce aux loquets verrouillables qui maintiennent la barre d'appui en place
- Les indicateurs de couleur assurent une installation sécuritaire. Le vert indique que la barre d'appui est bien fixée et prête à l'emploi; le rouge s'affiche si la ventouse n'est pas hermétique
- Dotée d'une poignée antidérapante en caoutchouc et de rainures moulées sous la poignée pour plus de sécurité et une meilleure prise en main

Pour acheter ce produit, communiquez avec votre représentant des ventes



Sécurité dans la salle de bain

Marchepied de baignoire portable

Numéro d'article RTL12068

- Permet d'entrer dans la baignoire et d'en sortir plus facilement et en toute sécurité
- La conception modulaire unique permet d'empiler plusieurs marches
- Hauteur des marches de 10,2 cm (4 po)
- Chaque marche supplémentaire ajoute 5,1 cm (2 po)
- Le marchepied de baignoire comporte quatre caches amovibles en surface
- Pour l'empilage, retirez les caches afin que les marches s'emboîtent et se verrouillent
- Surface texturée attrayante antidérapante et confortable



[Magasinez maintenant](#)

Barre de sécurité à réglages multiples AquaSense pour le bain

Numéro d'article 785-340

- Les deux surfaces de préhension indépendantes permettent à cette rampe de sécurité de s'adapter à une grande variété de baignoires.
- Construction en acier antirouille
- Patins en caoutchouc non marquants sur tous les points de contact pour une prise solide et sans danger pour la baignoire.
- Convient aux parois de baignoire de 7,6 à 17,8 cm (3 à 7 po) de largeur
- S'installe solidement sans outils.



[Magasinez maintenant](#)

Sécurité dans la salle de bain

Barre de sécurité en acier AquaSense pour le bain

Numéro d'article 785-350

- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une gouille-poussoir pour obtenir la position idéale.
- Patins en caoutchouc non marquants sur tous les points de contact pour une prise solide et sans danger pour la baignoire.
- Convient aux parois de baignoire de 7,6 à 17,8 cm (3 à 7 po) de largeur
- S'installe solidement sans outils.



[Magasinez maintenant](#)

Barre d'appui de baignoire à pince

Numéro d'article RTL12036-ADJ

- Construction durable en acier thermolaqué blanc
- Hauteur réglable de 36,8 à 43,2 cm (14,5 à 17 po)
- Largeur réglable de 7,6 à 17,8 cm (3 à 7 po)
- Le mécanisme de verrouillage en acier inoxydable et les patins en caoutchouc résistants à l'usure garantissent une sécurité à l'épreuve des rayures
- Convient à la plupart des baignoires (à serrer soigneusement lors de l'utilisation avec les baignoires en fibre de verre)
- Assemblage sans outil



[Magasinez maintenant](#)

Barre d'appui de baignoire en plastique

Numéro d'article 12044

- La barre d'appui de baignoire élégante et ergonomique fournit une prise confortable et sécuritaire
- La poignée est perpendiculaire à la baignoire
- Hauteur de 41,9 cm (16,5 po)
- Installation facile, sans outil
- Largeur réglable de 7,6 à 15,9 cm (3 à 6,25 po)
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés



[Magasinez maintenant](#)

Appareil de massage portatif de luxe pour la douche avec trois options de massage

Numéro d'article RTL12045

- Tête de massage réglable
- Support de bras de douche chromé et très long tuyau anti-enchevêtrement chromé/Mylar renforcé de 213,4 cm (84 po)
- Peut être utilisé comme pomme de douche à main ou comme pomme de douche traditionnelle montée sur la poignée
- Utile lorsqu'on utilise une chaise, un banc ou un tabouret de douche

[Magasinez maintenant](#)



Douchette AquaSense

Numéro d'article 770-980

- 3 réglages de jet activés par un cadran de vaporisation facile à tourner
- Tuyau ultralong de 203,2 cm (80 po) en acier inoxydable anti-enchevêtrement permettant de prendre une douche confortable en position assise
- Convient au bain de jeunes enfants ou d'animaux de compagnie, etc.
- S'installe en quelques minutes, sans plombier ni outils

[Magasinez maintenant](#)



Douchette à main de luxe avec inverseur

Numéro d'article 12037

- Bouton de marche/arrêt intégré au pommeau pour un accès facile
- Tuyau en nylon renforcé blanc extra long de 203,2 cm (80 po) pour plus de commodité
- Fourni avec un inverseur qui permet de faire fonctionner la pomme de douche ordinaire ou de l'utiliser comme une pomme de douche à main
- Utile lorsque vous utilisez une chaise de douche, un banc ou un tabouret

[Magasinez maintenant](#)



Sécurité dans la salle de bain

Chaise de bain élévatrice Whisper

Numéro d'article 477150312

- Conçue pour s'adapter à presque n'importe quel style de baignoire, la chaise élévatrice de bain Whisper est facile à installer et peut supporter jusqu'à 136,1 kg (300 lb)
- Plastique durable et confortable grâce au siège et au dossier rembourrés ergonomiques
- Conçue pour répondre à vos besoins uniques, notre chaise élévatrice de bain peut être réglée pour monter, descendre et s'incliner jusqu'à 50°
- Les commandes uniques de la chaise de bain sont dotées de gros boutons à code de couleur pour une utilisation facile; la télécommande flotte dans l'eau pour un accès facile

Pour acheter ce produit, communiquez avec votre représentant des ventes



Dispositif de levage pour le bain Bellavita Dive

Numéro d'article 477400252

- Nouveau dossier amovible inclinable à 50°
- Siège plus grand avec découpe hygiénique
- La conception améliorée de la colonne double assure une stabilité optimale pour supporter jusqu'à 136,1 kg (300 lb)
- Hauteur du siège réglable de 6,6 à 48,0 cm (2,6 à 18,9 po)
- Télécommande flottante facile à utiliser
- S'installe facilement dans presque toutes les baignoires, aucun travail de plomberie ou d'électricité requis

Magasinez maintenant



Sécurité dans la salle de bain

Housse confortable Bellavita, bleue

Numéro d'article 460900312

- L'ensemble de housses pour le dispositif de levage pour le bain Bellavita comprend une housse de dossier et une housse de siège d'une couleur attrayante qui s'harmonise au décor de votre salle de bain
- Le siège et le dossier de la chaise de bain sont rembourrés pour plus de confort pendant le bain
- Les housses peuvent être retirées et lavées séparément pour maintenir un environnement hygiénique
- Facile à installer : Améliorez facilement votre dispositif de levage pour le bain grâce à un ajustement parfait

[Magasinez maintenant](#)



Housse confort Bellavita

Numéro d'article

460900252

460900312

Couleur

Blanc

Bleu

- L'ensemble de housses pour le dispositif de levage pour le bain Bellavita comprend une housse de dossier et une housse de siège d'une couleur attrayante qui s'harmonise au décor de votre salle de bain
- Le siège et le dossier de la chaise de bain sont rembourrés pour plus de confort pendant le bain
- Les housses peuvent être retirées et lavées séparément pour maintenir un environnement hygiénique
- Facile à installer : Améliorez facilement votre dispositif de levage pour le bain grâce à un ajustement parfait

[Magasinez maintenant](#)



Pivotement et aide au transfert Vitaturn

Numéro d'article 412100200

- Simplifie le transfert, le positionnement et la rotation lors de l'utilisation d'un dispositif de levage pour le bain
- Surface de siège souple et mobile qui glisse en douceur
- Surface antidérapante pour plus de sécurité
- Le revêtement doux pour la peau est facile à nettoyer

[Magasinez maintenant](#)



Pochette universelle pour le bain

Numéro d'article 10267-1

- Pochette universelle pour chaises de bain et de douche et bancs
- Pochette en filet pour ranger vos articles personnels, votre savon, votre shampoing, etc.
- Nylon facile à nettoyer

[Magasinez maintenant](#)



Tapis de bain profilé AquaSense avec zones de massage tonifiantes

Numéro d'article 785-500

- Sa conception novatrice allie sécurité pour toute la famille et zones de massage revigorantes
- Surface texturée douce et discrète qui vous permet d'être assis ou debout confortablement
- Sa conception novatrice convient aux sièges de bain spécialisés sans compromettre la stabilité
- Extrémités profilées permettant de mieux couvrir la baignoire sans obstruer la bonde

[Magasinez maintenant](#)



Tapis de bain profilé AquaSense avec indicateur de température

Numéro d'article 785-530

- Indicateur de température intégré avec 9 niveaux de température vous indiquant si l'eau du bain est trop froide, dans votre zone de confort ou trop chaude! La précision de l'indicateur se situe à moins de 1 degré de la zone spécifiée
- Sa conception novatrice convient aux sièges de bain spécialisés sans compromettre la stabilité
- Extrémités profilées permettant de mieux couvrir la baignoire sans obstruer la bonde
- Plus de 300 ventouses assurent une adhérence active et sûre qui épouse la forme de votre baignoire, pour une plus grande sécurité pour tous

[Magasinez maintenant](#)



Tapis de bain AquaSense, profilé, régulier

Numéro d'article 785-540

- Surface texturée douce et discrète qui vous permet d'être assis ou debout confortablement
- Sa conception novatrice convient aux sièges de bain spécialisés sans compromettre la stabilité
- Extrémités profilées permettant de mieux couvrir la baignoire sans obstruer la bonde
- Plus de 300 ventouses actives s'adaptent solidement à votre baignoire

[Magasinez maintenant](#)



2026

Catalogue des chaises d'aisance

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime



drive[®] 
M E D I C A L

Chaises d'aisance

Solutions de sécurité pour la salle de bain

Chez Drive Medical, nous savons que le maintien de l'intimité tout en protégeant la sécurité et l'indépendance commence dans la salle de bain : avec une chaise d'aisance qui répond à vos besoins uniques et qui convient à votre style de vie. Nos chaises d'aisance ont été conçues cliniquement pour répondre aux besoins des personnes qui doivent faire face à un large éventail de défis de mobilité à court et à long terme. En mettant l'accent sur la durabilité, la portabilité et la facilité d'assemblage, nos chaises d'aisance comprennent également des caractéristiques utiles comme des barres d'appui stables et des surfaces faciles à nettoyer. Nos produits soigneusement conçus sont là pour améliorer votre sécurité et votre qualité de vie.



Chaises d'aisance

Chaise d'aisance pliable en acier

Numéro d'article 11148-1

- S'ouvre et se plie facilement
- Se plie à plat pour un rangement et un transport pratiques
- Installation sans outil
- Siège et couvercle encliquetables en plastique durable
- Comprend un seau de chaise d'aisance de 7,1 L (7,5 pte), un couvercle et un pare-éclaboussures
- La construction soudée en acier thermolaqué gris augmente la robustesse et la durabilité
- Accoudoirs en plastique pour plus de confort
- Étiquette superposée fournie sur l'étiquette volante du produit
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Chaise d'aisance pliable en acier

Numéro d'article 11148N-4

- Paquet de 4
- S'ouvre et se plie facilement
- Se plie à plat pour un rangement et un transport pratiques
- Comprend un seau de chaise d'aisance de 7,6 L (8 pte) avec poignée de transport, couvercle et pare-éclaboussures
- Siège et couvercle encliquetables en plastique durable
- S'assemble sans appuyer sur des boutons
- Construction en acier soudé thermolaqué gris pour une robustesse et une durabilité accrues
- Accoudoirs en plastique pour plus de confort
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



x4



Chaise d'aisance pliable 3-en-1 de la gamme Competitive Edge

Numéro d'article 11148CE-4

- Paquet de 4
- S'ouvre et se plie facilement
- Se plie à plat pour un rangement et un transport pratiques
- Installation sans outil
- Siège et couvercle encliquetables en plastique durable
- La construction soudée en acier thermolaqué gris augmente la robustesse et la durabilité
- Comprend un seau de chaise d'aisance de 7,1 L (7,5 pte), un couvercle et un pare-éclaboussures
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



x4



Chaise d'aisance en acier de luxe avec accoudoirs rabattables

Numéro d'article 11125KD-1

- Le mécanisme des accoudoirs rabattables faciles à dégager permet un transfert latéral sécuritaire des patients vers et depuis la chaise d'aisance
- Fini en acier thermolaqué gris facile à nettoyer
- Accoudoirs et dossier en plastique pour plus de confort et un meilleur soutien
- Fournie avec un siège et un couvercle en plastique encliquetables durables, un seau de chaise d'aisance de 11,4 L (12 pte) avec poignée de transport et un pare-éclaboussures

[Magasinez maintenant](#)



Chaises d'aisance

Chaise d'aisance en acier à accoudoirs rabattables avec roues et accoudoirs rembourrés

Numéro d'article 11101W-2

- Paquet de 2
- Le mécanisme d'accoudoir facile à dégager permet un transfert latéral sécuritaire des patients vers et depuis la chaise d'aisance
- L'accoudoir fournit un soutien supplémentaire pendant le transfert
- Fabriquée en acier de 2,5 cm (1 po)
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort et de soutien
- Comprend un seau de chaise d'aisance de 7,1 L (7,5 pte) avec poignée de transport et un pare-éclaboussures
- Roulettes pivotantes résistantes à la rouille (2 verrouillables)
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



x2

Chaise d'aisance en acier à accoudoir rabattable

Numéro d'article 11125PSKD-1

- Sa conception polyvalente 3-en-1 permet d'utiliser cette chaise comme chaise d'aisance de chevet bariatrique, siège de toilette surélevé ou cadre de sécurité pour toilette
- Le mécanisme des accoudoirs rabattables faciles à dégager permet des transferts latéraux sécuritaires vers et depuis la chaise d'aisance
- Cette chaise d'aisance est équipée d'un siège de toilette en vinyle rembourré ouvert à l'avant, d'un seau de 11,4 L (12 pte) avec poignée de transport et d'un pare-éclaboussures

[Magasinez maintenant](#)



Chaise de douche et d'aisance en aluminium pour réadaptation avec quatre roulettes arrière verrouillables

Numéro d'article NRS185007

- Ajustez la hauteur simplement et rapidement
- Accoudoirs rembourrés rabattables
- Seau de chaise d'aisance facile à vider pour réduire les éclaboussures et les déversements
- Les roulettes verrouillables de 12,7 cm (5 po) apportent plus de sécurité lorsque l'unité est immobilisée
- Siège (45,7 x 43,2 cm [18 x 17 po]) et dossier rembourrés faciles à nettoyer
- L'ouverture du siège permet un accès dégagé à la zone périnéale pour un lavage facile et efficace
- Repose-pieds escamotables et amovibles avec réglages de la hauteur et de l'angle
- Assemblage sans outil

[Magasinez maintenant](#)



Chaise de douche et d'aisance en aluminium pour réadaptation

Numéro d'article NRS185006

- Ajustez la hauteur simplement et rapidement
- Accoudoirs rembourrés rabattables
- Seau de chaise d'aisance facile à vider
- Les roulettes avant verrouillables de 12,7 cm (5 po) et les roues arrière verrouillables de 61,0 cm (24 po) offrent plus de sécurité lorsque l'unité est immobilisée
- Siège (45,7 x 43,2 cm [18 x 17 po]) et dossier rembourrés faciles à nettoyer
- L'ouverture du siège permet un accès dégagé à la zone périnéale pour un lavage facile et efficace.
- Repose-pieds escamotables et amovibles avec réglages de la hauteur et de l'angle
- Assemblage sans outil

[Magasinez maintenant](#)



Chaises d'aisance

Chaise de douche et d'aisance inclinable en aluminium pour réadaptation

Numéro d'article NRS18010

- Inclinaison à 30° pour un confort accru et un meilleur positionnement sous la douche
- Se place au-dessus d'une toilette standard; s'utilise comme chaise d'aisance portable autonome ou chaise de douche.
- Hauteur réglable avec accoudoirs rembourrés rabattables
- Seau de chaise d'aisance facile à vider
- Siège rembourré durable et facile à nettoyer
- Revêtement de dossier réglable pour plus de confort
- L'ouverture du siège permet un accès dégagé à la zone périnéale pour un lavage facile et efficace.
- Repose-pieds escamotables et amovibles avec réglages de la hauteur et de l'angle.
- Sangles de poitrine et de taille

[Magasinez maintenant](#)



Chaise d'aisance bariatrique en aluminium pour la douche et la réadaptation

Numéro d'article NRS185008

- Ajustez la hauteur simplement et rapidement
- Accoudoirs rembourrés rabattables
- Seau de chaise d'aisance facile à vider pour réduire les éclaboussures et les déversements
- Les roulettes verrouillables de 12,7 cm (5 po) apportent plus de sécurité lorsque l'unité est immobilisée
- Siège et dossier rembourrés faciles à nettoyer.
- L'ouverture du siège permet un accès dégagé à la zone périnéale pour un lavage facile et efficace
- Repose-pieds escamotables et amovibles avec réglages de la hauteur et de l'angle.
- Assemblage sans outil

[Magasinez maintenant](#)



Chaise d'aisance bariatrique pliante

Numéro d'article 11117N-1

- Assemblage sans outil en 3 étapes faciles
- Largeur entre les pieds : 74,3 cm (29,25 po)
- S'ouvre et se replie facilement pour le rangement et le transport
- Siège encliquetable en plastique durable de 41,9 cm (16 ½ po) de profondeur avec couvercle
- Accoudoirs en plastique pour plus de confort
- Dossier amovible sans outil
- Comprend un seau de chaise d'aisance de 11,4 L (12 pte) avec poignée de transport, couvercle et pare-éclaboussures
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Chaise d'aisance bariatrique de luxe avec accoudoirs rabattables

Numéro d'article 11135-1

- Tubes en acier thermolaqué gris robustes, durables et faciles à entretenir
- Grand siège encliquetable durable
- Le mécanisme d'accoudoir facile à dégager permet un transfert latéral sécuritaire des patients vers et depuis la chaise d'aisance
- Accoudoirs rembourrés pour plus de confort et de stabilité
- Comprend un seau de chaise d'aisance de 11,4 L (12 pte) et un couvercle amovible à l'avant
- Le seau se glisse facilement à l'avant de la chaise d'aisance
- Fabriquée à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Chaises d'aisance

Chaise d'aisance rembourrée avec roulettes et accoudoirs rabattables



Numéro d'article 11120SV-1F

- Assemblage sans outil
- Se démonte pour faciliter le rangement et le transport
- Les accoudoirs rabattables facilitent les transferts latéraux
- Repose-pieds amovibles et escamotables
- Le bac de collecte inclus se fixe sous le siège et peut être facilement retiré de l'arrière de l'unité
- Dossier large et confortable
- Housse de siège rembourrée en vinyle durable et facile à nettoyer

[Magasinez maintenant](#)



Doublures super absorbantes pour seau de chaise d'aisance

Numéro d'article RTL12095

Numéro d'article RTL12095-DIS2 Boîte d'échantillons

- Peut contenir jusqu'à 1,9 L (2 pte ou 64 oz) de fluides
- Évitez les déversements et les éclaboussures
- La doublure de chaise d'aisance est réutilisable
- Dotée d'une poudre super absorbante qui absorbe les déchets corporels (jusqu'à 1,9 L [64 oz]) en quelques secondes
- Empêche la saleté et la contamination des seaux de chaise d'aisance et réduit les odeurs désagréables
- Collecte sûre et sécuritaire, attache pour un transport et une élimination rapides et faciles des fluides corporels contaminés
- Comprend 7 doublures par boîte et 6 boîtes par caisse

[Magasinez maintenant](#)



Ensemble chaise d'aisance pliant en acier avec paquet de 7 doublures super absorbantes

Numéro d'article 11148-PKG-1

- Comprend 7 doublures de chaise d'aisance RTL12095
- S'ouvre et se plie facilement
- Se plie à plat pour un rangement et un transport pratiques
- Siège et couvercle encliquetables en plastique durable
- Fourni avec un seau de chaise d'aisance de 7,1 L (7,5 pte), couvercle et pare-éclaboussures
- La construction soudée en acier thermolaqué gris augmente la robustesse et la durabilité
- Accoudoirs en plastique pour plus de confort
- Étiquette superposée fournie sur l'étiquette volante du produit
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Pare-éclaboussures

Numéro d'article 11107

- Préviens les éclaboussures lorsque la chaise d'aisance est utilisée sur une toilette existante
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Chaises d'aisance

Seau de chaise d'aisance de 7,1 L (7,5 pte)

Numéro d'article 11124

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Seau pour chaise d'aisance avec poignée et couvercle, 7,1 L (7,5 pte)

Numéro d'article 11106

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)



Chaises d'aisance

Seau pour chaise d'aisance avec poignée et couvercle, 11,4 L (12 pte)

Numéro d'article 11108

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Avec poignée et couvercle / 11,4 L (12 pte)
- Pour utilisation avec les chaises d'aisance Drive 11114KD, 11125PSKD, 11130, 11135, 11105N, 11117N

[Magasinez maintenant](#)



Seau de chaise d'aisance bariatrique avec couvercle

Numéro d'article 11109

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

[Magasinez maintenant](#)





2026

Catalogue des lits

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime

drive 
M E D I C A L

Confort et sécurité à la maison

Chez Drive Medical, nous comprenons l'importance de la convalescence à la maison, mais nous savons également qu'un lit de soins à domicile vraiment efficace doit répondre à de nombreuses exigences et à de nombreux besoins différents. C'est pourquoi nos lits de soins à domicile novateurs sont soigneusement conçus avec une gamme de fonctions pour soutenir les personnes à différentes étapes de leur vie. Que vous soyez à la recherche d'un lit manuel, d'un lit électrique ou d'une solution intermédiaire, nos lits sont dotés d'un réglage amélioré et peuvent être configurés de différentes façons pour apporter un confort et un soutien fiables à vos proches. Découvrez nos lits de soins à domicile de confiance ci-dessous.



Lit manuel à hauteur variable



Numéro d'article

15003P

15003P-FR

15003P-HRPKG-TS

Description du produit

Lit manuel

Avec barrières pleine longueur (n° 15201ABV)

Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)

- Des manivelles pliables pratiques au pied du lit permettent de régler la hauteur des pieds, de la tête et de la totalité du lit
- Facile à installer, le lit est livré en deux boîtes, la tige se range sous le cadre lorsqu'il n'est pas assemblé
- Le réglage de la tête et des pieds permet une surface de sommeil anatomiquement correcte
- La structure à profilés en U renforcés assure une robustesse supérieure, résiste à la torsion et réduit le poids
- Plateau à ressorts galvanisé durable pour le confort des patients
- Les panneaux de lit robustes avec couvercles moulés en polyéthylène HD sont attrayants et faciles à entretenir
- Satisfait aux directives applicables de la FDA en matière de coincement
- Poids maximal du patient : 158 kg (350 lb). Capacité de charge totale : 204 kg (450 lb)
- Demi-barrières et barrières pleine longueur proposées en ensembles (PKG) ou vendues séparément



[Magasinez maintenant](#)

Lit entièrement électrique ultraléger Delta® 1000



Numéro d'article	Description du produit
15033	Lit entièrement électrique ultraléger
15033BV-FR	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV)
15033BV-HR	Avec demi-barrières (n° 15201BV)
15033BV-PKG	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas à ressorts de 203,2 cm (80 po) (n° 15006)
15033BV-PKG-T	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)
15033BV-PKG-11	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas Quick-N-Easy de 203,2 cm (80 po) (n° 15076)
15033BV-PKG-2	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas à âme de fibres de 203,2 cm (80 po) (n° 15007)
15033BV-PKG-1	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas à ressorts de 203,2 cm (80 po) (n° 15006)
15033BV-PKG-1-T	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)
15033BV-PKG-12	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas Quick-N-Easy de 203,2 cm (80 po) (n° 15076)
15033BV-PKG-4	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas à âme de fibres de 203,2 cm (80 po) (n° 15007)

- Le boîtier de transition monté sur la section pieds est la clé de l'interchangeabilité
- Le boîtier de transition vous permet de modifier la rotation de la tige haute/basse
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour mieux s'adapter à la décoration intérieure
- Les panneaux en grain de bois résistent aux bris et aux rayures
- La section pieds pèse 50 % de moins que les sections pieds conventionnelles, pour des livraisons faciles et sécuritaires
- Une fois installée, la tige haute/basse restera avec le lit pour éviter les pertes ou les oublis lors d'installations futures
- Les étiquettes et les ressorts à code de couleur assurent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient
- Le moteur unique est entièrement autonome pour réduire le poids et le bruit
- Le moteur peut être installé et retiré avec le patient dans le lit
- Le lit, les barrières latérales et le matelas ont fait l'objet de tests de sécurité par SGS, un centre d'essais reconnu à l'échelle nationale, qui répond à toutes les directives applicables de la FDA en matière de risque de coincement.
- Le moteur est homologué UL
- En cas de panne de courant, une pile de 9 V, située dans la commande manuelle, peut abaisser neuf fois les sections tête et pieds. Aucune manivelle nécessaire
- La nouvelle télécommande améliorée comporte de grandes commandes faciles à utiliser
- Le lit est livré dans deux boîtes
- Construction profilée du cadre pour une plus grande robustesse et une masse réduite
- Plateau à ressorts galvanisé
- Trousse de rallonge disponible (modèle 15030EXTKIT) permettant d'allonger le lit de 203,2 à 213,4 cm (80 à 84 po)
- Brevet en instance



[Magasinez maintenant](#)

Lit bas entièrement électrique ultraléger Delta® 1000



Numéro d'article	Description du produit
15235	Lit bas entièrement électrique ultraléger
15235BV-FR	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV)
15235BV-HR	Avec demi-barrières (n° 15201BV)
15235BV-PKG	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas à ressorts de 203,2 cm (80 po) (n° 15006)
15235BV-PKG-T	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)
15235BV-PKG-1	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas à ressorts de 203,2 cm (80 po) (n° 15006)
15235BV-PKG-1-T	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)

- Le boîtier de transition monté dans le bas du lit est la clé de l'interchangeabilité
- Le boîtier de transition vous permet de modifier la rotation de la tige haute/basse
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour mieux s'adapter à la décoration intérieure
- Les panneaux en grain de bois résistent aux bris et aux rayures
- Une fois installée, la tige haute/basse restera avec le lit pour éviter les pertes ou les oublis lors d'installations futures
- Les étiquettes et les ressorts à code de couleur assurent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient Le moteur unique est entièrement intégré pour réduire le poids et le bruit
- Hauteur de plateau de 24,1 à 59,7 cm (9 ½ à 23 ½ po)
- Accessibilité de la manivelle haut/bas montée sur le dessus
- Moteur à hauteur réglable préinstallé sur la section pieds
- La roulette se déplace facilement de la position standard à la position basse du lit
- Le moteur peut être installé et retiré avec le patient dans le lit
- Le lit, les barrières latérales et le matelas ont fait l'objet de tests de sécurité par SGS, un centre d'essais reconnu à l'échelle nationale, qui répond à toutes les directives applicables de la FDA en matière de risque de coincement.
- Le moteur est homologué UL
- En cas de panne d'alimentation, une batterie de 9 V permet de baisser neuf fois les parties pour la tête et les jambes
- La nouvelle télécommande améliorée comporte de grandes commandes faciles à utiliser
- La manivelle située sur le dessus du pieds de lit évite au personnel soignant de se pencher lorsqu'il est en position basse
- Construction profilée du cadre pour une plus grande robustesse et une masse réduite
- Plateau à ressorts galvanisé
- Trousse de rallonge disponible (modèle 15030EXTKIT) permettant d'allonger le lit de 203,2 à 213,4 cm (80 à 84 po)
- Brevet en instance



[Magasinez maintenant](#)

Système de lit Delta® Pro Homecare



Numéro d'article

15003PN

15004PN

15005LPN

15030N

15033NC

15235N

Description du produit

Lit manuel – Hauteur standard

Semi-électrique linéaire – Hauteur standard

Entièrement électrique linéaire – Hauteur basse

Semi-électrique – Hauteur standard

entièrement électrique – Hauteur standard

entièrement électrique – Hauteur standard entièrement électrique – Hauteur basse

- Ce lit unique est conçu pour répondre à vos besoins grâce à son cadre universel qui peut être configuré dans jusqu'en 6 modèles de lit différents. Vous cherchez un lit semi-électrique? Entièrement électrique? Un lit bas? Vous pouvez tout avoir avec un seul système de cadre universel : le lit Delta Pro de Drive.
- Le cadre universel en instance de brevet peut être configuré avec divers composants pour créer jusqu'à SIX configurations de lit uniques présentant plus d'options de lit de soins à domicile sans avoir à stocker davantage de lits!
- Aide à gérer les contraintes de stocks en proposant un système de lit de soins à domicile qui peut se transformer pour répondre à plusieurs besoins grâce à des composants à code de couleur
- Normes de sécurité et de performance des produits : conforme aux normes CEI 60601-2-52; 60601-1; 60601-1-2; 60601-1-11
- Choisissez entre les options de moteur semi-électrique et entièrement électrique pour ajuster la tête, les pieds et la hauteur du cadre de lit au besoin (à l'exception du système de lit à domicile 15003PN à manivelle manuelle)
- Cadres de tête et de pied ultralégers faciles à installer, aucun maillon à connecter et aucun outil requis
- Le plateau à lattes doté d'un cadre en tubes d'acier carrés assure une solidité durable, un soutien du matelas sans affaissement et est facile à nettoyer
- Les panneaux de lit moulés en polyéthylène HD sont attrayants, étiquetés pour un assemblage adéquat et faciles à nettoyer et à entretenir
- Le verrou de sécurité glisse sur les goupilles de suspension pour empêcher le détachement des panneaux de lit
- Le moteur approuvé UL est autonome pour réduire le poids et le bruit et peut être facilement installé et retiré avec le patient dans le lit (à l'exception du modèle 15003PN)
- Réduisez le nombre d'appels de service avec une grande télécommande lumineuse facile à utiliser pour ajuster les sections de tête et de pied; pile de secours intégrée et voyants DEL pour l'alimentation et le verrouillage inclus (exclut 15003PN)
- Protection contre les pannes de courant disponible sur les moteurs à double type au moyen d'une pile de 9 V (non incluse) située dans la poignée de commande amovible qui peut ramener le cadre à l'horizontale. Manivelles manuelles incluses pour tous les modèles (sauf le 15003PN, dont l'absence de composants électriques le rend indépendant de l'alimentation électrique)
- Le cadre comprend des supports de fixation sur rail pleine longueur rétractables pour éliminer les traverses, assurant ainsi un positionnement adéquat et réduisant la perte d'équipement
- Demi-barrières (15561HRAIL) et barrières pleine longueur (15561FRAIL) disponibles, vendues séparément, conformes aux directives de la FDA en matière de coincement et aux normes ASTM



[Magasinez maintenant](#)

Lit bas entièrement électrique Drive



Numéro d'article	Description du produit
15005LP	Lit entièrement électrique
15005LP-FR	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV)
15005LP-HR	Avec demi-barrières (n° 15201BV)
15005LP-FRPKG	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas à ressorts de 203,2 cm (80 po) (n° 15006)
15005LP-FRPKG-TS	Avec barrières pleine longueur (n° 15001ABV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)
15005LP-HRPKG	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas à ressorts de 203,2 cm (80 po) (n° 15006)
15005LP-HRPKG-TS	Avec demi-barrières (n° 15201BV) et matelas de soutien thérapeutique de 203,2 cm (80 po) (n° 15019)

- Déplacement à n'importe quelle hauteur : Hauteur de plateau de 376 mm (14,81 po) à 580 mm (22,83 po)
- Déplacement à basse hauteur : Hauteur du plateau de 300 mm (11,81 po) à 504 mm (19,83 po)
- Les moteurs de réglage en hauteur et du plateau tête/pieds sont préinstallés sur la section pieds
- En cas de panne de courant, manivelle haut/bas accessible sur le dessus et commande manuelle de secours des réglages de la surface de couchage
- Facile à transporter et à installer, le lit est livré en deux boîtes
- Construction profilée du cadre pour une plus grande robustesse et une masse réduite
- Cadre renforcé résistant à la torsion et à la flexion
- Plateau à ressorts galvanisé durable pour le confort du patient
- Panneaux de lit robustes avec couvercles moulés en polyéthylène HD durables faciles à entretenir
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour se fondre dans le décor de la maison
- Les étiquettes et les ressorts à code de couleur assurent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient
- Le robuste ensemble à trois moteurs haute performance est une référence de l'industrie
- Le moteur est homologué UL, le lit est fabriqué selon les normes ISO 9001 et
- Satisfait aux directives applicables de la FDA en matière de coincement
- Nécessaire de rallonge disponible (modèle 15005EXTKIT-L) permettant d'allonger le lit de 203,2 à 213,4 cm (80 à 84 po)
- La fonction Auto-Contour élève simultanément la tête et le pied du lit pour aider à prévenir les plaies de pression causées par le cisaillement au bas du dos et au sacrum, éliminant ainsi une étape supplémentaire pour le personnel soignant
- La fonction Auto-Contour peut aider à prévenir les plaies de cisaillement au sacrum en élevant simultanément les sections tête et pieds du lit afin d'éviter tout glissement lors des changements de position
- Les seuls lits de soins à domicile dotés de la fonction Auto Contour qui permet aux patients de rester confortablement en place tout en étant mieux positionnés pour lire, regarder la télévision ou parler au personnel et aux visiteurs



Magasinez maintenant

Ensemble de lit Solite Pro Homecare



Numéro d'article

15006LP

- Le Solite Pro de Drive DeVilbiss Healthcare est un lit de soins à domicile profilé entièrement électrique caractérisé par un fonctionnement fluide et silencieux ainsi que par des possibilités de positionnement polyvalentes, pour un confort optimal du patient. Le Solite Pro peut s'emboîter dans lui-même et est fourni avec un support de transport intégré pour faciliter le rangement et le transport. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une rallonge de pieds intégrée sans outil qui s'étend de 203,2 à 213,4 cm (80 à 84 po), une fonction de frein aux genoux et des actionneurs améliorés dans le mécanisme à hauteur variable qui ajoutent à la solidité du lit, tout en conservant une allure attrayante et domestique.
- Plateau redessiné pour un confort accru du patient lors du profilage
- Sections individuelles renforcées pour une performance et une fiabilité accrues
- Rallonge de pieds intégrée améliorée avec dispositifs de sécurité pour prévenir le coincement
- Dossier à recul automatique amélioré prévenant le pincement au niveau du sacrum
- Toutes les sections individuelles du lit pèsent moins de 25 kg (55 lb) afin de faciliter l'assemblage
- Quatre roulettes freinées pour plus de maniabilité et de sécurité
- Le combiné facile à utiliser contrôle toutes les fonctions et comprend une fonction de verrouillage
- Support de transport inclus
- Barrières latérales intégrées pleine longueur en option pour plus de sécurité et de facilité d'utilisation (article n° : 15006LEXRAIL)
- Les accessoires optionnels vendus séparément comprennent des poignées d'appui en deux hauteurs, standard (article n° : 15006LPSTDRAIL) et courte (article n° : 15006LSHRTRAIL)
- Les barrières accessoires sont conformes aux directives et normes de la FDA et de l'ASTM en matière de coincement



[Magasinez maintenant](#)

Lit bariatrique léger pour soins à domicile



Numéro d'article	Description du produit
15300LW	106,7 cm la x 203,2 cm L (42 po la x 80 po L)
15300LW-HR	106,7 cm la x 203,2 cm L (42 po la x 80 po L) avec demi-barrières (15021BV-LW)
15302LW	121,9 cm la x 203,2 cm L (48 po la x 80 po L)
15300LW-HR	121,9 cm la x 203,2 cm L (48 po la x 80 po L) avec demi-barrières (15021BV-LW)
15303LW	134,6 cm la x 203,2 cm L (53 po la x 80 po L)
15303LW-HR	134,6 cm la x 203,2 cm L (53 po la x 80 po L) avec demi-barrières (15021BV-LW)

- Drive est le chef de file des lits de soins à domicile en présentant la nouvelle génération de soutien bariatrique. Voici les nouveaux lits bariatriques légers de Drive DeVilbiss. Avec des cadres jusqu'à 45,4 kg (100 lb) plus légers que la plupart des modèles bariatriques actuels, ces lits sont faciles à manœuvrer, à transporter et à assembler. Sans compromettre la solidité, ces cadres légers et durables ont été testés et vérifiés pour maintenir la même **charge de travail sécuritaire pouvant atteindre 453,6 kg (1 000 lb)! (La capacité de charge varie selon la taille.)** Disponibles en largeurs de 106,7 cm, 121,9 cm et 137,2 cm (42, 48 et 54 po), ces lits procurent aux patients l'espace dont ils ont besoin pour se rétablir et aux soignants la possibilité de le livrer et de l'assembler facilement
- La conception légère du cadre facilite la livraison et l'assemblage des lits pour les soignants
- Offre de l'espace supplémentaire pour le confort du patient et le rétablissement, ainsi que pour l'efficacité du personnel soignant
- Normes de sécurité et de performance des produits : conforme aux normes CEI 60601-2-52; 60601-1; 60601-1-2; 60601-1-11
- Lit bariatrique entièrement électrique pour soins à domicile avec moteur double pour le réglage de la tête et du cadre
- Cadre ultraléger facile à installer par une personne; aucun raccord à assembler ni outil requis
- Le plateau à lattes doté d'un cadre en tubes d'acier carrés assure une solidité durable, un soutien du matelas sans affaissement et est facile à nettoyer
- Les panneaux de lit à grain de bois résistant aux rayures intègrent les moteurs haut/bas pour le réglage de la hauteur du cadre
- Le moteur homologué UL est autonome pour réduire le poids et le bruit et peut être facilement installé et retiré avec le patient dans le lit
- Réduisez le nombre d'appels de service grâce à une grande télécommande rétroéclairée facile à utiliser pour les ajustements; indicateurs à DEL disponibles pour l'alimentation et le verrouillage inclus
- Batterie de secours disponible (n° 15302LWB), vendue séparément
- Les barrières accessoires sont conformes aux directives et normes de la FDA et de l'ASTM en matière de coincement



Magasinez maintenant

Barrière télescopique standard pleine longueur, fini veiné brun

Numéro d'article

15001ABV

- Fini veiné brun élégant
- Construction en acier de 2,5 cm (1 po)
- S'allonge ou se rétracte en fonction de la taille du lit
- S'ajuste facilement vers le haut ou vers le bas avec un déblocage à ressort
- Les barres transversales à ressort sont faciles à installer et à retirer

[Magasinez maintenant](#)



Demi-barrière de lit pour lits bariatriques légers

Numéro d'article

15021BV-LW

- La construction en acier durable au riche fini brun fournit un style attrayant et facile à entretenir
- Demi-barrière facile à installer, conçue spécialement pour la série de lits bariatriques légers pour soins à domicile
- Normes de sécurité et de performance des produits : Conforme aux directives d'évaluation dimensionnelle des systèmes de lits d'hôpital de la FDA visant à réduire le risque de coincement, ainsi qu'aux normes CPSC/ASTM
- Idéale pour une protection et un soutien maximaux quand le lit est surélevé

[Magasinez maintenant](#)



Barrière de lit pleine longueur, pour utilisation avec Competitor II et Delta Pro

Numéro d'article

15561FRAIL

- À utiliser avec les systèmes de lit Competitor II et Delta Pro Homecare
- Protection optimale quand le lit est surélevé
- Le fini chromé sur la deuxième et la cinquième barre permet un mouvement du support de réglage à l'épreuve des rayures
- Fini veiné brun attrayant, facile d'entretien et d'apparence moins institutionnelle
- Le demi-rail a été conçu pour être conforme aux directives dimensionnelles et d'évaluation du système de lits d'hôpital de la FDA pour réduire le risque de coincement
- Construction en acier de 2,5 cm (1 po)

[Magasinez maintenant](#)



Barrière de lit demi-longueur, pour utilisation avec Competitor II et Delta Pro

Numéro d'article

15561HRAIL

- À utiliser avec les systèmes de lit Competitor II et Delta Pro Homecare
- Protection optimale quand le lit est surélevé
- Le fini chromé sur la deuxième et la cinquième barre permet un mouvement du support de réglage à l'épreuve des rayures
- Fini veiné brun attrayant, facile d'entretien et d'apparence moins institutionnelle
- Le demi-rail a été conçu pour être conforme aux directives dimensionnelles et d'évaluation du système de lits d'hôpital de la FDA pour réduire le risque de coincement
- Construction en acier de 2,5 cm (1 po)

[Magasinez maintenant](#)



Barrière de lit demi-longueur

Numéro d'article

15201BV

- La conception unique empêche les personnes de se coincer entre les barres
- Protection optimale quand le lit est relevé
- S'adapte à la plupart des lits médicalisés à cadre en acier
- Fini veiné brun attrayant, facile d'entretien et d'apparence moins institutionnelle
- Construction en acier de 2,5 cm (1 po)
- Ne pas utiliser avec les surfaces de lit « à bassin »
- Facile à installer

[Magasinez maintenant](#)



Matelas à ressorts

Numéro d'article

Description du produit

15006	91,4 cm la x 203,2 cm L (36 po la x 80 po L)
15006EF	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Extra ferme
15014	91,4 cm la x 213,4 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 84 po L x 6 po H)

- Conception à ressorts de haute qualité
- L'unité est dotée d'un surmatelas de 2,5 cm (1 po) en fibre haute densité ferme à combustion modifiée de chaque côté
- Multicouches avec deux surmatelas de 2,5 cm (1 po) en fibres haute densité, fermes et ignifugées au dessus et un surmatelas de 2,5 cm (1 po) en fibres haute densité ignifugées sur le dessous (15006EF seulement)
- Housse en vinyle étanche et antistatique pour une utilisation et un entretien faciles

[Magasinez maintenant](#)



Matelas en fibre de cellulose

Numéro d'article

15007

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H
(36 po la x 80 po L x 6 po H)

- Fibre de polyester thermoliée de 340 g (12 oz)
- Double face
- Couture inversée et housse à fermeture à glissière
- Résistant aux liquides
- Non allergène
- Nettoyage facile avec du savon doux et de l'eau



[Magasinez maintenant](#)

Matelas à ressorts de soutien super ferme Ortho-Coil™

Numéro d'article

3637-2OC

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H
(36 po la x 80 po L x 6 po H)

- Matelas à ressorts très ferme assurant un soutien et un confort ultimes
- Les deux couches de fibres de polyester sur le dessus et le dessous du matelas sont parfaites pour les patients de forte corpulence
- La housse en vinyle Masongard est étanche



[Magasinez maintenant](#)

Matelas en mousse bariatrique

Numéro d'article	Description du produit
15301	106,7 cm la x 203,2 cm L x 16,5 cm H (42 po la x 80 po L x 6,5 po H)
15301-84	106,7 cm la x 213,4 cm L x 16,5 cm H (42 po la x 84 po L x 6,5 po H)
15310	121,9 cm la x 203,2 cm L x 16,5 cm H (48 po la x 80 po L x 6,5 po H)
15310-84	121,9 cm la x 213,4 cm L x 16,5 cm H (48 po la x 84 po L x 6,5 po H)
15312	137,2 cm la x 203,2 cm L x 16,5 cm H (54 po la x 80 po L x 6,5 po H)

- Le dessus en nylon résiste aux liquides et se nettoie facilement pour une durée de vie prolongée
- Dessous en vinyle étanche
- Ignifuge : Le matelas répond aux exigences de la norme 16 CFR Part 1632 – Standard for the Flammability of Mattresses and Mattress Pads et de la norme 16 CFR Part 1633 (norme fédérale d'inflammabilité [flamme nue] pour les ensembles de matelas) lorsqu'il est utilisé sans sommier
- Matelas en mousse haute densité pour le patient bariatrique
- L'intérieur en mousse solide offre confort, soutien et durabilité dans une construction monopiece
- Sans latex

[Magasinez maintenant](#)



Housses de matelas

Numéro d'article	Description du produit
15010	91,4 cm la x 203,2 cm L (36 po la x 80 po L) – profilé
15011	91,4 cm la x 203,2 cm L (36 po la x 80 po L) – à fermeture à glissière
15034	106,7 cm la x 203,2 cm L (42 po la x 80 po L) – bariatrique, à fermeture à glissière

- Conçues pour garder le matelas propre et le protéger de la poussière, de l'incontinence, des odeurs et des taches
- Fabriquées en vinyle imperméable hypoallergénique
- Disponibles en conception avec fermeture à glissière ou profilée

[Magasinez maintenant](#)



Sac de transport en plastique transparent pour matelas

Numéro d'article

3870N

- Sac de rangement en plastique transparent de 2,16 mil pour housse de matelas, 92,7 x 228,6 x 17,8 cm (36,5 x 90 x 7 po), rouleaux de 100



[Magasinez maintenant](#)

Trousse de rallonge de lit

Numéro d'article

15030EXTKIT

15005EXTKIT-L

15561EXT


À utiliser avec :

Lits 15030 | 15033 | 15230 | 15235

Lits 15004P | 15005LP

15571 | 15561

- Ajoute 10,2 cm (4 po) à la longueur du lit
- Facile à installer



[Magasinez maintenant](#)

Garnitures de protection en mousse pour barrières de lit

Numéro d'article	Description du produit
M3800-36	35,6 cm la x 91,4 cm L x 3,8 cm H (14 po la x 36 po L x 1,5 po H)
M3800-48	35,6 cm la x 121,9 cm L x 3,8 cm H (14 po la x 48 po L x 1,5 po H)
M3800-72	35,6 cm la x 182,9 cm L x 3,8 cm H (14 po la x 72 po L x 1,5 po H)

- Les garnitures de protection de barrière sont faites de mousse haute densité pour créer un environnement sécuritaire pour les patients
- Chaque paire comprend une housse résistante aux liquides
- Couverture en vinyle, avec attaches auto-agrippantes pour la fixation à la barrière



[Magasinez maintenant](#)

Transporteur de lit

Numéro d'article	À utiliser avec :
15060	15003 15004 15005 15230 15235 15030 15033

- Aide le personnel soignant à déplacer facilement les lits des patients dans leurs établissements. Il s'utilise avec les lits 15003, 15004, 15005, 15230, 15235, 15030 et 15033



[Magasinez maintenant](#)

Trousse de draps de lit d'hôpital

Numéro d'article

15030HBL

- Le drap-housse est idéal pour la plupart des lits standard manuels, semi-électriques et électriques
- Contient 2 draps-housses idéaux pour les lits d'hôpital et de soins à domicile standard Drap-housse de 91,4 cm x 203,2 cm (36 po x 80 po), pour matelas de 12,7 à 15,2 cm (5 à 6 po)
- Les draps sont faits d'un mélange de coton et de polyester de haute qualité
- Tous les composants sont lavables à la machine



[Magasinez maintenant](#)

Ensemble de draps tout-en-un

Numéro d'article

15030HBC

- L'ensemble de draps tout-en-un est idéal pour une utilisation avec la plupart des lits manuels, semi-électriques et électriques standard
- L'ensemble contient 1 taie d'oreiller, 1 drap-housse, 1 drap plat et 1 couverture, parfaits pour les lits d'hôpital et de soins à domicile standard Drap-housse de 91,4 cm x 203,2 cm (36 po x 80 po), pour matelas de 12,7 à 15,2 cm (5 à 6 po)
- Les draps sont en un mélange de coton et de polyester de haute qualité. Couverture en coton 100 %
- Tous les composants sont lavables à la machine



[Magasinez maintenant](#)

Draps-housses longs

Numéro d'article

15030HBL-3684

- Idéaux pour une utilisation avec les lits manuels, semi-électriques et électriques
- Contient 2 draps-housses parfaits pour les lits d'hôpital et de soins à domicile de longueur ou de largeur étendue, avec matelas de 20,3 cm (8 po) d'épaisseur
- Les draps sont faits d'un mélange de coton et de polyester de haute qualité
- Tous les composants sont lavables à la machine
- Sans repassage

[Magasinez maintenant](#)



2026

Catalogue
des produits
de prévention
des plaies de
pression

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime



drive[®] 
M E D I C A L

Soulagement de la pression pour plus de sécurité et de confort

Lorsqu'il s'agit de produits et de solutions pour les personnes dont la mobilité réduite les expose à des risques de plaies de pression, nous savons que la sécurité, le confort et la fiabilité sont primordiaux. Drive Medical a collaboré avec des experts cliniques pour mettre au point des produits efficaces qui répondent aux besoins et au mode de vie spécialisés des personnes qui ont besoin d'un soutien et de soins spécialisés pour minimiser les risques de plaies de pression. Explorez notre gamme de produits réduisant la pression, notamment des coussins, des coussinets et une gamme de matelas à pression alternée, et ayez l'esprit tranquille en sachant que vous et vos proches êtes entre de bonnes mains grâce aux produits de haute qualité de Drive.



Prévention des plaies de pression

Surmatelas en gel Premium Guard

Numéro d'article	Description du produit
14893	86,4 cm la x 193,0 cm L x 8,9 cm H (34 po la x 76 po L x 3,5 po H)
14901	106,7 cm la x 193,0 cm L x 8,9 cm H (42 po la x 76 po L x 3,5 po H)

- Ce surmatelas en gel, le meilleur de sa catégorie, optimise la redistribution de la pression et présente maintenant une capacité de charge allant jusqu'à 226,8 kg (500 lb)
- 15 poches de gel couvrent toute la zone de contact avec le patient pour la prévention et le traitement des plaies de pression
- Les poches de gel pleine longueur, de la tête aux pieds, réduisent au minimum l'affaissement et la formation de creux
- Le nouveau surmatelas en mousse alvéolée améliore grandement le confort du patient et la circulation d'air
- 4 sangles élastiques de coin fixent le surmatelas au matelas
- Revêtement en nylon enduit d'uréthane résistant à l'eau et perméable à la vapeur
- Base en vinyle résistante aux taches et étanche
- Les poches contiennent un gel aqueux non toxique et des billes de polystyrène pour minimiser la migration du gel
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

Magasinez maintenant



Pompe à pression alternée Med-Aire et système de tampon

Numéro d'article	Description du produit
14001E	91,4 cm la x 198,1 cm L (36 po la x 78 po L) – Pression variable
14002E	91,4 cm la x 198,1 cm L (36 po la x 78 po L) – Pression fixe
14001EFD	91,4 cm la x 312,4 cm L (36 po la x 123 po L) – Pression variable

- La pompe silencieuse gonfle et dégonfle alternativement 130 cellules d'air à bulles individuelles
- La pompe de 4 L/min (litres par minute) produit un débit d'air et une pression constants sur un cycle de 5 minutes et est disponible en mode fixe ou variable
- Le réglage variable de la pression sur la pompe permet un confort personnalisé, ce qui augmente l'observance du traitement par le patient
- Le tampon à bulles en vinyle de qualité supérieure, durable et épais, permet un traitement thérapeutique supérieur et est disponible avec ou sans rabats d'extrémité
- La pompe est dotée de supports intégrés pour un montage facile sur le lit

Magasinez maintenant



Prévention des plaies de pression

Surmatelas de remplacement Med-Aire

Numéro d'article

14003
14003-EF

Description du produit

Tampon seulement
Avec rabats d'extrémité

- 91,4 cm la x 198,1 cm L (36 po la x 78 po L)
- 91,4 cm la x 312,4 cm L (36 po la x 123 po L)



[Magasinez maintenant](#)

Système de remplacement de matelas Med-Aire Melody à pression alternée et à faible perte d'air

Numéro d'article

14026
14026-A

Description du produit

Alarme visuelle
Alarme visuelle et sonore

- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- L'unité de commande permet des cycles de 10 minutes en alternance et peut aussi être utilisée en mode statique
- Les réglages selon le poids du patient permettent une immersion optimale et favorisent le confort et l'observance thérapeutique
- Le système comprend 20 cellules d'air individuelles pour maximiser l'immersion et l'enveloppement avec la fonction d'oreiller pour plus de stabilité de la tête
- Cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur facilement amovibles pour un entretien pratique
- La housse amovible en nylon est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement

[Magasinez maintenant](#)



Système de surmatelas Med-Aire à pression alternée et à faible perte d'air de 12,7 cm (5 po)

Numéro d'article

14025NS NS

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 20,3 cm H
(36 po la x 80 po L x 8 po H)

- Conçu pour prévenir et traiter les plaies de pression à la maison ou dans un établissement de soins de longue durée, le matelas Med-Aire de 12,7 cm (5 po) est un système de surmatelas actif doté de 17 alvéoles d'air individuelles de 12,7 cm (5 po) de profondeur. Le 14025NS peut être utilisé par-dessus n'importe quel matelas standard en mousse ou à ressorts et assure une pression alternée et une thérapie à faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement et le contrôle microclimatique. L'unité de commande conviviale et intuitive présente également une fonction statique et des réglages de poids du patient ajustables pour une immersion, un confort et une observance thérapeutique optimaux.
- Le système de surmatelas actif fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- L'unité de commande permet des cycles de 10 minutes en alternance et peut aussi être utilisée en mode statique
- Les réglages selon le poids du patient permettent une immersion optimale et favorisent le confort et l'observance thérapeutique
- Une alarme visuelle avertit lorsque la pression d'air est basse
- Le système comprend 17 cellules d'air individuelles pour maximiser l'immersion et l'enveloppement
- La fonction oreiller maintient les 3 cellules d'air à la tête du lit en mode statique pour la stabilité de la tête et le confort du patient
- Cellules d'air de 12,7 cm (5 po) de profondeur facilement amovibles pour un entretien pratique
- La housse amovible en nylon est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Système de matelas Med-Aire à pression alternée et à faible perte d'air de 20,3 cm (8 po)

Numéro d'article

14027

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 20,3 cm H
(36 po la x 80 po L x 8 po H)

- Le système de remplacement de matelas actif fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- L'unité de commande permet des cycles de 10 minutes en alternance et peut aussi être utilisée en mode statique
- Les réglages selon le poids du patient permettent une immersion optimale et favorisent le confort et l'observance thérapeutique
- Une alarme sonore et visuelle avertit lorsque la pression d'air est basse
- Le système comprend 20 cellules d'air individuelles pour maximiser l'immersion et l'enveloppement avec la fonction d'oreiller pour plus de stabilité et de confort pour la tête
- Les cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur sont faciles à retirer et à remplacer par des bouchons antifuite
- La housse amovible en nylon extensible est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release



[Magasinez maintenant](#)

Système de matelas Med-Aire Plus à pression alternée et à faible perte d'air de 20,3 cm (8 po)

Numéro d'article

14029

14029-84

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 20,3 cm H (36 po la x 80 po L x 8 po H)

91,4 cm la x 213,4 cm L x 20,3 cm H (36 po la x 84 po L x 8 po H)

- Le système de thérapie combinée active fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- Unité de commande numérique avec 4 temps de cycle et des réglages de poids ajustables pour un confort optimal et la satisfaction du patient
- 3 alarmes sonores et visuelles de diagnostic signalent les problèmes de pression d'air, de système ou d'alimentation
- Le système comprend 20 cellules d'air individuelles pour maximiser l'immersion et l'enveloppement avec la fonction d'oreiller pour plus de stabilité et de confort pour la tête
- Fonctions avancées pour cliniciens et soignants : Auto-fermeté, gonflage en position assise, rétroaction par microprocesseur, verrouillage des fonctions et plus encore!
- La conception cellule-sur-cellule des cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur empêche « l'affaissement » et assure jusqu'à 24 heures de protection en cas de panne de courant
- Cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur facilement amovibles grâce à des raccords à déconnexion rapide pour un entretien pratique
- La housse amovible en PU extensible dans les quatre sens est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Système de matelas Med-Aire Plus de 20,3 cm (8 po) à pression alternée et à faible perte d'air avec périmètre défini de 25,4 cm (10 po)

Numéro d'article
14029DP

Description du produit
91,4 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (36 po la x 80 po L x 10 po H)

- Le système de thérapie combinée active fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- Unité de commande numérique avec 4 temps de cycle et des réglages de poids ajustables pour un confort optimal et la satisfaction du patient
- 3 alarmes sonores et visuelles de diagnostic signalent les problèmes de pression d'air, de système ou d'alimentation
- Un périmètre tubulaire statique d'une profondeur de 25,4 cm (10 po) entoure le matelas sur sa longueur, empêchant les chutes et le coincement du patient
- L'oreiller assure la stabilité et le confort de la tête
- Fonctions avancées pour cliniciens et soignants : Auto-fermeté, gonflage en position assise, rétroaction par microprocesseur, verrouillage des fonctions et plus encore!
- La conception cellule-sur-cellule des cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur empêche « l'affaissement » et assure jusqu'à 24 heures de protection en cas de panne de courant
- Cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur facilement amovibles grâce à des raccords à déconnexion rapide pour un entretien pratique
- La housse amovible en PU extensible dans les quatre sens est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release



[Magasinez maintenant](#)

Système de remplacement de matelas bariatrique Med-Aire Plus à pression alternée et à faible perte d'air de 25,4 cm (10 po)

Numéro d'article	Description du produit
14030	106,7 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (42 po la x 80 po L x 10 po H)
14048	121,9 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (48 po la x 80 po L x 10 po H)
14054	137,2 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (54 po la x 80 po L x 10 po H)
14060	152,4 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (60 po la x 80 po L x 10 po H)

- Le système de thérapie bariatrique combinée active fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à tous les stades, à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- Unité de commande numérique avec 4 temps de cycle et des réglages de poids ajustables pour un confort optimal et la satisfaction du patient
- 3 alarmes sonores et visuelles de diagnostic signalent les problèmes de pression d'air, de système ou d'alimentation
- Le système comprend 20 cellules d'air individuelles pour maximiser l'immersion et l'enveloppement avec la fonction d'oreiller pour plus de stabilité et de confort pour la tête
- Fonctions avancées pour cliniciens et soignants : Auto-fermeté, gonflage en position assise, récupération automatique, rétroaction par microprocesseur, verrouillage des fonctions et plus encore!
- La conception cellule-sur-cellule des cellules d'air de 20,3 cm (8 po) de profondeur empêche « l'affaissement » et assure jusqu'à 24 heures de protection en cas de panne de courant
- Cellules d'air de 25,4 cm (10 po) de profondeur facilement amovibles grâce à des raccords à déconnexion rapide pour un entretien pratique
- La housse amovible en nylon matelassé est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Système de matelas Med-Aire Assure à pression alternée et à faible perte d'air, 12,7 cm (5 po) d'air + base en mousse de 7,6 cm (3 po)

Numéro d'article

14530

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 20,3 cm H (36 po la x 80 po L x 8 po H)

- Le système de remplacement de matelas actif fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- L'unité de commande permet des cycles de 10 minutes en alternance et peut aussi être utilisée en mode statique
- Les réglages selon le poids du patient permettent une immersion optimale et favorisent le confort et l'observance thérapeutique
- Une alarme sonore et visuelle avertit lorsque la pression d'air est basse
- Le système comprend 17 cellules d'air individuelles sur une base en mousse de 7,6 cm (3 po) pour une protection contre les pannes de courant
- L'oreiller assure la stabilité et le confort de la tête
- Cellules d'air de 12,7 cm (5 po) de profondeur facilement amovibles pour un entretien pratique
- La housse amovible en nylon matelassé est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Système de remplacement de matelas PreserveTech™ Med-Aire Edge à pression alternée et à faible perte d'air

Numéro d'article

14360-B

14360-P

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 20,3 cm H (36 po la x 80 po L x 8 po H) – Analogique

91,4 cm L x 203,2 cm L x 20,3 cm H (36 po L x 80 po L x 8 po H) – Numérique

- Le système de remplacement de matelas actif fournit à la fois une pression alternée et une faible perte d'air pour optimiser la répartition de la pression, la réduction du cisaillement et du frottement, ainsi qu'un contrôle microclimatique
- Conçu pour aider à prévenir, à traiter et à guérir les plaies de pression
- L'unité de commande permet des cycles de 10 minutes en alternance et peut aussi être utilisée en mode statique (exclusif au modèle 14360-B)
- Cadran de commande permettant d'optimiser le confort du patient selon son poids (exclusif au modèle 14360-B)
- Unité de commande numérique évoluée avec 4 durées de cycle APM réglables (10/15/20/25), et des réglages de poids confortables réglables pour une immersion optimale et la satisfaction du patient (exclusif au modèle 14360-P)
- 9 fonctions cliniques et de soins de luxe : auto-fermeté, gonflage en position assise, rétroaction par microprocesseur, verrouillage et plus encore (exclusif au modèle 14360-P)
- Une alarme sonore et visuelle avertit lorsque la pression d'air est basse
- Unité de commande numérique dotée de 3 alarmes sonores et visuelles pour alerter en cas de problèmes de pression d'air, de système ou d'alimentation (exclusif au modèle 14360-P)
- Le système comprend 20 cellules d'air individuelles pour maximiser l'immersion et l'enveloppement et redistribuer la pression avec la fonction d'oreiller pour plus de stabilité et de confort au niveau de la tête.
- Périmètre en mousse ferme de 20,3 cm (8 po) pour des entrées et sorties de lit sécuritaires, des transferts de patients et une protection en cas de panne de courant.
- Base en mousse de 7,6 cm (3 po) pour une protection contre les pannes de courant
- Cellules d'air de 12,7 cm (5 po) de profondeur facilement amovibles grâce à des raccords à déconnexion rapide pour un entretien pratique
- La housse amovible piquée et extensible en 4 sens PreserveTech™, et lavable à la machine est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur
- Valve de RCR permettant un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release
- Niveau sonore de 45 dB



Magasinez maintenant

Prévention des plaies de pression

Système de trithérapie à faible perte d'air PreserveTech™ Harmony « True »

Numéro d'article

14200N

14200N-42

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (36 po la x 80 po L x 10 po H)

106,7 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (42 po la x 80 po L x 10 po H)

- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée.
- L'unité de commande numérique à débit élevé avancée et conviviale permet (4) durées de cycle de traitement allant de 5 à 20 minutes et (10) réglages de poids réglables pour un confort optimal et la satisfaction du patient.
- Le système à faible perte d'air « véritable » à débit d'air élevé évacue la moiteur et l'humidité pour un contrôle microclimatique optimal
- Doté de trois alarmes sonores et visuelles de diagnostic pour alerter en cas de problèmes de pression d'air, d'alimentation ou de système.
- 20 alvéoles d'air individuelles de 20,3 cm (8 po) de profondeur assurent un confort optimal au patient et une répartition optimale de la pression.
- Base en mousse de 5,1 cm (2 po) assurant une protection en cas de panne de courant ou de défaillance du système.
- Le matériau cellulaire, un mélange de nylon et de TPU, présente une surface spéciale qui s'adapte à la forme spécifique du patient (immersion), minimisant la déformation des tissus mous et réduisant les frottements au niveau des os et des muscles.
- Le débranchement rapide des cellules permet un entretien pratique et la fonction de auto-fermeté gonfle les cellules d'air en moins de deux minutes pour une installation rapide et une facilité d'entretien.
- Housse matelassée amovible à extensibilité dans les quatre sens, fabriquée avec un agent antimicrobien*, résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau
- Gestion des câbles intégrée avec 5 boucles latérales pour garder les câbles hors du sol, réduisant les risques de trébuchement.
- La boucle à pression permet au système d'être enveloppé de façon compacte pour un rangement rapide et facile dans le sac de transport sur mesure inclus
- En cas d'urgence, le connecteur RCR libère immédiatement l'air du matelas pour un dégonflage rapide
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release
- Les fonctions cliniques et soignantes comprennent la thérapie par pulsation, le auto-fermeté, la rétroaction par microprocesseur, le verrouillage et plus encore!



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Système de rotation latérale PreserveTech™ avec faible perte d'air sur demande

Numéro d'article

LS9500N

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 25,4 cm H (36 po la x 80 po L x 10 po H)

- Système de remplacement de matelas actif intégrant les fonctions de rotation latérale et de faible perte d'air pour faciliter le flux sanguin pulmonaire et le drainage des muqueuses, contribuant ainsi à la prévention et au traitement des plaies de pression dans un seul système portable.
- Le système actif de thérapie combinée intègre les fonctions de rotation latérale et de faible perte d'air pour faciliter le flux sanguin pulmonaire et le drainage des muqueuses, ainsi qu'un contrôle microclimatique pour garder le patient au frais et au sec, ce qui aide à prévenir et à traiter les plaies de pression avec un seul système complet.
- Le matelas est doté de 20 alvéoles d'air divisées individuelles de 20,3 cm (8 po) permettant des angles de rotation et de rotation personnalisables pour un confort optimal du patient et une redistribution de la pression optimale.
- Base en mousse de 5,1 cm (2 po) assurant une protection en cas de panne de courant ou de défaillance du système.
- Les côtés pneumatiques surélevés de 25,4 cm (10 po) assurent une protection contre les chutes et facilitent les transferts sécuritaires.
- Les cellules d'air divisées uniques permettent un temps d'exécution et des angles de rotation personnalisables pour le confort et la satisfaction du patient.
- L'unité de commande procure 10 niveaux de confort, des cycles de rotation réglables de 10, 20, 30 et 60 minutes et des réglages d'angle maximal de rotation.
- Les modes de rotation comprennent des combinaisons $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ et des positions réglables jusqu'à 40°, vers la gauche, la droite ou les deux côtés.
- Housse matelassée amovible à extensibilité dans les quatre sens enduite de polyuréthane, fabriquée avec un agent antimicrobien*, résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité.
- L'oreiller assure la stabilité et le confort de la tête.
- Le raccord de RCR permet un dégonflage rapide.
- La tubulure se débranche rapidement et facilement grâce à la conception EZ Lock/Quick Release.
- Le système intégré de gestion des câbles à boucles latérales réduit les risques de trébuchement.
- Une alarme sonore et visuelle avertit lorsque la pression d'air est basse.
- Fonctions avancées pour cliniciens et soignants : Auto-fermeté, récupération automatique, rétroaction par microprocesseur, verrouillage des fonctions et plus encore!



[Magasinez maintenant](#)

Matelas convertible à ajustement automatique motorisé Balanced Aire

Numéro d'article

BA9600-NP

BA9600-NP-84

BA9600-P

BA9600-P-84

BA9600-NP-42

BA9600-P-42

Description du produit

88,9 cm la x 203,2 cm L x 17,8 cm H (35 po la x 80 po L x 7 po H) – Non motorisé

88,9 cm la x 213,4 cm L x 17,8 cm H (35 po la x 84 po L x 7 po H) – Non motorisé


91,4 cm la x 203,2 cm L x 17,8 cm H (36 po la x 80 po L x 7 po H) – Motorisé

91,4 cm la x 213,4 cm L x 17,8 cm H (36 po la x 84 po L x 7 po H) – Motorisé

106,7 cm la x 203,2 cm L x 17,8 cm H (42 po la x 80 po L x 7 po H) – Non motorisé

106,7 cm la x 203,2 cm L x 17,8 cm H (42 po la x 80 po L x 7 po H) – Motorisé

- Le système de remplacement réactif polyvalent de matelas avec cellules d'air et de mousse à ajustement automatique fournit une redistribution de pression et une réduction du cisaillement/des frottements exceptionnelles
- Conçu pour prévenir, traiter et favoriser la guérison des plaies de pression à domicile ou en milieu de soins de longue durée
- Ajoutez une pompe à pression alternée et le matelas Balanced Aire se convertit facilement en système dynamique motorisé (14005E ou BA9600-PUMP)
- La couche supérieure de 6,4 cm (2,5 po) en mousse viscoélastique hybride apporte immersion, confort supérieur et dissipation de la chaleur
- Le périmètre en mousse haute densité fournit un soutien ferme sur les bords et facilite le transfert sécuritaire des patients
- La pente au niveau des talons permet de répartir la pression afin de soulager les talons fragiles
- L'ajustement automatique peut être à cellules ouvertes ou fermées pour répondre aux besoins individuels
- Les alvéoles d'air autoréglables reconnaissent le poids et la pression du corps et s'ajustent pour réduire la pression à l'interface et améliorer le confort du patient
- Huit cylindres non circulaires empêchent le roulement ou la formation d'interstices
- La housse amovible en PU extensible dans les quatre sens est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Livré prêt à l'emploi : facile à livrer, à installer et à transporter
- La mousse et la housse sont antimicrobiennes, antifongiques et sans latex
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Pompe de remplissage rapide avec adaptateurs

Numéro d'article

14427QF

- La pompe de remplissage rapide est conçue pour gonfler rapidement les matelas pneumatiques à prévention de pression, assurant ainsi une installation rapide et efficace. Il comprend quatre adaptateurs pour une compatibilité avec la plupart des systèmes de remplacement de matelas à prévention de pression.



[Magasinez maintenant](#)

Matelas de soutien thérapeutique à 5 zones

Numéro d'article

15019

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L (36 po la x 80 po L)

- Matelas thérapeutique en mousse de haute qualité sans latex assurant une répartition de la pression et une réduction du cisaillement et des frottements
- Ce matelas en mousse à quadrillage horizontal Deluxe fournit confort, soutien et répartition du poids sur 5 zones de pression thérapeutiques
- Le dessous antidérapant garde le matelas bien en place
- La housse amovible en nylon à coutures soudées est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant ainsi à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- Les sangles de retenue intuitives s'attachent facilement à pratiquement n'importe quel cadre de lit pour un ajustement sûr et réduire les chutes et les déplacements du matelas
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633



[Magasinez maintenant](#)

Matelas à répartition de la pression Gravity 6 pour soins de longue durée


Numéro d'article

15670

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm (36 po la x 80 po L x 6 po)

- Matelas thérapeutique en mousse de haute qualité sans latex assurant une répartition de la pression et une réduction du cisaillement et des frottements
- Les sangles de retenue intuitives s'attachent facilement à pratiquement n'importe quel cadre de lit pour un ajustement sûr et réduire les chutes et les déplacements du matelas
- L'articulation sur toute la longueur permet de prolonger le cycle de vie du matelas et d'améliorer la conformité à toutes les positions du lit
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- Ce matelas en mousse à quadrillage horizontal Deluxe fournit confort, soutien et répartition du poids sur 5 zones de pression thérapeutiques
- Une meilleure conformité et durabilité que les matelas à ressorts améliore la satisfaction du patient
- Le dessous antidérapant en vinyle garde le matelas bien en place
- La section des talons est inclinée pour réduire la pression
- La housse amovible à extensibilité multiple et à coutures soudées est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau
- La housse plus douce et durable tolère le nettoyage par désinfectant et aide à contrôler les infections. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les désinfectants suggérés
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633




[Magasinez maintenant](#)

Matelas à répartition de la pression Gravity 7 pour soins de longue durée

Numéro d'article	Description du produit
15770	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15777	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Avec barrières surélevées
15784	91,4 cm la x 213,4 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 84 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15785	91,4 cm la x 213,4 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 84 po L x 6 po H) – Avec barrières surélevées
15876	91,4 cm la x 193,0 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 76 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15877	91,4 cm la x 193,0 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 76 po L x 6 po H) – Avec barrières surélevées

- La mousse thérapeutique découpée s'étend sur toute la largeur pour un contact maximal avec le patient
- Le matelas thérapeutique en mousse le plus populaire de Drive maximise la valeur et le confort avec ses trois couches complètes de mousse sans latex
- L'articulation sur toute la longueur permet de prolonger le cycle de vie du matelas et d'améliorer la conformité à toutes les positions du lit
- La couche inférieure comporte des découpes d'articulation rayées horizontalement pleine longueur prolongeant la durabilité et la durée de vie du matelas
- Les périmètres en mousse haute densité restent en dessous pour des transferts de patients en toute sécurité
- Disponible avec ou sans barrières surélevées
- Section talonnière en mousse viscoélastique réduisant la pression exercée sur les talons vulnérables
- La housse amovible à extensibilité multiple et à coutures soudées est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Tissu de housse plus doux, plus souple et plus durable pour un confort accru
- Réduit la migration du matelas et les chutes : les sangles intuitives à anneaux en « D » fixent rapidement et solidement le matelas à pratiquement tout cadre de lit
- Les périmètres en mousse haute densité restent en dessous pour des transferts de patients en toute sécurité
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- Garantie inégalée de 7 ans sans prorata avec mousse portant la date de fabrication
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633




[Magasinez maintenant](#)

Matelas de luxe à répartition de la pression Gravity 8 pour soins de longue durée

Numéro d'article	Description du produit
15870	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15884	91,4 cm la x 213,4 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 84 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15886	91,4 cm la x 193,0 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 76 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15888	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Avec barrières surélevées

- La mousse thérapeutique découpée s'étend sur toute la largeur pour un contact maximal avec le patient
- Matelas en mousse thérapeutique haut de gamme maximisant la valeur et le confort avec trois couches complètes de mousse sans latex
- L'articulation sur toute la longueur permet de prolonger le cycle de vie du matelas et d'améliorer la conformité à toutes les positions du lit
- La couche inférieure comporte des découpes d'articulation rayées horizontalement pleine longueur prolongeant la durabilité et la durée de vie du matelas
- Les périmètres en mousse haute densité restent en dessous pour des transferts de patients en toute sécurité
- Disponible avec ou sans barrières surélevées
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- La pente du talon avec mousse à rainures réduit la pression sur les talons du patient
- La housse amovible à extensibilité multiple et à coutures soudées est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633




[Magasinez maintenant](#)

Matelas à répartition de la pression Gravity 9 Premium pour soins de longue durée

Numéro d'article	Description du produit
15970	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15977	91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 80 po L x 6 po H) – Avec barrières surélevées
15984	91,4 cm la x 213,4 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 84 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15996	91,4 cm la x 193,0 cm L x 15,2 cm H (36 po la x 76 po L x 6 po H) – sans barrières surélevées
15970-4280	106,7 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (42 po la x 80 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
15970-4280-RR	106,7 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (42 po la x 80 po L x 6 po H) – Avec barrières surélevées
15970-4284	106,7 cm la x 213,4 cm L x 15,2 cm H (42 po la x 84 po L x 6 po H) – Sans barrières surélevées
G9-39X80X6	99,1 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H (39 po la x 80 po L x 6 po H) – Multizone

- La mousse thérapeutique découpée s'étend sur toute la largeur pour un contact maximal avec le patient
- Couche supérieure hybride en mousse viscoélastique de la tête aux pieds
- Le matelas en mousse Gravity thérapeutique de qualité supérieure de Drive maximise la valeur et le confort avec ses multiples couches de mousse sans latex
- L'articulation sur toute la longueur permet de prolonger le cycle de vie du matelas et d'améliorer la conformité à toutes les positions du lit
- La couche supérieure complète de mousse viscoélastique à cellules ouvertes améliore l'immersion et la répartition de la pression
- La couche inférieure comporte des découpes d'articulation rayées horizontalement pleine longueur prolongeant la durabilité et la durée de vie du matelas
- Les périmètres en mousse haute densité restent en dessous pour des transferts de patients en toute sécurité
- Disponible avec ou sans barrières surélevées
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- La pente du talon avec mousse à rainures réduit la pression sur les talons du patient
- La housse amovible à extensibilité multiple et à coutures soudées est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression


Matelas en mousse de répartition de la pression Multi-Ply 6500 Dynamic Elite

Numéro d'article Description du produit

6500-DE-2-FB 91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm H
(36 po la x 80 po L x 6 po H)

- La mousse thérapeutique découpée s'étend sur toute la largeur pour un contact maximal avec le patient
- L'articulation sur toute la longueur permet de prolonger le cycle de vie du matelas et d'améliorer la conformité à toutes les positions du lit
- Les périmètres en mousse haute densité restent en dessous pour des transferts de patients en toute sécurité
- Disponible avec ou sans barrières surélevées
- La section talon est inclinée avec de la mousse brevetée LuraQuilt qui réduit la pression sur les talons vulnérables
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- La housse haut de gamme amovible à extensibilité multiple et à coutures soudées est résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633

[Magasinez maintenant](#)



Matelas en mousse de répartition de la pression Multi-Ply ShearCare 1500

Numéro d'article Description du produit

1500SC-42-FB 106,7 cm la x 203,2 cm L (42 po la x 80 po L)
1500SC-48-FB 121,9 cm la x 203,2 cm L (48 po la x 80 po L)

- Matelas bariatrique en mousse thérapeutique sans latex assurant une répartition de la pression et une réduction du cisaillement et des frottements
- La couche supérieure pleine largeur est faite de mousse prédécoupée haute densité et résistante pour une répartition de la pression et un soutien maximal
- Les sangles de retenue intuitives s'attachent facilement à pratiquement n'importe quel cadre de lit pour un ajustement sûr et réduire les chutes et les déplacements du matelas
- Section talonnière en mousse haut de gamme réduisant la pression exercée sur les talons vulnérables
- Housse extensible perméable à l'air avec coutures soudées pour une meilleure résistance à l'eau
- Les nouvelles poignées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Matelas confort Quick 'N Easy

Numéro d'article

15076

Description du produit

91,4 cm la x 203,2 cm L x 15,2 cm
(36 po la x 80 po L x 6 po)

- Matelas en mousse de polyuréthane durable de haute qualité sans latex pour un confort et un soutien accrus
- Les poignées améliorées facilitent l'installation, la livraison et le nettoyage
- L'articulation sur toute la longueur permet de prolonger le cycle de vie du matelas et d'améliorer la conformité à toutes les positions du lit
- Les sangles de retenue intuitives s'attachent facilement à pratiquement n'importe quel cadre de lit pour un ajustement sûr et réduire le déplacement du matelas
- La technologie de compression réduit l'emballage à une boîte de 35,6 x 35,6 x 95,2 cm (14 x 14 x 37,5 po), pour un transport et une livraison pratiques
- Housse haut de gamme amovible à extensibilité multiple, résistante aux liquides, à faible cisaillement et perméable à la vapeur, contribuant à la protection de la peau contre les frottements et l'humidité
- Conforme aux normes d'inflammabilité CFR 1632 et CFR 1633

[Magasinez maintenant](#)



Housse de matelas à périmètre défini

Numéro d'article

14333

Description du produit

91,4 à 99,1 cm la x 203,2 cm L x 15,2 à 20,3 cm H
(36 à 39 po la x 80 po L x 6 à 8 po H)

14333-42

99,1 à 109,2 cm la x 203,2 cm L x 15,2 à 25,4 cm H
(39 à 43 po la x 80 po L x 6 à 10 po H)

- La housse de matelas à périmètre défini crée un rebord surélevé et un périmètre défini pour une meilleure prévention des chutes, sans recourir à des moyens de contention du patient
- Ouverture en section médiane pour des entrées et sorties de lit faciles et sécuritaires
- Les bordures intégrées en mousse de densité moyenne définissent les bords du lit de façon sécuritaire et confortable pour le patient et l'empêchent de tomber
- Facile à installer et sécuritaire
- Le nylon perméable à l'air en fait une housse véritablement universelle, compatible avec les surfaces en mousse et les surfaces à air motorisées

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression



Structure brevetée
unique en gel
polymère

PreserveTech™
Stays Cleaner • Lasts Longer

Coussin en gel Drive® DualEase®

Fournissez aux clients une protection cutanée conçue cliniquement et un confort accru, avec un risque réduit de plaies de pression (E2622) – sans pompe requise – grâce à notre coussin en gel polymère **Drive DualEase™**. Idéal pour les personnes ayant une tolérance limitée à la position assise, le coussin en gel polymère DualEase™ de Drive présente une structure polymère brevetée unique qui soutient les tubérosités ischiatiques et le coccyx, redistribuant efficacement la pression tout en favorisant la circulation de l'air afin de garder l'utilisateur au frais et au sec. Composé de gel polymère hyperélastique, le coussin aide à absorber les chocs et les vibrations. Avec deux options de fermeté dans un design réversible, il s'adapte à un plus large éventail de besoins des patients tout en réduisant la complexité de gestion des stocks.

Numéro d'article	Description	CUP	UM
14991	40,6 cm x 40,6 cm x 5,1 cm (16 po x 16 po x 2 po)	822383029573	1/unité, 4/caisse
14992	45,7 cm x 40,6 cm x 5,1 cm (18 po x 16 po x 2 po)	822383029580	1/unité, 4/caisse
14993	50,8 cm x 40,6 cm x 5,1 cm (20 po x 16 po x 2 po)	822383029597	1/unité, 4/caisse

Spécifications du produit

Poids du produit : 14991 14992 14993	2,3 kg (5 lb) 2,6 kg (5,7 lb) 2,9 kg (6,4 lb)
Fonction antidérapante	Dessous antidérapant
Composition du coussin	Gel polymère
Housse lavable à la machine	✓
Tissu de la housse supérieure	Nylon extensible
Antimicrobien	✓
Code HCPCS	E2622
Capacité de poids	136,1 kg (300 lb)
Garantie	2 ans

Aide à prévenir et à traiter les plaies de pression

Grâce à une structure souple, interconnectée et à double couche, le gel polymère rafraîchissant et la conception à cellules ouvertes épousent les saillies osseuses tout en absorbant les forces de cisaillement. Cela réduit le frottement, favorise la circulation de l'air, diminue la chaleur et l'humidité, et protège l'intégrité de la peau. Le design auto-récupérant maintient sa forme et ses propriétés de réduction de pression dans le temps.

Gestion simplifiée des stocks

Profitez de la réduction des références produits grâce au design réversible qui offre deux niveaux de fermeté adaptés à différents besoins cliniques. Disponible en 3 largeurs différentes (40,6 cm, 45,7 cm et 50,8 cm [16, 18 et 20 po]), il est parfait pour une utilisation avec un fauteuil roulant ou n'importe où ailleurs!

Protection cutanée

Protégez la peau vulnérable contre l'humidité et les irritations grâce à une housse en nylon extensible dans les deux sens, amovible, lavable à la machine pour un entretien facile et remplaçable.

Conception passe-partout

Léger et facile à utiliser sur de multiples surfaces d'assise grâce à un design stable et antidérapant – ou à emporter pour plus de confort en déplacement grâce à ses deux poignées de transport pratiques.

Inspire confiance auprès des clients

Appuyé par une garantie non dégressive de 2 ans, notre coussin intègre la technologie antimicrobienne PreserveTech™* qui aide à le garder plus propre et à prolonger sa durée de vie. Des housses de rechange sont disponibles.

* Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits; ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou d'autres personnes contre les bactéries, les virus, les germes ou d'autres organismes pathogènes

Magasinez maintenant

drive
DualEase™
GEL CUSHION

Prévention des plaies de pression

Coussin en mousse pour vente au détail, 7,6 cm (3 po)

Numéro d'article

RTL14910

- Coussin en mousse de 7,6 cm (3 po) dans un emballage détail attrayant avec fenêtre permettant de toucher la housse
- Comprend une housse à fermeture à glissière en jacquard durable et lavable à la machine
- Capacité de charge de 113,4 kg (250 lb)
- Fabriqué en mousse souple de qualité supérieure
- Utilisation polyvalente pour n'importe quel endroit où le confort est nécessaire

[Magasinez maintenant](#)



Coussin en mousse à usage général Premier One

Numéro d'article Description du produit

M8061-PB	35,6 cm la x 35,6 cm L x 7,6 cm H (14 po la x 14 po L x 3 po H)
M8062-PB	35,6 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (14 po la x 16 po L x 3 po H)
M8063	40,6 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (16 po la x 16 po L x 3 po H)
M8064	45,7 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 16 po L x 3 po H)
M8065	50,8 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 16 po L x 3 po H)
M8070	50,8 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 18 po L x 3 po H)
M8077	55,9 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (22 po la x 18 po L x 3 po H)

- Le coussin en mousse à usage général Premier One est conçu pour fournir confort et stabilité avec un modèle simple et économique
- La mousse aérée aide à garder l'utilisateur au frais et au sec
- La housse extensible hydrofuge à faible cisaillement aide à préserver l'intégrité de la peau sensible
- Sangles de fixation pratiques de 30,5 cm (12 po) permettant de fixer solidement le coussin au fauteuil roulant
- Le dessous en vinyle imperméable protège le siège du fauteuil roulant
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Coussin en mousse moulée d'usage général pour fauteuil roulant

Numéro d'article	Description du produit
14880	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
14887	45,7 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 16 po L x 2 po H)
14881	50,8 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 16 po L x 2 po H)
14908	45,7 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 18 po L x 2 po H)
14909	50,8 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 18 po L x 2 po H)

- Une construction unique en mousse moulée haute résilience assure un soutien, une stabilisation et une redistribution de la pression optimums
- Conçu pour les patients à faible risque qui recherchent confort et soutien
- La housse extensible amovible à fermeture à glissière et à faible cisaillement est perméable à la vapeur et résistante à l'eau
- La housse est dotée d'un fond antidérapant en vinyle pour plus de confort et de sécurité
- Sangles de fixation pratiques de 30,5 cm (12 po) permettant de fixer solidement le coussin au fauteuil roulant
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)

Coussin de dossier à usage général pour fauteuil roulant avec soutien lombaire

Numéro d'article	Description du produit
14889	45,7 cm la x 43,2 cm L x 6,3 cm H (18 po la x 17 po L x 2,5 po H)
14906	40,6 cm la x 43,2 cm L x 6,3 cm H (16 po la x 17 po L x 2,5 po H)
14920	50,8 cm la x 43,2 cm L x 6,3 cm H (20 po la x 17 po L x 2,5 po H)
8033	55,9 cm la x 48,3 cm L x 6,3 cm H (22 po la x 19 po L x 2,5 po H)

- Le coussin de dossier en mousse mémoire fournit soutien, confort et courbe tactile pour améliorer la posture
- Un panneau en Masonite durable évite l'effet hamac des fauteuils roulants à dossier en toile
- S'enlève facilement selon les préférences du patient
- Épouse la courbe lombaire pour soutenir le bas du dos
- La doublure étanche protège l'intérieur en mousse de l'humidité
- La housse en nylon élastique est résistante à l'eau, le dos en vinyle antidérapant empêche le coussin de glisser et est étanche
- Les sangles réglables se fixent facilement sur le fauteuil roulant
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Coussin de dossier à tension réglable d'usage général pour fauteuil roulant

Numéro d'article	Description du produit
14300	40,6 à 53,3 cm (16 à 21 po) réglable
14301	55,9 à 66,0 cm (22 à 26 po) réglable

- Système de soutien lombaire polyvalent qui améliore le confort et la posture du patient
- Le coussin en mousse haute densité de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur assure une redistribution de la pression optimums
- Se fixe directement au-dessus des cannes de fauteuil roulant pour plus de solidité, de stabilité et de sécurité
- 5 sangles réglables pour un soutien lombaire polyvalent et une personnalisation en fonction des besoins individuels
- La pochette arrière pratique permet de transporter clés, bouteille d'eau, médicaments, mouchoirs et plus encore
- Le revêtement perméable à l'air résiste aux liquides et est facile à nettoyer
- Le coussin se plie avec le fauteuil roulant pour faciliter le transport et le rangement
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Coussin triangulaire avec housse extensible

Numéro d'article	Description du produit
8134	45,7 cm la x 40,6 cm P x 10,2 à 5,1 cm H (18 po la x 16 po P x 4 à 2 po H)

- La conception triangulaire aide à empêcher le patient de glisser vers l'avant
- Base ferme réduisant la pression exercée par l'effet hamac des fauteuils en toile
- La housse supérieure est faite d'un tissu extensible résistant aux liquides et à faible cisaillement
- La housse inférieure est imperméable
- La mousse haute densité augmente la stabilité et le confort

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Ensemble de coussins d'usage général pour fauteuil roulant

Numéro d'article	Description du produit
14880KIT	Convient aux fauteuils roulants de 40,6 cm (16 po) de largeur.
14887KIT	Convient aux fauteuils roulants de 45,7 cm (18 po) de largeur
14881KIT	Convient aux fauteuils roulants de 50,8 cm (20 po) de largeur

- La trousse comprend un coussin de siège et un coussin de dossier pour plus de confort et de soutien
- Le coussin de siège est le modèle en mousse moulée pour usage général de Drive, conçu pour assurer un soutien et une stabilisation optimaux
- Le coussin de dossier est le coussin de soutien lombaire pour usage général de Drive pour soutenir le bas du dos et améliorer la posture
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Coussin de fauteuil roulant Gel « E » en gel/mousse de 5,1 cm (2 po) à usage général

Numéro d'article	Description du produit
14888	45,7 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 16 po L x 2 po H)

- Le coussin pour fauteuil roulant en gel/mousse de 5,1 cm (2 po) approuvé par Medicare apporte confort et soutien au patient en fauteuil roulant
- La mousse haute densité enveloppe une poche de gel visqueux qui fournit une immersion et un enveloppement adéquats pour la répartition de la pression
- La housse est en nylon résistant aux liquides et à faible cisaillement; elle est dotée d'une fermeture à glissière et amovible, avec un dessous en vinyle durable
- Poignée de transport incluse pour faciliter le transport
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Coussin gel/mousse pour fauteuil roulant Gel-U-Seat™ Lite de 5,1 cm (2 po) pour usage général

Numéro d'article	Description du produit
8040-1	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
8040-2	45,7 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 16 po L x 2 po H)
8040-3	50,8 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 16 po L x 2 po H)
8040-5	45,7 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 18 po L x 2 po H)
8040-4	50,8 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 18 po L x 2 po H)
8040-7	55,9 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (22 po la x 18 po L x 2 po H)
8040-9	61,0 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (24 po la x 18 po L x 2 po H)

- Apportant une grande polyvalence, le Gel-U-Seat™ Lite fournit du confort à presque tous les utilisateurs de fauteuil roulant
- La poche de gel unique à deux compartiments garde le bassin en contact avec le gel rafraîchissant qui répartit la pression
- La housse est en nylon résistant aux liquides et à faible cisaillement; elle est dotée d'une fermeture à glissière et amovible, avec un dessous en vinyle durable
- Se fixe facilement à un fauteuil roulant avec des sangles de 30,5 cm (12 po)
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)

Coussin de protection cutanée Gel-U-Seat™ en gel/mousse de 7,6 cm (3 po)

Numéro d'article	Description du produit
8046-1	40,6 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (16 po la x 16 po L x 3 po H)
8046-2	45,7 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 16 po L x 3 po H)
8046-3	50,8 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 16 po L x 3 po H)
8046-4	50,8 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 18 po L x 3 po H)
8046-5	55,9 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (22 po la x 18 po L x 3 po H)
8046-7	61,0 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (24 po la x 18 po L x 3 po H)

- Le coussin de protection Gel-U-Seat™ est doté d'une enveloppe en mousse haute densité entourant une poche de gel de conception unique
- Poche de gel à double compartiment assurant une immersion et un enveloppement adéquats pour la redistribution de la pression
- Housse résistante à l'eau, extensible à faible cisaillement, réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Sangles de fixation pratiques de 30,5 cm (12 po) permettant de fixer solidement le coussin au fauteuil roulant
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Coussin de fauteuil roulant Gel « E » en gel/mousse de 7,6 cm (3 po) pour la protection de la peau

Numéro d'article	Description du produit
14891	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
14886	45,7 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 16 po L x 3 po H)
14878	45,7 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (18 po la x 18 po L x 3 po H)
14894	50,8 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H (20 po la x 16 po L x 3 po H)
14902	55,9 cm la x 45,7 cm L x 7,6 cm H (22 po la x 18 po L x 3 po H)

- Coussin à redistribution de la pression conçu pour aider à la prévention, au traitement et à la gestion des plaies de pression
- La poche de gel visqueux est enveloppée dans une coquille en mousse de polyuréthane et assure une redistribution de la pression, un soutien et un confort optimaux
- Le dessus de la housse est en nylon enduit d'uréthane, à faible cisaillement, perméable à la vapeur et résistant à l'eau
- La base de la housse est en vinyle imperméable pour plus de durabilité
- Poignée de transport incluse pour faciliter le transport
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)




Coussin en gel/mousse pour fauteuil roulant Titanium avec protection de la peau et positionnement

Numéro d'article	Description du produit
FPT-1	40,6 cm la x 40,6 cm L x 8,9 cm H (16 po la x 16 po L x 3,5 po H)
FPT-2	45,7 cm la x 40,6 cm L x 8,9 cm H (18 po la x 16 po L x 3,5 po H)
FPT-1818	45,7 cm la x 45,7 cm L x 8,9 cm H (18 po la x 18 po L x 3,5 po H)
FPT-2018	50,8 cm la x 45,7 cm L x 8,9 cm H (20 po la x 18 po L x 3,5 po H)
FPT-4	55,9 cm la x 45,7 cm L x 8,9 cm H (22 po la x 18 po L x 3,5 po H)

- Le coussin Titanium est spécialement conçu pour assurer une redistribution de la pression et un positionnement supérieurs
- La mousse haute densité à haute résilience combinée à une poche de gel à double compartiment favorise une posture adéquate du patient par immersion
- Contour central servant d'abducteur de jambe intégré
- La housse extensible à faible cisaillement et résistante aux liquides aide à maintenir les tissus sensibles de la peau
- Dessous antidérapant pour plus de stabilité
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Coussin de protection cutanée réglable Balanced Aire

Numéro d'article Description du produit

8047-16	40,6 cm la x 40,6 cm L x 10,2 cm H (16 po la x 16 po L x 4 po H)
8047-16-2	40,6 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (16 po la x 16 po L x 2 po H)
8047-18	45,7 cm la x 40,6 cm L x 10,2 cm H (18 po la x 16 po L x 4 po H)
8047-1818	45,7 cm la x 45,7 cm L x 10,2 cm H (18 po la x 18 po L x 4 po H)
8047-1818-2	45,7 cm la x 45,7 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 18 po L x 2 po H)
8047-18-2	45,7 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (18 po la x 16 po L x 2 po H)
8047-20	50,8 cm la x 40,6 cm L x 10,2 cm H (20 po la x 16 po L x 4 po H)
8047-2018	50,8 cm la x 45,7 cm L x 10,2 cm H (20 po la x 18 po L x 4 po H)
8047-20-2	50,8 cm la x 40,6 cm L x 5,1 cm H (20 po la x 16 po L x 2 po H)
8047-2218	55,9 cm la x 45,7 cm L x 10,2 cm H (22 po la x 18 po L x 4 po H)

- Les cellules d'air flexibles interconnectées et indépendantes permettent une immersion profonde dans le coussin
- Idéal pour les clients ayant une tolérance limitée en position assise ou ceux à risque de plaies de pression
- Housse extensible à faible cisaillement avec sangles de verrouillage réglables et dessous antidérapant facile à retirer et à laver
- Pompe manuelle incluse pour ajuster le coussin
- Trousse de réparation incluse pour des réparations rapides
- Conforme à la norme d'inflammabilité TB117

[Magasinez maintenant](#)



Cales de lit (housse en tissu)

Numéro d'article Description du produit

3826	58,4 cm la x 58,4 cm L x 25,4 cm H (23 po la x 23 po L x 10 po H)
3827	58,4 cm la x 58,4 cm L x 25,4 cm H (23 po la x 23 po L x 10 po H)

- Les cales de lit à housse en tissu sont conçues pour aider à élever et à soutenir le cou
- Aident à soulager l'inconfort associé aux problèmes respiratoires, à la mauvaise circulation sanguine et aux douleurs au dos ou au cou
- Mousse 100 % polyuréthane

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Cales de lit pliables

Numéro d'article Description du produit

RTL3825	58,4 cm la x 58,4 cm L x 17,8 cm H (23 po la x 23 po L x 7 po H)
RTL3826	58,4 cm la x 58,4 cm L x 25,4 cm H (23 po la x 23 po L x 10 po H)
RTL3827	58,4 cm la x 58,4 cm L x 30,5 cm H (23 po la x 23 po L x 12 po H)

- Conçues pour élever et soutenir le cou et aider à soulager les troubles respiratoires
- Aident à soulager l'inconfort causé par les douleurs au dos ou au cou et favorisent la circulation sanguine
- Aident à soulager l'inconfort de la grossesse
- Idéales pour dormir avec des reflux acides ou des brûlures d'estomac
- Leur conception compacte et pliable facilite le rangement et la poignée de transport est idéale pour les voyages
- Disponibles en 3 tailles



[Magasinez maintenant](#)

Cale de lit comprimée

Numéro d'article

RTL1490COM

- Conçue pour élever et soutenir le cou et aider à soulager les troubles respiratoires
- Aide à soulager l'inconfort causé par les douleurs au dos ou au cou et favorise la circulation sanguine
- Idéale pour dormir avec des reflux acides ou des brûlures d'estomac
- Le coussin se déploie automatiquement à sa taille normale dès qu'il est retiré de son emballage
- Construction en mousse confortable et durable
- Housse amovible et lavable à la machine



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Coussin anneau en mousse

Numéro d'article

RTLPC23388

Description du produit

40,6 cm la x 32,4 cm L x 7,0 cm H
(16 po la x 12,75 po L x 2,75 po H)

- Fournit un excellent confort et soutien en position assise
- Le centre ouvert est conçu pour une réduction maximale de la pression
- Comprend une housse en jacquard durable et lavable avec fermeture à glissière
- Fabriqué à partir de mousse thérapeutique souple de qualité supérieure
- Capacité de charge : 113,4 kg (250 lb)

[Magasinez maintenant](#)



Coussin comprimé pour coccyx

Numéro d'article

RTL1491COM

- La découpe réduit la pression sur la colonne vertébrale et le coccyx en position assise
- L'inclinaison du coussin restaure la forme naturelle en « S » de la colonne vertébrale
- Idéal pour la maison, le bureau et les voyages
- Le coussin se déploie automatiquement à sa taille normale dès qu'il est retiré de son emballage
- Construction en mousse confortable et durable
- Housse amovible et lavable à la machine

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Anneau en mousse comprimée

Numéro d'article

RTL1492COM

Description du produit

41,9 cm la x 31,8 cm L x 8,9 cm H
(16,5 po la x 12,5 po L x 3,5 po H)

- Spécialement conçu pour réduire la pression sur les zones sensibles lors de position assise pendant de longues périodes
- Sa forme unique soulage la douleur au coccyx, les hémorroïdes et l'inconfort postopératoire
- Forme de beigne épousant confortablement la forme du corps
- Le coussin se déploie automatiquement à sa taille normale dès qu'il est retiré de son emballage
- Construction en mousse confortable et durable
- Housse amovible et lavable à la machine



[Magasinez maintenant](#)

Coussin lombaire comprimé

Numéro d'article

RTL1493COM

Description du produit

34,3 cm la x 33,0 cm L x 10,2 cm H
(13,5 po la x 13 po L x 4 po H)

- Transforme une chaise ordinaire en apportant un confort ergonomique et un soutien dorsal
- Idéal pour ceux qui passent de longues périodes en position assise
- Contour subtil favorisant une posture adéquate tout en assurant du soutien et en minimisant les maux de dos
- La sangle intégrée aide à maintenir le coussin bien en place
- Idéal pour la maison, le bureau et les voyages, même dans la voiture
- Le coussin se déploie automatiquement à sa taille normale dès qu'il est retiré de son emballage
- Construction en mousse confortable et durable
- Housse amovible et lavable à la machine



[Magasinez maintenant](#)

Prévention des plaies de pression

Coussin comprimé de soutien postural

Numéro d'article

RTL1494COM

Description du produit

41,7 cm la x 20,3 cm L x 11,4 cm P
(16,4 po la x 8 po L x 4,5 po P)

- Transforme une chaise ordinaire en apportant un confort ergonomique et un soutien dorsal
- Ferme et moelleux pour un soutien postural supérieur
- Aide à soulager l'inconfort au niveau de la tête, de la nuque, des épaules et du dos
- Conception ergonomique pour favoriser un bon alignement de la colonne vertébrale
- La sangle intégrée aide à maintenir le coussin bien en place
- Idéal pour la maison, le bureau et les voyages, même dans la voiture
- Également idéal pour une utilisation derrière les genoux et les chevilles
- Le coussin se déploie automatiquement à sa taille normale dès qu'il est retiré de son emballage
- Construction en mousse confortable et durable
- Housse amovible et lavable à la machine

[Magasinez maintenant](#)



Coussin de soutien des genoux Comfort Touch™

Numéro d'article

RTL2017CTK

Description du produit

25,4 cm la x 19,1 cm L x 20,3 cm H
(10 po la x 7,5 po L x 8 po H)

- Soulage l'inconfort en favorisant le bon alignement de la colonne vertébrale, des genoux et des hanches
- La forme profilée tient confortablement entre les jambes grâce à la sangle réglable et sécuritaire qui maintient le coussin en place
- La housse en velours doux améliore la relaxation et est facile à retirer pour le nettoyage
- Idéal pour les personnes qui dorment sur le côté, celles qui souffrent de douleurs lombaires ou de sciatique, ou encore les femmes enceintes

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Soutien lombaire chauffant Comfort Touch™

Numéro d'article

RTL2017CTL

Description du produit

32,0 cm la x 33,5 cm L x 10,4 cm H
(12,6 po la x 13,2 po L x 4,1 po H)

- Un seul réglage de chaleur produit une chaleur continue pour soulager les douleurs dorsales et les tensions musculaires
- Conçu de façon ergonomique pour assurer un soutien postural
- La housse en velours doux procure une sensation luxueuse pour plus de confort et est facilement amovible pour le nettoyage
- Peut être utilisé sur le siège de votre choix partout où une source d'alimentation électrique est disponible

[Magasinez maintenant](#)

Oreiller de soutien cervical Comfort Touch™

Numéro d'article

RTL2017CTN CTN

Description du produit

28,4 cm la x 25,9 cm L x 12,4 cm H
(11,2 po la x 10,2 po L x 4,9 po H)

- Les sachets de gel insérables ciblent jusqu'à trois endroits, fournissant une thérapie par le chaud ou le froid pour soulager l'inflammation et la tension musculaires
- La mousse mémoire ergonomique assure un soutien de la tête et du cou, que vous soyez à la maison ou en déplacement
- La housse en velours doux améliore la relaxation et est facile à retirer pour le nettoyage
- Comprend trois sachets de gel réutilisables et un sac de voyage pour faciliter le rangement et le transport

[Magasinez maintenant](#)

Pochettes de gel Comfort Touch

Numéro d'article

RTL2017CTGP



Magasinez maintenant

Coussin de siège rafraîchissant Comfort Touch™

Numéro d'article

RTL2017CTS CTS

Description du produit

45,7 cm la x 40,6 cm L x 7,6 cm H
(18 po la x 16 po L x 3 po H)

- La mousse moulée ergonomique assure un soutien et soulage la douleur et l'inconfort associés à la pression d'une position assise prolongée
- La couche supérieure en gel procure une sensation de fraîcheur pour un confort accru
- La housse extensible en mélange de coton, lavable à la machine, est à faible cisaillement, résistante à l'eau et dotée d'un dessous antidérapant
- Le coussin en mousse moulée est fourni avec une poignée de transport pour le transporter facilement partout où vous allez



Magasinez maintenant


Prévention des plaies de pression

Coussin en mousse alvéolée

Numéro d'article	Description du produit
M6026	83,8 cm la x 188,0 cm L x 8,9 cm H (33 po la x 74 po L x 3,5 po H)

- Le surmatelas en mousse alvéolée aide à répartir la pression et à augmenter la circulation sanguine
- Fournit une surface fraîche, sèche et confortable pour un sommeil plus réparateur

[Magasinez maintenant](#)



Tapis de chute à réduction d'impact PrimeMat 2.0

Numéro d'article	Description du produit
PM20BA	61,0 cm la x 177,8 cm L x 1,9 cm H (24 po la x 70 po L x 0,75 po H) – Brun
PM20GA	61,0 cm la x 177,8 cm L x 1,9 cm H (24 po la x 70 po L x 0,75 po H) – Gris

- Longueur totale assurant une couverture maximale le long du lit
- Robustes et légers, les tapis sont fabriqués à partir de mousse de polyuréthane moulée de haute qualité (210 kg/mètre cube) pour fournir une absorption et un rebond maximaux afin de réduire l'impact en cas de chute
- Réussite du test de chute d'œuf de 1,5 m (5 pi) : l'œuf demeure intact après une chute de 1,5 m (5 pi) sur le tapis
- Profil bas avec bords effilés permettant à l'équipement, tels que les tables de lit ou les lève-personnes pour se retourner facilement
- Revêtement inférieur antidérapant maintenant le tapis bien en place afin d'aider à prévenir les trébuchements accidentels
- Le dessus antidérapant en similicuir PVC gaufré est non seulement attrayant, mais extrêmement durable et résistant aux perforations
- Le motif antidérapant aide à minimiser les glissades et est facile à nettoyer avec du savon doux et de l'eau

[Magasinez maintenant](#)



Prévention des plaies de pression

Tapis de sol Safetycare monobloc avec housse Masongard

Numéro d'article	Description du produit
7094	91,4 cm la x 167,6 cm L x 5,1 cm H (36 po la x 66 po L x 2 po H)
7095-BF	61,0 cm la x 167,6 cm L x 5,1 cm H (24 po la x 66 po L x 2 po H)

- Les tapis Safetycare aident à prévenir les blessures en cas de chute accidentelle du lit
- Fabriqué en mousse de polyuréthane haute densité

Magasinez maintenant



Tapis de chute de chevet à trois volets

Numéro d'article	Description du produit
14700	76,2 cm la x 182,9 cm L x 5,1 cm H (30 po la x 72 po L x 2 po H)

- Aide à réduire les risques de blessures dues aux chutes de lit
- Se plie facilement en 3 sections pour le rangement
- Fabriqué en mousse haute densité pour absorber les chocs causés par les chutes du lit
- Dessous antidérapant réduisant les risques de glissement du tapis
- Comprend une housse en vinyle durable facile à nettoyer

Magasinez maintenant



Jetez un coup d'œil à nos nouveautés!

Soyez le premier à découvrir les dernières innovations
et lancements de produits.

Visitez le site drivemedical.com/new-arrivals
pour découvrir les produits les plus récents de notre gamme.



M+D de Drive Collection Airgonomic™

M+D de Drive propose des produits de tous les
jours brevetés axés sur le confort qui permettent
de relever de vrais défis pour les utilisateurs
et d'aider votre entreprise à se démarquer en
bâtissant la confiance et en fidélisant la clientèle.

Magasinez maintenant

La série Aero

Notre série Aero allie design moderne et
construction ultralégère, présentant des
solutions de mobilité élégantes qui sont
faciles à soulever, à emballer et à transporter.

Magasinez maintenant





2026

Catalogue
de produits
de soins
personnels

Améliorer la
qualité de vie, voilà
ce qui nous anime

drive[®] 
M E D I C A L

Soins personnels

Des soins fiables, tous les jours

Drive Medical est fière de proposer des produits de soins personnels fiables qui vous aident à rester en sécurité et en santé tous les jours. Des coussins chauffants aux tensiomètres, nos produits sont soigneusement conçus pour soutenir et améliorer le confort et la sécurité de l'utilisateur. La sécurité, la fiabilité et la précision de ces produits sont cruciales, c'est pourquoi les produits de Drive Medical sont utilisés dans les hôpitaux du monde entier. Leur qualité fiable donne aux clients et aux soignants la liberté de se concentrer sur ce qui est le plus important dans leur vie quotidienne.



Tensiomètre automatique de luxe, poignet

Numéro d'article BP3200

- Classification de l'OMS
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Fonctionnement à une touche
- Grand écran facile à lire
- Affichage de la date et de l'heure
- Indicateur de fréquence cardiaque
- Messages d'erreur numériques
- Sac de voyage
- Fonction d'arrêt automatique
- Mémoire de 120 lectures (2 x 60)
- Moyenne des 3 derniers résultats

[Magasinez maintenant](#)



Tensiomètre automatique, poignet

Numéro d'article BP2116

- Grand affichage numérique facile à lire
- 120 rappels de mémoire
- Affichage de la date et de l'heure
- Indicateur de fréquence cardiaque
- Fonction d'arrêt automatique
- Léger et facile à utiliser
- Méthode de gonflage silencieuse
- Modèle poignet

[Magasinez maintenant](#)



Tensiomètre automatique de luxe, haut du bras

Numéro d'article BP3400

- Classification de l'OMS
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Fonctionnement à une touche
- Très grand écran facile à lire
- Affichage de la date et de l'heure
- Indicateur de fréquence cardiaque
- Messages d'erreur numériques
- Sac de voyage
- Fonction d'arrêt automatique
- Mémoire de 120 lectures (2 x 60)
- Moyenne des 3 derniers résultats

[Magasinez maintenant](#)




Tensiomètre automatique économique, haut du bras

Numéro d'article BP3600

- Classification de l'OMS
- Détection des battements cardiaques irréguliers
- Fonctionnement à une touche
- Grand écran facile à lire
- Affichage de la date et de l'heure
- Indicateur de fréquence cardiaque
- Messages d'erreur numériques
- Sac de voyage
- Fonction d'arrêt automatique
- Mémoire de 120 lectures
- Moyenne des 3 derniers résultats

[Magasinez maintenant](#)



Accessoires pour tensiomètre automatique de luxe pour le haut du bras

Numéro d'article BP2000

- Brassard de rechange pour BP3400/BP3600
- Taille de brassard standard de 21,8 à 36,1 cm (8,6 à 14,2 po)
- Taille de brassard bariatrique de 32,0 à 45,0 cm (12,6 à 17,7 po)

[Magasinez maintenant](#)



Accessoires pour tensiomètre automatique de luxe pour le haut du bras

Numéro d'article BP2001

- Brassard de rechange pour BP3400/BP3600
- Taille de brassard standard de 21,8 à 36,1 cm (8,6 à 14,2 po)
- Taille de brassard bariatrique de 32,0 à 45,0 cm (12,6 à 17,7 po)

[Magasinez maintenant](#)



Adaptateur c.a

Numéro d'article BP2610

- Adaptateur c.a. pour BP3400/BP3600

Magasinez maintenant



Protecteur de plâtre à la jambe

Numéro d'article RTLPC23402

- Garde les plâtres et les bandages secs pendant le bain ou la douche
- L'ajustement serré extensible élimine le besoin de pompes, de sangles et de rubans adhésifs
- Conception réutilisable qui se plie de façon compacte
- Sans latex

Magasinez maintenant



Protecteur de plâtre au bras

Numéro d'article RTLPC23401

- Garde les plâtres et les bandages secs pendant le bain ou la douche
- L'ajustement serré extensible élimine le besoin de pompes, de sangles et de rubans adhésifs
- Conception réutilisable qui se plie de façon compacte
- Sans latex

[Magasinez maintenant](#)



Écharpe de bras universelle

Numéro d'article RTLPC23278

- Cette écharpe universelle soutient le bras pour le rétablissement après une fracture, une entorse ou une chirurgie du bras ou de la main
- Taille idéale pour les adultes et les jeunes pour convenir à l'un ou l'autre bras
- Livrée avec une sangle de dimensionnement réglable facile à utiliser

[Magasinez maintenant](#)



Gobelet transparent à 2 anses

Numéro d'article RTL3515

- Fabriqué en polystyrène transparent et robuste, il peut contenir jusqu'à 296 ml (10 oz)
- Comprend un bec verseur et des couvercles anti-éclaboussures
- Conçu pour les liquides froids seulement. Ne convient pas aux liquides chauds
- Ne va pas au micro-ondes
- Ne passe pas au lave-vaisselle
- Se nettoie avec de l'eau tiède, un détergent doux et une lavette douce

[Magasinez maintenant](#)



Gobelet EasySip®

Numéro d'article RTL19K005-2

- Se plie et se déploie comme une paille sans avoir à incliner la tête
- Gobelet en polypropylène avec anse et fond antidérapants en TPE
- Capacité de 296 ml (10 oz liq.)
- Graduations pour suivre l'apport en liquides
- Non toxique. Sans BPA, chlorures et phtalates
- Lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Déployez complètement le gobelet avant de le mettre au lave-vaisselle afin de nettoyer les soufflets
- Boissons froides et chaudes
- Comprend 2 gobelets par boîte

[Magasinez maintenant](#)



Trousse pour la hanche

Numéro d'article RTL9506

- Contient : Éponge de bain à long manche (article n° RTL1020), enfile-bas en polyéthylène (article n° RTL2012), pince de préhension pliable, 66,0 cm (26 po) (article n° RTL5022), chausse-pied en plastique (article n° RTL2049), lacets élastiques noirs (article n° RTL5022)

Magasinez maintenant



Coussin chauffant

Numéro d'article RTL19G007GR

- Chaleur sèche ou humide confortable et à action rapide
- Six réglages uniques de chaleur et de durée
- Léger et souple pour épouser la forme du corps
- L'éponge absorbante dans le tampon fournit une chaleur humide qui pénètre rapidement et en toute sécurité dans les tissus
- Le coussin chauffe en quelques secondes et surveille la température en temps réel pour prévenir la surchauffe
- Six réglages de température (45/50/55/60/65/70 °C [113/122/131/140/149/158 °F]) et réglages de minuterie à rebours (0:15/0:30/0:45/1:00/1:30/2:00)
- Affichage numérique avec interrupteur marche/arrêt, contrôle de la température et de la minuterie, et voyant lumineux
- Housse lavable à la machine
- Grandes dimensions de 30,5 cm x 61,0 cm x 1,0 cm (12 po x 24 po x 0,4 po)
- Sac fourre-tout portatif et sangle élastique

Magasinez maintenant



Pince de préhension à main

Numéro d'article RTL5023

- Avec un cadre léger en aluminium, cette pince de préhension aide à éliminer les flexions et les étirements
- Seulement 12 onces de pression sont requises à la gâchette pour fermer les mâchoires
- Longueur : 71,1 cm (28 po)

[Magasinez maintenant](#)



Pince de préhension à main

Numéro d'article RTL5021F

- Avec un cadre léger en aluminium, cette pince de préhension aide à éliminer les flexions et les étirements
- Seulement 12 onces de pression sont requises à la gâchette pour fermer les mâchoires
- Longueur : 81,3 cm (32 po)
- Pliable

[Magasinez maintenant](#)



Pince de préhension à main

Numéro d'article RTL5020

- Avec un cadre léger en aluminium, cette pince de préhension aide à éliminer les flexions et les étirements
- Seulement 12 onces de pression sont requises à la gâchette pour fermer les mâchoires
- Longueur : 66,0 cm (26 po)

[Magasinez maintenant](#)



Pince de préhension à main

Numéro d'article RTL5021

- Avec un cadre léger en aluminium, cette pince de préhension aide à éliminer les flexions et les étirements
- Seulement 12 onces de pression sont requises à la gâchette pour fermer les mâchoires
- Longueur : 81,3 cm (32 po)

[Magasinez maintenant](#)



Chausse-pied en métal

Numéro d'article RTL2046

- Évite de se pencher ou de s'accroupir pour enfiler ses chaussures
- N'accroche pas les chaussettes ni les bas
- Longueur de 58,4 cm (23 po)

[Magasinez maintenant](#)



Manche enfile-vêtement

Numéro d'article RTL2032

- Les modèles de 45,7 cm (18 po) et de 61,0 cm (24 po) sont dotés d'un crochet en S recouvert de plastique à une extrémité. RTL2030 est doté d'un petit crochet en C à l'autre extrémité
- Peut être utilisé pour enfiler et retirer les vêtements

[Magasinez maintenant](#)



Enfile-chaussettes moulé

Numéro d'article RTL2010

- Permet d'enfiler des chaussettes sans se pencher
- Les découpes incurvées sur les côtés maintiennent la chaussette pendant qu'elle est tirée vers le haut de la jambe
- L'enfile-chaussettes maintient la chaussette ouverte et permet à l'utilisateur de tirer facilement celle-ci ou le bas avec un minimum d'effort

[Magasinez maintenant](#)



Lève-jambes

Numéro d'article RTL2061

- Un moyen simple pour vous aider à lever la jambe
- Longueur de 91,4 cm (36 po), avec boucles pour la main et le pied

[Magasinez maintenant](#)



Poulie d'exercice pour dessus de porte

Numéro d'article 13005

- Conçue pour augmenter facilement et en toute sécurité l'amplitude des mouvements
- S'installe facilement sur une porte standard
- Comprend un support de porte, des poulies, un cordon et des poignées
- À utiliser en position assise ou debout

[Magasinez maintenant](#)



Bavoir-foulard pour adultes

Numéro d'article RTL19D8BG-2

- Protection des vêtements et de l'utilisateur – Prévient les déversements qui causent des taches et des risques de glissade
- Pratique et discret – Conception multifonctionnelle et discrète qui convient à toutes les garde-robes et situations
- Protège les vêtements contre la nourriture, les boissons et les éclaboussures de cuisson
- Polyester 100 % avec fini performant; tissu facile à nettoyer
- Lavable à la machine et séchable par culbutage
- Léger et souple
- Attrape-miettes intégré pour garder les sols propres et sûrs
- Élégant et discret pour toute garde-robe ou situation

[Magasinez maintenant](#)



Disque de transfert

Numéro d'article RTL6048

- Se comporte comme un plateau tournant, faisant pivoter la personne pour la transférer avec un effort physique minimal
- Les surfaces supérieure et inférieure sont antidérapantes pour plus de sécurité

[Magasinez maintenant](#)



Ensemble de traction cervicale

Numéro d'article 13004

- Collier de traction usage intensif avec système de support métallique et dispositifs de fermeture à fixation automatique
- Comprend une barre d'écartement réglable de 30,5 cm (12 po), une corde de traction de 2,4 m (8 pi), deux anneaux fermés, une poche à eau et un crochet en S
- Lavables à la machine
- Taille unique

[Magasinez maintenant](#)



Planche de transfert

Numéro d'article RTL6045

- Pour une facilité de transfert du patient vers et depuis un fauteuil roulant
- Fabriqué en bouleau balte solide, avec un fini en vernis-laque transparent
- Extrémités effilés, coins arrondis
- Capacité de charge de 199,6 kg (440 lb)

[Magasinez maintenant](#)



Planche de transfert bariatrique avec trous pour les mains

Numéro d'article RTL7047

- Pour une facilité de transfert du patient vers et depuis un fauteuil roulant
- Deux poignées procurent une maniabilité supplémentaire
- Fabriqué en bouleau balte solide, avec un fini en vernis-laque transparent
- Extrémités effilés, coins arrondis
- Légèrement biseauté à chaque extrémité
- Capacité de charge de 272,2 kg (600 lb)
- Dimensions : 88,9 cm x 20,3 cm (35 po x 8 po)

[Magasinez maintenant](#)



Ceinture d'aide à la marche et au transfert

Numéro d'article RTL6292

- Aide le personnel soignant à repositionner ou à déplacer un patient
- 4 sangles verticales
- Boucle à libération rapide

[Magasinez maintenant](#)



Urinoir masculin

Numéro d'article RTLPC23201-M

- Indispensable pour toute personne qui a du mal à sortir du lit
- Conçu pour prévenir les déversements
- Poignée robuste pour une préhension facile et utilisable par la patiente dans diverses positions
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Graduations pour mesurer la quantité d'urine
- Peut contenir 946 ml (32 oz)
- Le capuchon aide à confiner les odeurs

[Magasinez maintenant](#)



Urinoir féminin

Numéro d'article RTLPC23201-F

- Indispensable pour toute personne qui a du mal à sortir du lit
- Conçu pour prévenir les déversements
- Poignée robuste pour une préhension facile et utilisable par la patiente dans diverses positions
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Graduations pour mesurer la quantité d'urine
- Peut contenir 946 ml (32 oz)

[Magasinez maintenant](#)



Bassin de lit profilé

Numéro d'article RTLPC23212

- Pour toute personne ayant des difficultés à sortir du lit
- La conception profilée procure confort et facilité d'utilisation
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Peut contenir 2,5 L (84 oz)

[Magasinez maintenant](#)



Bain de siège

Numéro d'article RTLPC23234

- Idéal pour le traitement des hémorroïdes et d'autres pathologies dans les zones anales ou génitales, en particulier après une épisiotomie
- Conçu pour s'adapter à des toilettes standard
- Léger, durable et facile à nettoyer
- Capacité du sac : 2,0 L (2,1 pte US)
- Longueur de tube non déformable : 152,4 cm (60 po)
- Capacité du bassin : 1,9 L (2 pte US)

[Magasinez maintenant](#)



Collier cervical

Numéro d'article RTLPC23289

- Fournit un soutien ferme et confortable, permettant de soulager toute gêne dans le cou
- Sa fermeture auto-agrippante pratique se règle pour une mise en place appropriée
- Fabriqué en coton poreux, doux recouvrant de la polymousse

[Magasinez maintenant](#)



Coussin de siège pivotant rembourré

Numéro d'article RTLAGF-300

- Siège pivotant qui permet de tourner sur 360°
- Permet de se lever et de s'asseoir facilement et confortablement (Figure A)
- Durable et stable
- Portable : Ne pèse que 1,5 kg (3,25 lb)
- Dimensions : Diamètre de 39,7 cm (15 5/8 po)
- Capacité de charge de 136,1 kg (300 lb)

[Magasinez maintenant](#)



Coussin gonflable en vinyle

Numéro d'article RTLPC23245

- Aide à fournir du soutien et du confort lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes
- Le gonflage et le dégonflage sont faciles grâce à la valve pratique de type pousser-tirer
- Facile à nettoyer
- Dimensions : Diamètre de 33 cm (13 po), hauteur de 7,6 cm (3 po) une fois gonflé

[Magasinez maintenant](#)



Coussin gonflable en caoutchouc

Numéro d'article RTLPC23346

- Le coussin robuste et durable épouse les formes naturelles du corps pour plus de confort
- Se nettoie avec un linge humide
- Facile à gonfler et à dégonfler
- Ce produit contient du caoutchouc naturel
- Dimensions : Diamètre de 35,6 cm (14 po) et hauteur de 9,5 cm (3,75 po) une fois gonflé
- Capacité de charge de 136,1 kg (300 lb)

[Magasinez maintenant](#)



Tabouret tout usage avec accoudoirs réglables

Numéro d'article 12455

- Le tabouret est doté d'un siège et d'un dossier rembourrés pour plus de confort
- Le siège incliné permet de s'asseoir et de se lever facilement
- Fabriqué en acier thermolaqué blanc pour un fini attrayant et durable
- Pieds en acier chromé
- Fourni avec des accoudoirs amovibles à largeur réglable pour plus de sécurité et de confort
- Facile à assembler
- Hauteur réglable pour s'adapter à la plupart des personnes

[Magasinez maintenant](#)



Pédalier d'exercice pliant avec affichage électronique

Numéro d'article RTL10273

- Affichage à cinq fonctions indiquant la durée de l'exercice, le nombre de tours, la cadence en tours par minute (tr/min) et les calories brûlées
- La fonction numérique affiche alternativement toutes les mesures de façon automatique
- Quatre patins en caoutchouc antidérapants pour l'empêcher de glisser et protéger les surfaces
- Bouton réglable pour régler la tension avec précision
- Fini argenté attrayant
- Pile bouton incluse
- Conception entièrement assemblée et pliable

[Magasinez maintenant](#)



Pédalier d'exercice

Numéro d'article 10270KDRSV-1

- Quatre patins antidérapants en caoutchouc l'empêchent de glisser et protègent le plancher Inclus sur toutes les unités
- Forme douce et sécuritaire d'exercice à faible impact
- Stimule la circulation
- Bouton réglable pour régler la tension avec précision
- Fini veiné argent attrayant
- Format compact pour un rangement ou un transport facile

[Magasinez maintenant](#)





SIÈGE SOCIAL  99 Seaview Blvd., Port Washington, NY 11050  877 374-8763  www.drivemedical.com

BUREAU AU CANADA  256 Aviva Park Drive, Vaughan, Ontario Canada L4L 9C7  866 752-1363

©2026 Medical Depot, Inc., faisant affaire sous le nom de Drive DeVilbiss Healthcare, 99 Seaview Boulevard, Port Washington, NY 11050, États-Unis. Toutes les marques de commerce utilisées en association avec la vente des produits de Drive DeVilbiss sont des marques de commerce détenues par Medical Depot, Inc. Toutes les autres marques de commerce, noms commerciaux, marques de service et logos référencés dans les présentes appartiennent à leurs entreprises respectives. Veuillez consulter le guide d'utilisation du produit pour des détails sur la garantie.